

DERMOLIFE CREMA LENITIVA 75 ml



DISPOSITIVO MEDICO
di Classe IIa

**Omega 3 - Omega 6
Vitamina E - B5**

INDICAZIONI

Dermolife Crema Lenitiva è un dispositivo medico indicato nel **trattamento sintomatico di radiodermiti** precoci e tardive; nei **processi infiammatori cutanei** (dermatite irritativa o allergica da contatto, dermatite atopica, cute reattiva e sensibile, eritema polimorfo solare, psoriasi); **dopo trattamenti dermatologici chimici o fisici** (laser, fotodinamica, peeling); **in dermatologia estetica** (anti-aging).

I principi attivi di Dermolife Crema Lenitiva modulano negativamente i processi infiammatori cutanei, ripristinano **l'integrità della barriera epidermica**, idratano e leniscono, attenuano la sintomatologia del bruciore e del prurito.

L'**azione antiossidante** di Dermolife Crema Lenitiva protegge la cute dai danni cellulari causati dai radicali liberi.

MODALITA' D'USO

Dermolife Crema Lenitiva è destinata ad un **esclusivo uso esterno**.

Radiodermiti precoci, tardive e dermatiti indotte da laserterapia:

Applicare due/tre volte al dì sulla zona interessata, massaggiando delicatamente. Continuare ad applicare come descritto fino a remissione dei sintomi o secondo parere medico. In caso di radiodermiti tardive proseguire il trattamento per 4 settimane.

Processi infiammatori cutanei, post trattamento dermatologico chimico-fisico, come anti-aging:

Applicare due volte al giorno, massaggiando delicatamente. Continuare ad applicare come descritto fino a remissione dei sintomi o secondo parere medico.

NOTE

DERMOLIFE

CREMA LENITIVA

DERMOLIFE CREMA LENITIVA 75 ml



DISPOSITIVO MEDICO di Classe IIa

**Omega 3 - Omega 6
Vitamina E - B5**

PRECAUZIONI D'USO

- ✓ USO ESTERNO
- ✓ Non utilizzare in caso di allergie note ai singoli componenti.
- ✓ In caso di trattamento radioterapico, applicare almeno 4 ore prima del trattamento stesso.
- ✓ Non usare su ferite aperte.
- ✓ Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto risciacquare con abbondante acqua fresca.
- ✓ Se dovessero verificarsi intolleranze o altri effetti avversi, sospendere l'uso ed eventualmente consultare il medico. Un leggero bruciore alle prime applicazioni può essere normale.
- ✓ Tenere fuori dalla portata dei bambini.

COMPOSIZIONE

Aqua, Cannabis sativa seed oil (Omega 3 & Omega 6), Argania Spinosa oil, Ethyl Macadamiate, Tocopheryl Acetate, Potassium Palmitoyl, Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Tocopherol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Hyaluronic Acid, Glycerin, Phantenol, Pullulan, Urea, Yeast Amino Acids, Trehalose, Inositol, Taurine, Betaine, Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch, Alcohol, Onopordum Acanthium extract, Whey Protein (Lactis Proteinum), Benzoic Acid, Ethylhexylglycerin, Malic Acid, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Parfum

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Non esporre al sole o al gelo.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Contenuto: non disperdere nell'ambiente.

Imballaggio: per scatola primaria, foglio illustrativo e scatola secondaria, consigliata la raccolta differenziata.

Tubo: non disperdere nell'ambiente; consigliata la raccolta differenziata.

DERMOLIFE



CREMA LENITIVA