






SERRES




- EN** SERRES SUCTION BAG SYSTEM MANUAL
- DE** ANLEITUNG FÜR SERRES ABSAUGBEUTEL-SYSTEM
- FR** MANUEL DU SYSTÈME DE POCHE D'ASPIRATION SERRES
- ES** MANUAL DEL SISTEMA DE BOLSA DE ASPIRACIÓN SERRES
- IT** MANUALE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON SACCHE DI RACCOLTA SERRES
- SV** BRUKSANVISNING SERRES SUGPÅSESYSTEM
- DA** BRUGERVEJLEDNING FOR SERRES SUGEPOSESYSTEM
- NO** VEILEDNING FOR SERRES SUGESYSTEM
- FI** SERRES IMUPUSSIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE
- NL** HANDLEIDING SERRES-OPVANGZAKSYSTEEM
- CS** PŘÍRUČKA PRO SYSTÉM ODSÁVACÍHO VAKU SERRES
- SK** NÁVOD K POUŽÍVANIU SYSTÉMU NASÁVACIEHO VAKU SERRES
- TR** SERRES ASPİRASYON TORBASI SİSTEMİ KILAVUZU
- HU** SERRES SZÍVÓZSÁKRENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU WYKÓW DO ODSYSANIA SERRES
- PT** MANUAL DO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COM SACOS SERRES
- SL** NAVODILA ZA UPORABO ASPIRACIJSKEGA SISTEMA SERRES
- EL** ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SERRES
- CHI** SERRES 引流袋系统手册




2.1




2.2




4




5



6




6.1



6.2

6.3



The Serres suction bag system is used to collect liquids and secretions from patients during medical procedures. Please read this manual carefully before installing the product and beginning the procedure. The Serres suction bag system may only be installed and used by persons familiar with the product and used for the purpose stated by the manufacturer. Usage contrary to instructions is forbidden. The manufacturer cannot be held liable if the product is used in a manner and/or for purposes other than those described in these instructions. Before using the product, always ensure that all of the system's parts are intact. Use of faulty products is strictly forbidden.

Parts of the system

The basic parts of the system include the suction bag **Figure A** (disposable), the suction canister and the grey, right-angled connector of the canister **Figure B** (re-usable). The volume of the suction bags and canisters is either 1,000 ml, 2,000 ml or 3,000 ml, depending on the product model. Parts of the suction bag system have been introduced in more detail in **Figure C**.

C1 Angled connector (grey, attached to the suction canister)

C2 Patient connector (white, attached to the suction bag)

C3 Serial port (used when liners are connected in series)

C4 Patient connection plug


C5 Overflow protection

C6 Lifting handle

There are different versions of the suction bag and their installation can differ from each other. Ensure that you have read the instructions related to the correct version. Introduced in a separate manual entitled Accessories, there are a range of accessories available for the system.

NOTE! ONLY ORIGINAL SERRES PARTS AND ACCESSORIES MAY BE USED IN THE SUCTION BAG SYSTEM.

NOTE! IF YOU ARE USING A STERILE PRODUCT, ENSURE THAT ITS PACKAGE HAS NOT BEEN DAMAGED BEFORE USE. IF THE PACKAGE HAS BEEN DAMAGED, DO NOT USE THE PRODUCT.

NOTE! ALL SUCTION BAGS AND PRODUCTS THAT HAVE BEEN MARKED WITH THE  SYMBOL ARE DISPOSABLE AND RE-USING THEM IS STRICTLY FORBIDDEN.

Installation of the system

1. Installing the suction canister

Place the suction canister in a bracket in an upright position **Figure 1**. There are a range of brackets available for installing the suction canister (rail, wall, table and bed models). The suction canister can also be mounted to the canister holder in the movable Serres trolley. Connect the tubing from the vacuum source to the grey, angled connector at the rear of the canister.

2. Installing a single suction bag

2.1 Versions which have not been wrapped and taped

Unfold the suction bag and place it into the suction canister. **Figure 2.1**

2.2 Versions which have been wrapped and taped

Place the bag as it is in the suction canister **Figure 2.2** or follow the instructions in section 2.1.

NOTE! THE SUCTION BAG HAS TO BE INSTALLED INTO A SUCTION CANISTER OF EQUAL SIZE.

NOTE! ENSURE THAT THE SUCTION BAG FILM DOES NOT BECOME LODGED BETWEEN THE CANISTER AND THE LID.

3. Installing several suction bags (connection in series)

When large volumes of liquid are suctioned, Serres suction bags can be connected in series with serial tubes, vacuum tubes and T-connectors.

Figure 3.1.

- Place the bags to suction canisters as in section 2 and attach the bags to the canisters by pressing the middle of the lid.

- Remove the grey, angled connector (canisters 2 and 3) and open the suction bags' serial ports (bags 1 and 2) as shown in **Figure 3.2**.

- Connect the suction canisters to each other with separate T-connectors and tubes in accordance with **Figure 3.3**. Use scissors to cut the tube to a suitable length.

NOTE! THE T-CONNECTOR AND VACUUM TUBE ARE RE-USABLE AND DO NOT NEED TO BE REPLACED BETWEEN OPERATIONS.

- Connect the serial tubes carefully through the opened serial port opening in the suction bag to the next suction bag's patient connector. **Figure 3.4**

For best performance, you are recommended to use a vacuum shift for the serial connections of the largest amounts of liquid.

4. Unfolding the suction bag

Suction bag is installed using vacuum **Figure 4**. Turn the vacuum source on and, at the same time, press the middle of the lid lightly (part 1). After the suction bag has straightened, close the patient connector using your finger (part 2) so that the lid tightens to the suction bag.

NOTE! BEFORE USE, ENSURE THAT THE VACUUM HAS BEEN CREATED AND THE SUCTION BAG IS FULLY INFLATED.

Connect the patient tube to the patient connector.

The system is ready for use.

Using the suction bag system

When the suction is on, the liquid flows inside the suction bag. The suction bag can be used throughout the procedure or until the suction bag is full. When the suction bag is full, overflow protection cuts the suction and prevents the flow of liquid to the suction source. The scale on the suction canister displays the volume of the suctioned liquid. The accuracy of the scale is +/- 100ml.

Use of suction bags equipped with solidifying agent (Pre-gelled)

Some suction bag versions include a solidifying agent **Figure 5** that solidifies the suctioned liquid. Use pre-gelled suction bags similar to regular suction bags. When measuring the volume of the suctioned liquid, take note of the fact that the scale on the suction canister includes the amount of the solidifying agent contained in the suction bag.

1l pre-gelled suction bag: 25 ml

2l pre-gelled suction bag: 50 ml

3l pre-gelled suction bag: 85 ml

In addition, note the normal tolerance of the suction canister scale. If you use separate sachets or a solidifying agent sold as separate powder, use 25g / 35ml of substance per one litre of liquid. Note the warnings in the solidifying agent packet.

NOTE! IF THE PRE-GELLED SUCTION BAGS ARE USED IN SERIAL CONNECTIONS, THE VACUUM SOURCE MUST BE ON FOR THE DURATION OF THE WHOLE PROCEDURE.

After the procedure

After the suctioning procedure, disconnect the patient tube and the angled connector (or alternatively straight connector or twin connector) and serial tube, if used **Figure 6.1**. Close the connection with the patient connector plug provided on the lid of the suction bag. In serial connections, also plug the serial port **Figure 6.2**. Finally, turn off the vacuum source. Lift the suction bag from the handle **Figure 6.3**.

NOTE! DO NOT TURN OFF THE VACUUM SOURCE BEFORE YOU HAVE CLOSED THE SUCTION BAG.

Disposal of used products

Serres suction bags, specimen sets, measuring cups and serial tubes are disposable and must be replaced patient-specifically. If the same patient undergoes long-term treatment, the suction bag must be replaced at least every 24 hours. Reusable products must be decommissioned if they have become damaged or do not function as planned. Used or decommissioned products must be disposed of in accordance with recycling labelling and hospital-specific instructions.

NOTE! REUSE OF DISPOSABLE PRODUCTS IS STRICTLY FORBIDDEN. REUSE REDUCES THE PERFORMANCE OF THE PRODUCT AND CAN CAUSE AN INFECTION RISK. WHEN HANDLING A USED SUCTION BAG, ATTENTION SHOULD BE PAID TO THE FACT THAT IT MAY CONTAIN INFECTIOUS WASTE.

Cleaning of re-usable products

The suction canister and angle connector can be washed (95°C) and autoclaved (121 °C). Remove the grey, angled connector before washing. Other reusable products can be wiped with disinfectant.

Storage page 23

ANLEITUNG FÜR SERRES ABSAUGBEUTEL-SYSTEM

Das Serres Absaugbeutel-System dient dem Auffangen von Flüssigkeiten und Sekreten von Patienten während eines medizinischen Eingriffs. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation des Produkts und vor Beginn des Eingriffs sorgfältig durch. Das Serres Absaugbeutel-System sollte nur von sachkundigen Personen installiert und bedient werden und es sollte nur für die vom Hersteller genannten Zwecke verwendet werden. Eine bestimmungswidrige Verwendung ist untersagt. Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden, wenn das Produkt in einer Weise bzw. für Zwecke verwendet wird, die dieser Anleitung widersprechen. Stellen Sie vor Verwendung des Produkts stets sicher, dass alle Systembestandteile intakt sind. Die Verwendung fehlerhafter Produkte ist strengstens untersagt.

Systembestandteile

Die Hauptbestandteile des Systems umfassen den Absaugbeutel **Abbildung A** (Einweg), den Absaug-Kanister und den grauen Winkelkonnector des Kanisters **Abbildung B** (wiederverwendbar). Das Fassungsvermögen der Absaugbeutel und Kanister beträgt je nach Produktausführung 1.000 ml, 2.000 ml oder 3.000 ml. Andere Bestandteile des Absaugbeutel-Systems werden in **Abbildung C** näher beschrieben.

C1 Winkelkonnector (grau, verbunden mit dem Absaugkanister)

C2 Konnector „Patient“ (weiß, verbunden mit dem Absaugbeutel)

C3 Serienanschluss (wird verwendet, wenn Einsatzstücke in Serie geschaltet werden)

C4 Anschlussstück Konnector „Patient“

C5 Überlaufschutz

C6 Hebegriff

Der Absaugbeutel ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und die Installation kann sich voneinander unterscheiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung der richtigen Ausführung gelesen haben. In einer gesonderten Anleitung mit der Überschrift „Zubehör“ wird eine Reihe von Zubehör vorgestellt, das für das System erhältlich ist.

HINWEIS! ES DÜRFEN MIT DEM ABSAUGBEUTEL-SYSTEM NUR ORIGINALBESTANDTEILE UND -ZUBEHÖR VON SERRES VERWENDET WERDEN.

HINWEIS! WENN SIE EIN STERILES PRODUKT VERWENDEN, STELLEN SIE SICHER, DASS SEINE VERPACKUNG VOR DER VERWENDUNG NICHT BESCHÄDIGT WURDE. WENN DIE VERPACKUNG BESCHÄDIGT WURDE, DARF DAS PRODUKT NICHT VERWENDET WERDEN.

HINWEIS! ALLE ABSAUGBEUTEL UND PRODUKTE, DIE MIT DEM SYMBOL ☼ GEKENNZEICHNET SIND, SIND EINWEGPRODUKTE UND IHRE WIEDERVERWENDUNG IST STRENGSTENS VERBOTEN.

Installation des Systems

1. Installation des Absaugkanisters

Setzen Sie den Absaugkanister in aufrechter Position in eine Halteklemme ein **Abbildung 1**. Es stehen verschiedene Klemmen für die Installation des Absaugkanisters zur Verfügung (Schiener-, Wand-, Tisch- und Bettausführungen). Der Absaugkanister kann auch an den Kanisterhalter am beweglichen Serres-Wagen montiert werden. Schließen Sie den Schlauch der Vakuumquelle an den grauen Winkelkonnector an der Rückseite des Kanisters an.

2. Installation eines einzelnen Absaugbeutels

2.1 Ausführungen, die nicht eingewickelt und mit Klebestreifen verklebt waren
Entfalten Sie den Absaugbeutel und platzieren Sie ihn im Absaugkanister.

Abbildung 2.1

2.2 Ausführungen, die eingewickelt und mit Klebestreifen verklebt waren
Platzieren Sie den Beutel im Absaugkanister **Abbildung 2.2** oder befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt 2.1.

HINWEIS! DER ABSAUGBEUTEL MUSS IN EINEN ABSAUGKANISTER GLEICHER GRÖSSE EINGESETZT WERDEN.

HINWEIS! STELLEN SIE SICHER, DASS DIE FOLIE DES ABSAUGBEUTELS NICHT ZWISCHEN KANISTER UND DECKEL FESTKLEMMT.

3. Installation mehrerer Absaugbeutel (Serienschaltung)

Wenn große Mengen Flüssigkeit abgesaugt werden, können die Serres Absaugbeutel mit Hilfe von Serienschläuchen, Vakuumschläuchen und T-Anschlüssen in Serie geschaltet werden. **Abbildung 3.1**.

- Setzen Sie die Beutel wie in Abschnitt 2 beschrieben in die Absaugkanister ein und befestigen Sie die Beutel an den Kanistern, indem Sie auf die Mitte des Deckels drücken.

- Entfernen Sie den grauen Winkelkonnector (Kanister 2 und 3) und öffnen Sie die Serienschlüsse (Beutel 1 und 2) der Absaugbeutel wie in **Abbildung 3.2** dargestellt.

- Verbinden Sie die Kanister mit separaten T-Stücken und Schläuchen wie in **Abbildung 3.3** dargestellt miteinander. Verwenden Sie eine Schere, um den Schlauch auf die erforderliche Länge zuzuschneiden.

HINWEIS! DAS T-STÜCK UND DER VAKUUMSCHLAUCH SIND WIEDERVERWENDBAR UND MÜSSEN ZWISCHEN DEN EINGRIFFEN NICHT ERNEUERT WERDEN.

- Verbinden Sie die Serienschläuche vorsichtig durch die geöffnete Serienschlussöffnung im Absaugbeutel mit dem Konnector „Patient“ des nächsten Absaugbeutels. **Abbildung 3.4**

Für die bestmögliche Leistung empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Vakuumübertragung für den Serienschluss der größten Mengen an Flüssigkeit.

4. Entfallen des Absaugbeutels

Der Absaugbeutel wird unter Vakuumsatz installiert **Abbildung 4**. Schalten Sie die Vakuumquelle ein und drücken Sie gleichzeitig leicht auf die Mitte des Deckels (Bestandteil 1). Schließen Sie nach dem Glätten des Absaugbeutels den Konnector „Patient“ mit Ihrem Finger (Bestandteil 2), sodass der Deckel sich am Absaugbeutel abdichtet.

HINWEIS! STELLEN SIE VOR DEM EINSATZ SICHER, DASS SICH EIN VAKUUM GEBILDET HAT UND DASS DER ABSAUGBEUTEL VOLLSTÄNDIG AUFGEPUMPT IST.

Schließen Sie den Patientenschlauch an den Konnector „Patient“ an.

Das System ist einsatzbereit.

Verwendung des Absaugbeutel-Systems

Wenn die Absaugung eingeschaltet ist, fließt die Flüssigkeit in den Absaugbeutel. Der Absaugbeutel kann während des gesamten Eingriffs verwendet werden oder bis der Absaugbeutel voll ist. Wenn der Absaugbeutel voll ist, blockiert der Überlaufschutz die Absaugung und verhindert einen Rücklauf der Flüssigkeit in die Absaugquelle. Die Skala am Absaugkanister zeigt den Umfang der abgesaugten Flüssigkeit an. Die Skala hat eine Messgenauigkeit von +/- 100 ml.

Verwendung von Absaugbeuteln mit Geliermittel (mit Geliermittel gefüllt)

Einige Ausführungen der Absaugbeutel sind mit einem Geliermittel gefüllt **Abbildung 5**, das die abgesaugte Flüssigkeit gelieren lässt. Die Verwendung der mit Geliermittel gefüllten Absaugbeutel ist ähnlich der der herkömmlichen Absaugbeutel. Sie sollten bei der Messung der Menge der abgesaugten Flüssigkeit bedenken, dass die Skala am Absaugkanister ebenfalls die Menge des im Absaugbeutel befindlichen Geliermittels ausweist.

1 l mit Geliermittel gefüllter Absaugbeutel: 25 ml

2 l mit Geliermittel gefüllter Absaugbeutel: 50 ml

3 l mit Geliermittel gefüllter Absaugbeutel: 85 ml

Sie sollten weiterhin die normgemäßen Toleranzen der Maß-Skala des Absaugkanisters berücksichtigen. Wenn Sie Einzelpäckchen oder ein Geliermittel verwenden, das als separates Pulver vertrieben wird, verwenden Sie 25 g / 35 ml dieses Materials auf einen Liter Flüssigkeit. Beachten Sie die Warnhinweise auf der Verpackung des Geliermittels.

HINWEIS! WENN DIE MIT GELIERMITTEL GEFÜLLTEN ABSAUGBEUTEL IM SERIENANSCHLUSS VERWENDET WERDEN, MUSS DIE VAKUUMQUELLE WÄHREND DES GESAMTEN ABSAUGVORGANGS EINGESCHALTET SEIN.

Nach dem Absaugvorgang

Entfernen Sie nach dem Absaugvorgang den Patientenschlauch und den Winkelkonnector (oder alternativ den Längskonnector oder den Doppelkonnector) und gegebenenfalls den Serienschlauch **Abbildung 6.1**. Schließen Sie den Anschluss mit der Kappe des Konnectors „Patient“ am Deckel des Absaugbeutels. Schließen Sie bei einer Serienschaltung auch den Serienschluss an **Abbildung 6.2**. Schalten Sie abschließend die Vakuumquelle ab. Heben Sie den Absaugbeutel mit dem Hebegriff am Deckel an **Abbildung 6.3**.

HINWEIS! SCHALTEN SIE DIE VAKUUMQUELLE NICHT VOR DEM SCHLIESSEN DES ABSAUGBEUTELS AB.

Entsorgung verwendeter Produkte

Die Serres Absaugbeutel, Gewebekollektoren, Präzisionsmessbecher und Serienschläuche sind Einwegprodukte und sind bei jedem Patienten zu ersetzen. Wenn derselbe Patient einer Langzeitbehandlung unterzogen wird, ist der Absaugbeutel spätestens alle 24 Stunden zu erneuern. Die wiederverwendbaren Produkte müssen ausgerangiert werden, wenn sie beschädigt wurden oder nicht wie geplant funktionieren. Benutzte oder ausgerangierte Produkte sind entsprechend der Recycling-Kennzeichnung und Vorschriften des jeweiligen Krankenhauses zu entsorgen.

HINWEIS! DIE WIEDERVERWENDUNG VON EINWEGPRODUKTEN IST STRENGSTENS VERBOTEN. DURCH DIE WIEDERVERWENDUNG WIRD DIE LEISTUNG DES PRODUKTES HERABGESETZT UND ES KANN EIN INFektionsRISIKO ENTSTEHEN. BEI DER HANDHABUNG EINES VERWENDETEN ABSAUGBEUTELS SOLLTE BERÜCKSICHTIGT WERDEN, DASS ER INFekTIOSEN ABFALL ENTHALTEN KANN.

Reinigung wiederverwendbarer Produkte

Der Absaugkanister und der Winkelkonnector können gewaschen (95 °C) und autoklaviert werden (121 °C). Vor dem Waschen den grauen Winkelkonnector abnehmen. Andere wiederverwendbare Produkte können mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Lagerung Seite 23.

MANUEL DU SYSTÈME DE POCHE D'ASPIRATION SERRES

Le système de poche d'aspiration Serres permet de recueillir les sécrétions et les liquides provenant des patients, lors des procédures médicales. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer le produit et de commencer la procédure. Le système de poche d'aspiration Serres ne peut être installé et utilisé que par des personnes familiarisées avec le produit et aux fins indiquées par le fabricant. Toute utilisation contraire aux instructions est interdite. Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation du produit à des fins autres ou de manière contraire à celle décrite dans les présentes instructions. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous toujours que toutes les pièces du système sont intactes. L'utilisation de produits défectueux est strictement interdite.

Composants du système


Les composants de base du système incluent la poche d'aspiration **Figure A** (jetable), le bocal d'aspiration et le connecteur angulaire droit gris du bocal **Figure B** (réutilisable). Le volume des poches d'aspiration et des bocaux est de 1 000 ml, 2 000 ml ou 3 000 ml, selon le modèle du produit. Les composants du système de poche d'aspiration sont présentés de façon plus détaillée à la **Figure C**.

- C1** Connecteur angulaire (gris, fixé au bocal d'aspiration)
- C2** Connecteur patient (blanc, fixé à la poche d'aspiration)
- C3** Port série (utilisé lorsque des poches sont connectées en série)
- C4** Bouchon du connecteur patient
- C5** Filtre hydrophobe anti-retour
- C6** Poignée de levage

Il existe différentes versions de la poche d'aspiration et l'installation de ces différentes versions peut varier. Veuillez lire les instructions relatives à la version utilisée. Comme indiqué dans un autre manuel intitulé Accessoires, de nombreux accessoires sont disponibles pour le système.

REMARQUE : SEULS LES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES SERRES D'ORIGINE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS LE SYSTÈME DE POCHE D'ASPIRATION.

REMARQUE : SI VOUS UTILISEZ UN PRODUIT STÉRILE, ASSUREZ-VOUS QUE SON EMBALLAGE N'EST PAS ENDOMMAGÉ AVANT DE L'UTILISER. SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT.

REMARQUE : TOUTES LES POCHES D'ASPIRATION ET TOUS LES PRODUITS COMPORTANT LE SYMBOLE  SONT JETABLES ET LEUR RÉUTILISATION EST STRICTEMENT INTERDITE.

Installation du système

1. Installation du bocal d'aspiration

Placer le bocal d'aspiration dans un support en position verticale **Figure 1**.

Il existe une gamme de supports disponibles pour l'installation du bocal d'aspiration (modèles rail, mur, table et modèles de lit). Le bocal d'aspiration peut également être monté sur le support du container dans le chariot amovible Serres. Raccorder la tubulure depuis la source de vide au connecteur angulaire gris à l'arrière du bocal.

2. Installation d'une poche d'aspiration simple

2.1 Poches non pliées et non maintenues à l'aide d'un ruban adhésif

Déplier la poche d'aspiration et la placer dans le bocal d'aspiration. **Figure 2.1**

2.2 Poches pliées et maintenues à l'aide d'un ruban adhésif

Placer la poche telle quelle dans le bocal d'aspiration **Figure 2.2** ou suivre les instructions de la section 2.1.

REMARQUE : LA POCHE D'ASPIRATION DOIT ÊTRE INSTALLÉE DANS UN BOCAL D'ASPIRATION DE MÊME VOLUME.

REMARQUE : S'ASSURER QUE LE FILM DE LA POCHE D'ASPIRATION NE SE TROUVE PAS COINCÉ ENTRE LE BOCAL ET LE COUVERCLE.

3. Installation de plusieurs poches d'aspiration (connexion en série)

Lorsque de grands volumes de liquide sont aspirés, les poches d'aspiration Serres peuvent être connectées en série en utilisant des tubes série, des tubes de vide et des raccords T. **Figure 3.1**.

- Placer les poches dans les bocaux d'aspiration comme indiqué à la section 2 et fixer les poches aux bocaux en appuyant sur la partie centrale du couvercle.
- Retirer le connecteur angulaire gris (bocaux 2 et 3) et ouvrir les ports série des poches d'aspiration (poches 1 et 2) comme illustré sur la **Figure 3.2**.
- Connecter les bocaux d'aspiration les uns aux autres avec les raccords T et les tubes de vide, conformément à la **Figure 3.3**. Utiliser des ciseaux pour couper le tube à la bonne longueur.

REMARQUE : LES RACCORDS T ET LES TUBES DE VIDE SONT RÉUTILISABLES ET NE DOIVENT PAS ÊTRE REMPLACÉS ENTRE CHAQUE OPÉRATION.

- Connecter soigneusement les tubes série au niveau de l'ouverture du port série de la poche d'aspiration jusqu'au connecteur patient de la poche d'aspiration suivante. **Figure 3.4**

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser une valve lorsque de grandes quantités de liquide sont connectées en série.

4. Dépliage de la poche d'aspiration

La poche d'aspiration doit être installée à l'aide du vide **Figure 4**. Mettre la source de vide sous tension et appuyer simultanément légèrement sur la partie centrale du couvercle (partie 1). Une fois la poche d'aspiration redressée, fermer le connecteur patient avec un doigt (part 2) afin que le couvercle resserre la poche d'aspiration.

REMARQUE : AVANT UTILISATION, S'ASSURER QUE LE VIDE A ÉTÉ CRÉÉ ET QUE LA POCHE D'ASPIRATION EST ENTIÈREMENT GONFLÉE.

Connecter la tubulure patient au connecteur patient. Le système est prêt à être utilisé.

Utilisation du système de poche d'aspiration

Lorsque l'aspiration est activée, le liquide coule à l'intérieur de la poche d'aspiration. La poche d'aspiration peut être utilisée pendant toute la procédure ou jusqu'à ce que la poche d'aspiration soit pleine. Lorsque la poche d'aspiration est pleine, le filtre hydrophobe coupe l'aspiration et empêche le liquide de couler vers le système générant le vide. L'échelle de mesure sur le bocal d'aspiration affiche le volume du liquide aspiré.

La précision du volume lu sur l'échelle de mesure est égale à +/- 100 ml.

Utilisation de poches d'aspiration équipées d'un agent solidifiant (prégélifiées)

Certaines versions de poches d'aspiration comportent un agent solidifiant **Figure 5** qui solidifie le liquide aspiré. Utiliser les poches d'aspiration prégélifiées de la même manière que les poches d'aspiration normales. Lors de la mesure du volume du liquide aspiré, noter que l'agent solidifiant déjà incorporé à l'intérieur de la poche d'aspiration occupe les volumes indiqués ci-dessous.

Volume de l'agent solidifiant incorporé dans les poches d'aspiration de 1 L = 25 ml

Volume de l'agent solidifiant incorporé dans les poches d'aspiration de 2 L = 50 ml

Volume de l'agent solidifiant incorporé dans les poches d'aspiration de 3 L = 85 ml

Prenez en compte également la variation normale de l'échelle de mesure du bocal d'aspiration. En cas d'utilisation de sachets individuels ou d'un agent solidifiant commercialisé sous forme de poudre fournie séparément, utiliser 25 g/35 ml de substance par litre de liquide. Noter les avertissements figurant dans le paquet de l'agent solidifiant.

REMARQUE : SI LES POCHES D'ASPIRATION PRÉGÉLIFIÉES SONT MONTÉES EN SÉRIE, LA SOURCE DE VIDE DOIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE SUR L'ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE D'ASPIRATION.

Après la procédure

Une fois la procédure d'aspiration terminée, déconnecter la tubulure patient et le connecteur angulaire (ou bien le connecteur droit ou connecteur jumelé) ainsi que le tube série, s'il est utilisé **Figure 6.1**. Fermer l'ouverture patient avec le bouchon fourni sur le couvercle de la poche d'aspiration. Dans les connexions série, brancher également le port série **Figure 6.2**. Enfin, mettre la source de vide hors tension. Soulever la poche d'aspiration à l'aide de la poignée sur le couvercle **Figure 6.3**.

REMARQUE : NE PAS METTRE LA SOURCE DE VIDE HORS TENSION AVANT D'AVOIR FERMÉ TOUTES LES OUVERTURES DE LA POCHE D'ASPIRATION.

Élimination des produits usagés

Les poches d'aspiration, les sets de prélèvement, les bocaux de mesure et les tubes série Serres sont à usage unique et propres à chaque patient. Si un patient subit un traitement à long terme, la poche d'aspiration doit être remplacée au moins toutes les 24 heures. Les produits réutilisables ne doivent pas être utilisés s'ils sont endommagés ou ne fonctionnent pas comme prévu. Les produits usagés ou qui ne sont plus utilisés doivent être éliminés en tenant compte des symboles de recyclage, de l'identifiant des matières plastiques apparaissant sur les produits et conformément aux instructions spécifiques des hôpitaux.

REMARQUE : LA RÉUTILISATION DE PRODUITS À USAGE UNIQUE EST STRICTEMENT INTERDITE. LEUR RÉUTILISATION DÉTÉRIORE LEURS PERFORMANCES ET PEUT ENTRÂNER UN RISQUE D'INFECTION. EN CAS DE MANIPULATION D'UNE POCHE D'ASPIRATION USAGÉE, NE PAS OUBLIER QUE CELLE-CI PEUT CONTENIR DES DÉCHETS INFECTIEUX.

Nettoyage de produits réutilisables

Le bocal d'aspiration et le connecteur angulaire peuvent être lavés (95 °C) ou autoclavés (121 °C). Retirer le connecteur angulaire gris avant de procéder au lavage. Les autres produits réutilisables peuvent être nettoyés avec un produit désinfectant.

Stockage page 23

El sistema de bolsa de aspiración Serres se utiliza para extraer líquidos y secreciones de pacientes durante procedimientos médicos. Lea atentamente este manual antes de instalar el producto y comenzar el procedimiento. El sistema de bolsa de aspiración Serres sólo puede ser instalado y utilizado por personas familiarizadas con el producto y empleado para el propósito indicado por el fabricante. Queda prohibida cualquier utilización contraria a las instrucciones. El fabricante no será responsable en caso de que el producto se utilice de una forma y/o para fines distintos de los descritos en estas instrucciones. Antes de usar el producto, asegúrese siempre de que todos los componentes del sistema están intactos. Queda estrictamente prohibido el uso de productos defectuosos.

Componentes del sistema


Los componentes básicos del sistema son la bolsa de aspiración **Figura A** (desechable), el recipiente de aspiración y el conector gris en ángulo recto del recipiente **Figura B** (reutilizable). El volumen de las bolsas y los recipientes de aspiración es de 1000, 2000 o 3000 ml, según el modelo de producto. Los componentes del sistema de bolsa de aspiración se presentan más detalladamente en la **Figura C**.

- C1** Conector angular (gris, conectado al recipiente de aspiración)
- C2** Conector de paciente (blanco, conectado a la bolsa de aspiración)
- C3** Puerto serie (se usa para conectar las bolsas en serie)
- C4** Tapón de la conexión de paciente
- C5** Protección contra desbordamiento
- C6** Asa de elevación

Existen distintas versiones de la bolsa de aspiración y su instalación puede diferir. Asegúrese de que leer las instrucciones correspondientes a la versión correcta. Existe una serie de accesorios disponibles para el sistema y que se presenta en un manual aparte titulado Accesorios.

¡ATENCIÓN! EN EL SISTEMA DE BOLSA DE ASPIRACIÓN SOLO PUEDEN UTILIZARSE COMPONENTES Y ACCESORIOS ORIGINALES SERRES.

¡ATENCIÓN! SI ESTÁ UTILIZANDO UN PRODUCTO ESTÉRIL, ANTES DE USARLO, ASEGÚRESE DE QUE EL EMBALAJE NO PRESENTE DAÑOS. SI EL EMBALAJE PRESENTA DAÑOS, NO UTILICE EL PRODUCTO.

¡ATENCIÓN! TODAS LAS BOLSAS DE ASPIRACIÓN Y PRODUCTOS MARCADOS CON EL SÍMBOLO  SON DESECHABLES Y SU REUTILIZACIÓN QUEDA Estrictamente PROHIBIDA.

Instalación del sistema

1. Instalación del recipiente de aspiración

Coloque el recipiente de aspiración en un soporte en posición vertical **Figura 1**. Existe una variedad de soportes disponibles para la instalación del recipiente de aspiración (modelos de rail, pared, mesa y cama). También es posible instalar el recipiente de aspiración en el soporte para recipientes del carro móvil Serres. Conecte el tubo desde la fuente de vacío al conector angular de color gris de la parte posterior del recipiente.

2. Instalación de una sola bolsa de aspiración

2.1 Versiones sin envoltura ni cinta adhesiva

Extienda la bolsa de aspiración y colóquela dentro del recipiente de aspiración. **Figura 2.1**

2.2 Versiones con envoltura y cinta adhesiva

Coloque la bolsa tal cual se encuentra en el recipiente de aspiración (**Figura 2.2**) o siga las instrucciones del apartado 2.1.

¡ATENCIÓN! LA BOLSA DE ASPIRACIÓN DEBE INSTALARSE EN UN RECIPIENTE DE ASPIRACIÓN DEL MISMO TAMAÑO.

¡ATENCIÓN! ASEGÚRESE DE QUE LA PELÍCULA DE LA BOLSA DE ASPIRACIÓN NO QUEDA ATASCADA ENTRE EL RECIPIENTE Y LA TAPA.

3. Instalación de varias bolsas de aspiración (conexión en serie)

Al aspirar grandes volúmenes de líquido, es posible conectar varias bolsas de aspiración Serres en serie mediante tubos, tubos de vacío y conectores en T en serie. **Figura 3.1**.

- Coloque las bolsas en los recipientes de aspiración tal como se indica en el apartado 2 y fíjelas a estos presionando el centro de la tapa.

- Retire el conector angular de color gris (recipientes 2 y 3) y abra los puertos de conexión en serie de las bolsas de aspiración (bolsas 1 y 2) tal como se muestra en la **Figura 3.2**.

- Conecte los recipientes de aspiración entre sí son sendos conectores en T y tubos según se indica en la **Figura 3.3**. Utilice unas tijeras para cortar el tubo a una longitud adecuada.

¡ATENCIÓN! EL CONECTOR EN T Y EL TUBO DE VACÍO SON REUTILIZABLES Y NO ES NECESARIO SUSTITUIRLOS DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

- Conecte cuidadosamente los tubos en serie a través de la abertura de conexión en serie (previamente abierta) de la bolsa de aspiración al conector de la siguiente bolsa de aspiración del paciente. **Figura 3.4**

Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar un conmutador de vacío para las conexiones en serie con mayor volumen de líquido.

4. Despliegue de la bolsa de aspiración

La bolsa de aspiración se instala utilizando la propia fuerza de vacío, tal como se indica en la **Figura 4**. Abra la fuente de vacío mientras ejerce una ligera presión en el centro de la tapa (parte 1).

Una vez que la bolsa de aspiración se haya enderezado, cierre el conector de paciente con el dedo (parte 2) de forma que la tapa quede fijada a la bolsa de aspiración.

¡ATENCIÓN! ANTES DEL USO, ASEGÚRESE DE QUE SE HA CREADO VACÍO Y DE QUE LA BOLSA DE ASPIRACIÓN ESTÉ TOTALMENTE INFLADA.

Conecte el tubo de paciente al conector de paciente. El sistema ya está listo para su uso.

Uso del sistema de bolsa de aspiración

Cuando la aspiración está activada, el líquido fluye hacia el interior de la bolsa de aspiración. La bolsa de aspiración puede utilizarse durante todo el procedimiento o hasta que esté llena. Cuando la bolsa de aspiración está llena, la protección contra desbordamiento interrumpe la aspiración evitando que el líquido fluya a la fuente de aspiración. La escala del recipiente de aspiración indica el volumen de líquido aspirado.

La precisión de la escala es de +/- 100 ml.

Uso de bolsas de aspiración con gel solidificante (pregelificadas)

Algunas versiones de bolsas de aspiración incluyen un gel solidificante (**Figura 5**) que solidifica el líquido aspirado. Utilice las bolsas de aspiración pregelificadas de forma similar a las bolsas de aspiración normales. Al medir el volumen del líquido aspirado, tenga en cuenta que la escala del recipiente de aspiración incluye también la cantidad de agente solidificante contenida en la bolsa de aspiración.

Bolsa de aspiración pregelificada de 1 l: 25 ml

Bolsa de aspiración pregelificada de 2 l: 50 ml

Bolsa de aspiración pregelificada de 3 l: 85 ml

Asimismo, observe la tolerancia normal de la escala del recipiente de aspiración. Si se utilizan bolsas distintas o un producto solidificante que se venda en polvo por separado, utilice 25 g (35 ml) de producto por litro de líquido. Observe las advertencias que se indiquen en el embalaje del producto solidificante en cuestión.

¡ATENCIÓN! SI LAS BOLSAS DE ASPIRACIÓN PREGELIFICADAS SE UTILIZAN EN CONEXIONES EN SERIE, LA FUENTE DE VACÍO DEBERÁ PERMANECER ABIERTA DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO.

Después del procedimiento

Después del procedimiento de aspiración, desconecte el tubo de paciente y el conector angular (o, según el caso, el conector recto o conector doble) y el tubo en serie, si procede (**Figura 6.1**). Cierre la conexión con el tapón del conector de paciente situado en la tapa de la bolsa de aspiración. En las conexiones en serie, desconecte también el puerto de conexión en serie (**Figura 6.2**). Por último, apague la fuente de vacío. Levante la bolsa de aspiración por el asa (**Figura 6.3**). **¡ATENCIÓN!** NO APAGUE LA FUENTE DE VACÍO HASTA HABER CERRADO LA BOLSA DE ASPIRACIÓN.

Eliminación de productos usados

Las bolsas de aspiración, los sets de muestras, los vasos medidores y los tubos de conexión en serie Serres son desechables y deben sustituirse específicamente con cada paciente. Si un mismo paciente se va a someter a un tratamiento prolongado, la bolsa de aspiración debe sustituirse al menos cada 24 horas. Los productos reutilizables deben retirarse del servicio si presentan daños o no funcionan de la forma prevista. Los productos usados o retirados del servicio deben eliminarse de acuerdo con el etiquetado de indicaciones de reciclaje y las instrucciones específicas del hospital.

¡ATENCIÓN! QUEDA Estrictamente PROHIBIDA LA REUTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DESECHABLES. LA REUTILIZACIÓN REDUCE EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO Y PUEDE CONSTITUIR UN RIESGO DE INFECCIÓN. AL MANIPULAR UNA BOLSA DE ASPIRACIÓN USADA, TÉNGASE EN CUENTA QUE ESTA PODRÍA CONTENER RESIDUOS INFECCIOSOS.

Limpieza de los productos reutilizables

El recipiente de aspiración y el conector angular pueden lavarse (95 °C) y esterilizarse en autoclave (121 °C). Retire el conector angular de color gris antes del lavado. Otros productos reutilizables pueden limpiarse con desinfectante.

Il sistema di aspirazione con sacche di raccolta Serres consente di raccogliere i liquidi e le secrezioni dei pazienti durante le procedure mediche. Prima di installare il prodotto e di iniziare la procedura, leggere attentamente il presente manuale. Il sistema di aspirazione con sacche di raccolta Serres può essere installato e utilizzato esclusivamente da persone che abbiano familiarità con il prodotto e unicamente allo scopo previsto dal produttore. È vietato qualsiasi utilizzo non conforme alle istruzioni. Il produttore non può essere ritenuto responsabile se il prodotto viene utilizzato in modi e/o per scopi diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi sempre che tutti i componenti del sistema siano intatti. È severamente vietato utilizzare prodotti difettosi.

Componenti del sistema


I componenti principali del sistema sono la sacca di raccolta monouso (**Figura A**), il contenitore rigido e il relativo connettore ad angolo retto di colore grigio (**Figura B**). A seconda del modello, le capacità delle sacche di raccolta e dei contenitori rigidi variano da 1.000 ml, 2.000 ml a 3.000 ml. I componenti del sistema di aspirazione sono illustrati nel dettaglio nella **Figura C**.

- C1** Connettore angolato (grigio, fissato al contenitore rigido)
- C2** Connettore paziente (bianco, fissato alla sacca di raccolta)
- C3** Porta seriale (utilizzata per il collegamento in serie delle sacche di raccolta)
- C4** Tappo connettore paziente
- C5** Valvola di troppo pieno
- C6** Maniglia di sollevamento

La procedura d'installazione della sacca di raccolta dipende dalla versione in uso. Assicurarsi di aver letto le istruzioni relative alla versione corretta. In un manuale separato, intitolato Accessori, è riportato un elenco di accessori disponibili per il sistema.

NOTA: NEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON SACCHE DI RACCOLTA È POSSIBILE UTILIZZARE SOLO RICAMBI E ACCESSORI SERRES ORIGINALI.

NOTA: SE SI UTILIZZA UN PRODOTTO STERILE, PRIMA DELL'USO, ASSICURARSI CHE LA CONFEZIONE NON SIA DANNEGGIATA. SE LA CONFEZIONE È DANNEGGIATA, NON UTILIZZARE IL PRODOTTO.

NOTA: TUTTE LE SACCHE E I PRODOTTI PER LA RACCOLTA DEI LIQUIDI ASPIRATI CONTRASSEGNA TI DAL SIMBOLO  SONO MONOUSO E IL LORO RIUTILIZZO È SEVERAMENTE VIETATO.

Installazione del sistema

1. Installazione del contenitore rigido

Agganciare il contenitore rigido in posizione verticale a un supporto di fissaggio (**Figura 1**). Per fissare il contenitore rigido sono disponibili numerosi supporti (su guida, a parete, da tavolo e da letto). Il contenitore rigido può essere inserito anche negli appositi cestelli del carrello mobile Serres. Collegare il tubo dell'impianto di generazione del vuoto al connettore angolato grigio nella parte posteriore del contenitore rigido.

2. Installazione di una sacca di raccolta

2.1 Versioni non ripiegate né legate con nastro

Spiegare la sacca di raccolta e inserirla nel contenitore rigido (**Figura 2.1**).

2.2 Versioni ripiegate e legate con nastro

Inserire la sacca così com'è nel contenitore rigido (**Figura 2.2**) o seguire le istruzioni contenute nella sezione 2.1.

NOTA: LA SACCA DI RACCOLTA DEVE ESSERE INSERITA IN UN CONTENITORE RIGIDO DELLA STESSA CAPACITÀ.

NOTA: ASSICURARSI CHE LA PELLICOLA DELLA SACCA DI RACCOLTA NON RESTI INTRAPPOLATA TRA IL CONTENITORE RIGIDO E IL COPERCHIO.

3. Installazione di più sacche di raccolta (collegamento in serie)

Quando si aspirano grandi volumi di liquido, le sacche di raccolta Serres possono essere collegate in serie attraverso tubi seriali, tubi del vuoto e connettori a T (**Figura 3.1**).

- Inserire le sacche nei contenitori rigidi come indicato nella sezione 2 e agganciarle ai contenitori premendo sulla parte centrale del coperchio.
- Rimuovere il connettore angolato grigio (contenitori rigidi 2 e 3) e aprire le porte seriali delle sacche di raccolta 1 e 2 come mostrato nella **Figura 3.2**.
- Collegare tra loro i contenitori rigidi mediante connettori a T e tubi separati conformemente alla **Figura 3.3**. Con le forbici, tagliare il tubo alla lunghezza appropriata.

NOTA: IL CONNETTORE A T E IL TUBO DEL VUOTO SONO RIUTILIZZABILI E NON DEVONO ESSERE SOSTITUITI A OGNI OPERAZIONE.

- Collegare con cura i tubi seriali attraverso la porta seriale aperta nella sacca di raccolta al successivo connettore paziente sulla sacca di raccolta (**Figura 3.4**).

Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un rubinetto selettore per i collegamenti in serie di grandi quantità di liquido.

4. Spiegamento della sacca di raccolta

La sacca di raccolta viene installata con il vuoto (**Figura 4**). Attivare l'impianto di generazione del vuoto e, contemporaneamente, esercitare una lieve

pressione sulla parte centrale del coperchio (parte 1). Una volta che la sacca di raccolta sarà tesa, chiudere il connettore paziente con un dito (parte 2) in modo che il coperchio aderisca alla sacca di raccolta.

NOTA: PRIMA DELL'USO, ASSICURARSI CHE SIA STATO CREATO IL VUOTO E CHE LA SACCA DI RACCOLTA SIA COMPLETAMENTE GONFIA. Collegare il tubo paziente al connettore paziente. Il sistema è pronto per l'uso.

Utilizzo del sistema di aspirazione con sacche di raccolta

Una volta attivata l'aspirazione, il liquido scorre all'interno della sacca di raccolta. La sacca di raccolta può essere utilizzata per l'intera durata della procedura o fino a quando non è piena. Quando la sacca di raccolta è piena, la valvola di troppo pieno interrompe l'aspirazione e impedisce al liquido di scorrere verso l'impianto di aspirazione. La scala graduata impressa sul contenitore rigido indica il volume del liquido aspirato. L'accuratezza della scala è di +/- 100 ml.

Utilizzo di sacche di raccolta con agente solidificante (preimpilate)

Alcune versioni di sacche di raccolta includono un agente solidificante (**Figura 5**) che solidifica il liquido aspirato. L'uso di sacche di raccolta con agente solidificante è simile a quello delle sacche di raccolta standard. Tenere presente che, nella misurazione del volume del liquido aspirato, è incluso anche l'agente solidificante all'interno della sacca di raccolta.

Sacca di raccolta preimpilata con agente solidificante da 1 l: 25 ml
 Sacca di raccolta preimpilata con agente solidificante da 2 l: 50 ml
 Sacca di raccolta preimpilata con agente solidificante da 3 l: 85 ml
 Tenere inoltre conto della tolleranza standard della scala graduata impressa sul contenitore rigido. Se si utilizzano bustine separate o un agente solidificante venduto sotto forma di polvere separata, aggiungere 25 g/35 ml di sostanza ogni litro di liquido. Prestare attenzione alle avvertenze presenti sulla confezione dell'agente solidificante.

NOTA: SE LE SACCHE DI RACCOLTA CON AGENTE SOLIDIFICANTE VENGONO UTILIZZATE NEI COLLEGAMENTI IN SERIE, L'IMPIANTO DI GENERAZIONE DEL VUOTO DEVE RIMANERE IN FUNZIONE PER L'INTERA DURATA DELLA PROCEDURA.

Al termine della procedura

Al termine della procedura di aspirazione, scollegare il tubo paziente e il connettore angolato (o, in alternativa, il connettore dritto o doppio) e, se in uso, il tubo seriale (**Figura 6.1**). Chiudere il collegamento con il tappo del connettore paziente presente sul coperchio della sacca di raccolta. In caso di collegamento in serie, chiudere anche la porta seriale (**Figura 6.2**). Infine, spegnere l'impianto di generazione del vuoto. Sollevare la sacca di raccolta mediante la maniglia (**Figura 6.3**).

NOTA: NON SPEGNERE L'IMPIANTO DI GENERAZIONE DEL VUOTO PRIMA DI AVER CHIUSO LA SACCA DI RACCOLTA.

Smaltimento dei prodotti usati

Le sacche di raccolta Serres, i contenitori per il prelievo di campioni, i recipienti graduati e i tubi seriali sono componenti monouso e non possono essere utilizzati su più pazienti. Se un paziente viene sottoposto a un trattamento di lunga durata, la sacca di raccolta deve essere sostituita almeno ogni 24 ore. I prodotti riutilizzabili che presentano danni o non funzionano come previsto devono essere eliminati. I prodotti usati o ritenuti inutilizzabili devono essere smaltiti conformemente alle istruzioni sul riciclo presenti sull'etichetta e alle istruzioni specifiche dell'ospedale.

NOTA: È SEVERAMENTE VIETATO RIUTILIZZARE PRODOTTI MONOUSO. IL RIUTILIZZO RIDUCE LE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO E PUÒ CAUSARE INFEZIONI. PRESTARE ATTENZIONE DURANTE LA MANIPOLAZIONE DELLE SACCHE DI RACCOLTA USATE IN QUANTO POTREBBERO CONTENERE AGENTI INFETTIVI.

Pulizia di prodotti riutilizzabili

Il contenitore rigido e il connettore angolato possono essere lavati (95 °C) e autoclavati (121 °C). Prima di procedere al lavaggio, rimuovere il connettore angolato grigio. Altri prodotti riutilizzabili possono essere puliti con disinfettante.

Conservazione pagina 23

BRUKSANVISNING SERRES SUGPÅSESYSTEM

Serres sugpåsesystem används för att samla upp vätska och sekret från patienter vid medicinska behandlingar. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar produkten och behandlingen påbörjas. Serres sugpåsesystem får endast installeras och användas av personer som är väl förtrogna med produkten och användas för det ändamål som anges av tillverkaren. All användning som strider mot bruksanvisningen är förbjuden. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om produkten används på ett sätt och/eller för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning. Säkerställ alltid att alla systemets delar är intakta innan produkten används. Användning av felaktiga produkter är strängt förbjuden.

Systemets delar

De grundläggande delarna av systemet består av sugpåsen, **bild A** (engångsartikel), sugkanistern och den grå vinkelkopplingen på kanistern, **bild B** (återanvändningsbar). Volymen för sugpåsar och kanistrar är antingen 1 000 ml, 2 000 ml eller 3 000 ml, beroende på modell.

Sugpåsesystemets delar visas mer detaljerat i **bild C**.

- C1** Vinkelkoppling (grå, fäst vid sugkanistern)
- C2** Patientanslutning (vit, fäst vid sugpåsen)
- C3** Serieport (används när påsarna seriekopplas)
- C4** Propp till patientanslutning
- C5** Överfyllnadsskydd
- C6** Lyfthandtag

Det finns olika versioner av sugpåsen och monteringen av dessa kan skilja sig åt. Säkerställ till att du har läst bruksanvisningen för rätt version. I en separat manual med titeln "Tillbehör" finns en rad tillbehör för systemet.

OBS! ENDAST SERRES ORIGINALDELAR OCH TILLBEHÖR KAN ANVÄNDAS I SUGPÅSESYSTEMET.

OBS! OM DU ANVÄNDER EN STERIL PRODUKT, SÄKERSTÄLL ATT FÖRPACKNINGEN ÄR OSKADAD INNAN ANVÄNDNINGEN. ANVÄND INTE PRODUKTEN OM FÖRPACKNINGEN ÄR SKADAD.

OBS! ALLA SUGPÅSAR OCH PRODUKTER SOM ÄR MÄRKTA MED SYMBOLEN ☼ ÄR AV ENGÅNGSTYP OCH DET ÄR STRIKT FÖRBJUDET ATT ÅTERANVÄNDA DESSA.

Montering av systemet

1. Montering av sugkanistern

Placera sugkanistern i en hållare i upprätt läge **Bild 1**. Det finns en rad olika hållare tillgängliga för installation av sugkanistern (modeller för montering på skena, vägg, bord och säng). Sugkanistern kan även monteras med hjälp av kanisterhållaren på den flyttbara Serresvagnen. Anslut slangen från vakuumkällan till den grå vinkelkopplingen på kanistern.

2. Installera en sugpåse

2.1 Versioner som inte är inslagna och tejpad

Vik upp sugpåsen och placera den i sugkanistern. **Bild 2.1**

2.2 Versioner som är inslagna och tejpad

Placera påsen som den är i sugkanistern, **bild 2.2**, eller följ instruktionerna i avsnitt 2.1.

OBS! SUGPÅSEN SKA INSTALLERAS I EN SUGKANISTER AV SAMMA STORLEK.

OBS! SÄKERSTÄLL TILL ATT SUGPÅSENS MATERIAL INTE KLÄMS MELLAN KANISTERN OCH LOCKET.

3. Installera fler sugpåsar (anslutning i serie)

När stora mängder vätska uppsamlas kan Serres sugpåsar seriekopplas med hjälp av anslutningsslangar, sugslangar och T-kopplingar. **Bild 3.1**.

- Placera påsarna i sugkanistrar som i avsnitt 2 och fäst påsarna i kanistrarna genom att trycka på mitten av locket.

- Ta bort den grå vinkelkopplingen (kanister 2 och 3) och öppna sugpåsararnas serieportar (påsarna 1 och 2) som visas i **Bild 3.2**.

- Anslut sugkanistrarna till varandra med separata T-kopplingar och slangar i enlighet med **Bild 3.3**. Använd sax för att kapa slangarna till lämpliga längder.

OBS! T-KOPPLING OCH SUGSLANGAR KAN ÅTERANVÄNDAS OCH BEHÖVER INTE BYTAS MELLAN BEHANDLINGAR.

- Anslut slangarna försiktigt genom den öppnade serieporten i sugpåsen till nästa sugpåses patientanslutning. **Bild 3.4**

För bästa prestanda rekommenderas att en vakuumsiftesventil används vid serieanslutningarna för de största mängderna vätska.

4. Veckla ut sugpåsen

Sugpåsen installeras med hjälp av vakuum **Bild 4**. Aktivera vakuumkällan och tryck samtidigt lätt på mitten av locket (del 1). Efter att sugpåsen har

rätas ut, stäng patientanslutningen med hjälp av fingret (del 2)

så att locket tätas mot sugpåsen.

OBS! INNAN ANVÄNDNING, TILLSE ATT VAKUUM HAR SKAPATS OCH ATT SUGPÅSEN ÄR HELT UPPBLÅST.

Anslut patientslangen till patientanslutningen. Systemet är nu redo för användning.

Sugpåsesystemets användning

När sugkällan är på strömmar vätska till sugpåsen. Sugpåsen kan användas under hela behandlingen eller tills den är fylld. När sugpåsen är full stänger överfyllnadsskyddet av sugfunktionen och förhindrar att vätskeflödet når sugkällan. Graderingen på sugkanistern visar den uppsugna vätskans volym .

Noggrannheten i graderingsskalan är +/- 100 ml.

Användning av sugpåsar med absorberande medel (Förfyllda)

Vissa versioner av sugpåsen innehåller ett absorberande medel, **bild 5**, som förtjockar den uppsugna vätskan. Använd de förfyllda påsarna på samma sätt som de vanliga sugpåsarerna. Vid mätning av vätskans volym, lägg märke till att graderingen på sugkanistern tar hänsyn till mängden absorberande medel i sugpåsen.

1l förfylld sugpåse: 25 ml

2l förfylld sugpåse: 50 ml

3l förfylld sugpåse: 85 ml

Notera dessutom den normala toleransen i sugkanisterns gradering.

Om du använder separata påsar eller ett absorberande medel vilket säljs som separat pulver, använd 25 g/35 ml pulver per en liter vätska.

Observera varningarna på paketet.

OBS! OM FÖRFYLDA SUGPÅSAR ANVÄNDS

I SERIEANSLUTNINGAR MÅSTE VAKUUMSUGEN VARA PÅSLAGEN UNDER HELA BEHANDLINGEN.

Efter behandlingen

Efter behandlingen, koppla bort patientslangen och vinkelkopplingen (eller alternativt rak eller dubbel koppling) och seriell slang, om denna använts **Bild 6.1**. Stäng anslutningen med hjälp av proppen på sugpåsens lock.

Vid serieanslutningar, förslut även serieporten **Bild 6.2**. Stäng slutligen av vakuumkällan. Lyft sugpåsen med handtaget **Bild 6.3**.

OBS! STÄNG INTE AV VAKUUMKÄLLAN INNAN DU HAR FÖRSLUTIT SUGPÅSEN.

Hantering av använda produkter

Serres sugpåsar, preparatburkar, mätkoppar och seriella slangar är av engångstyp och måste bytas ut mellan olika patienter. Om samma patient genomgår långtidsbehandling måste sugpåsen bytas minst var 24:e timme. Återanvändningsbara produkter måste kasseras om de skadats eller inte fungerar som planerat. Använda eller kasserade produkter måste hanteras i enlighet med återvinningsmärkningen och sjukhus-specifika instruktioner.

OBS! ÅTERANVÄNDNING AV ENGÅNGSPRODUKTER ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEN. ÅTERANVÄNDNING REDUCERAR PRODUKTENS PRESTANDA OCH KAN INNEBÄRA INFEKTIONSRIK. VID HANTERINGEN AV ANVÄNDA SUGPÅSAR SKALL HÄNSYN TAS TILL ATT INNEHÅLLET KAN VARA SMITTBÄRANDE.

Rengöring av återanvändningsbara produkter

Sugkanistern och vinkelkopplingen kan maskindiskas (95°C) och autoklaveras (121°C). Ta bort den grå vinkelkopplingen innan rengöring. Övriga återanvändbara produkter kan torkas av med desinfektionsmedel.

Förvaring sida 23

Serres sugesystem bruges til at opsamle væske og sekreter fra patienter under lægelige procedurer. Læs venligst denne brugervejledning grundigt, før produktet installeres og proceduren begynder. Serres sugesystem må kun installeres og bruges af personer med kendskab til produktet og må kun anvendes til det formål der er angivet af producenten. Brug der er i modstrid med anvisningerne er forbudt. Producenten kan ikke holdes ansvarlig, hvis produktet anvendes på en måde og/eller til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning. Før du bruger produktet, skal du altid sikre, at alle systemets dele er intakte. Anvendelse af defekte produkter er strengt forbudt.

Systemets dele


Systemets grundlæggende dele omfatter sugesposen **Figur A** (til engangsbrug), sugekanisteren og den grå, retvinklede kanisterkonnektor **Figur B** (kan genbruges). Sugesevens volumener er enten 1.000 ml, 2.000 ml eller 3.000 ml, alt afhængigt af hvilken model der benyttes. Sugesevenssystemets dele er vist i større detaljer i **Figur C**.

- C1** vinklet konnektor (grå, fastgjort til sugekanisteren)
- C2** Patientkonnektor (hvid, fastgjort til sugesposen)
- C3** Seriel port (bruges når foringer er forbundet i serie)
- C4** Patientforbindelsesprop
- C5** Overløbsbeskyttelse
- C6** Løftehåndtag

Der findes forskellige versioner af sugesposen og deres montering kan afvige fra hinanden. Vær sikker på, at du har læst brugervejledningen for den korrekte version. En række tilbehør, der er til rådighed for systemet, introduceres i en særskilt vejledning.

BEMÆRK! KUN ORIGINALE SERRES-DELE OG -TILBEHØR KAN BRUGES I SUGEPOSESYSTEMET.

BEMÆRK! HVIS DU BRUGER ET STERILT PRODUKT SKAL DU SØRGE FOR AT DENS PAKNING IKKE ER BLEVET BESKADIGET FØR BRUG. HVIS PAKNINGEN ER BLEVET BESKADIGET, MÅ DU IKKE BRUGE PRODUKTET.

BEMÆRK! ALLE SUGEPOSER OG PRODUKTER, DER ER MÆRKET MED  SYMBOLET, ER ENGANGSARTIKLER, OG DET ER DERFOR STRENGT FORBUDT AT GENBRUGE DEM.

Installation af systemet

1. Installation af sugekanisteren

Anbring sugekanisteren i en holder i en opretstående position **Figur 1**. Der er en række beslag til montering af sugekanisteren (skinne-, væg-, bord- og sengemodeller). Sugekanisteren kan også monteres på kanisterholderen på det bevægelige Serres-rullebord. Tilslut slangen fra vakuumpilden til den grå, vinklede konnektor på bagsiden af kanisteren.

2. Installation af en enkelt sugespose

2.1 Versioner, som ikke er blevet pakket ind og tapet

Fold sugesposen ud og læg den i sugekanisteren. **Figur 2.1**

2.2 Versioner, som er blevet pakket ind og tapet

Placer posen som den er i sugekanisteren **Figur 2.2** eller følg anvisningerne i afsnit 2.1.

BEMÆRK! SUGEPOSEN SKAL INSTALLERES I EN SUGEKANISTER AF SAMME STØRELSE.

BEMÆRK! SØRG FOR, AT SUGEPOSEFILMEN IKKE KOMMER I KLEMME IMELLEM KANISTEREN OG LÅGET.

3. Installation af flere sugesposer (forbindelse i serie)

Når store mængder væske skal suges, kan Serres sugesposer forbindes i serie med serielle slanger, vakuumslinger og T-konnektorer. **Figur 3.1**.

- Anbring poserne mod sugekanisterne som i afsnit 2, og fastgør poserne til kanisterne ved at trykke midt på låget.

- Fjern den grå, vinklede konnektor (kanister 2 og 3) og åbn sugesevens serielle porte (poser 1 og 2), som vist i **Figur 3.2**.

- Forbind sugekanisterne til hinanden med separate T-konnektorslanger i overensstemmelse med **Figur 3.3**. Brug en saks til at klippe slangen til en passende længde.

BEMÆRK! T-KONNEKTOREN OG VAKUUMSLANGEN KAN GENBRUGES OG BEHØVER IKKE AT BLIVE UDSKIFTET MELLEM OPERATIONER.

- Tilslut de serielle slanger forsigtigt gennem den åbnede serieport i sugesposen til den næste sugesevens patientkonnektor. **Figur 3.4**

For at opnå de bedste resultater anbefales du at bruge en vakuumsifter til serieforbindelse for de største væskemængder.

4. Udfoldning af sugesposen

Sugesposen installeres med brug af vakuum, se **Figur 4**. Tænd for

vakuumpilden, og tryk samtidig let midt på låget (del 1). Når sugesposen har rettet sig ud, skal du lukke patientkonnektoren med en finger (del 2), så låget strammer mod sugesposen.

BEMÆRK! FØR BRUG SKAL DU SØRGE FOR, AT VAKUUMMET ER DANNET, OG AT SUGEPOSEN ER FULDT OPPUSTET.

Forbinde patientslangen til patientkonnektoren. Systemet er klar til brug.

Brug af sugesevenssystemet

Når vakuumpillet er tændt strømmer væsken ind i sugesposen. Sugesevens kan anvendes under hele proceduren, eller indtil sugesevens er fuld.

Når sugesevens er fuld, slukker overløbsbeskyttelsen for sugningen og forhindrer strømning af væske mod sugeskilden. Skalaen på sugekanisteren viser volumen af væsken, der er blevet suget ud.

Nøjagtigheden af skalaen er +/- 100 ml.

Anvendelse af sugesposer udstyret med størkningsmiddel (Prægeleret)

Nogle versioner af sugesposer indeholder et størkningsmiddel **Figur 5** der størkner væsken, der bliver suget ud. Brug prægelerede sugesposer på samme måde som almindelige sugesposer. Ved måling af volumen af væske der er blevet suget ud, skal der tages højde for, at skalaen på sugekanisteren inkluderer mængden af størkningsmiddel der er indeholdt i sugesevens.

1l prægeleret sugespose: 25 ml

2l prægeleret sugespose: 50 ml

3l prægeleret sugespose: 85 ml

Bemærk endvidere den normale tolerance af sugekanisterens skala. Hvis du bruger separate poser eller størkningsmiddel, der sælges i pulverform, skal du bruge 25 g/35 ml af stoffet til én liter væske. Bemærk advarslerne i størkningsmidlets emballage.

BEMÆRK! HVIS DE PRÆGELEREDE SUGEPOSER BRUGES I SERIEFORBINDELSER, SKAL VAKUUMKILDEN VÆRE TÆNDT UNDER HELE PROCEDUREN.

Bortskaffelse af brugte produkter

Efter sugesevensproceduren, afbrydes patientslangen og den vinklede konnektor (eller alternativt den lige konnektor eller dobbeltkonnektor) og de serielle slanger, hvis de anvendes **Figur 6.1**. Luk forbindelsen med patientkonnektoren på låget af sugesevens. I serieforbindelser skal du også tilslutte den serielle port **Figur 6.2**. Endelig skal du slukke for vakuumpilden. Løft sugesevens fra håndtaget **Figur 6.3**.

BEMÆRK! SLUK IKKE FOR VAKUUMKILDEN, FØR DU HAR LUKKET SUGEPOSEN.

Bortskaffelse af brugte produkter

Serres sugesposer, prøvesæt, målebægre og serielle slanger er til engangsbrug og skal udskiftes patient-specifikt. Hvis den samme patient undergår langvarig behandling, skal sugesevens udskiftes mindst hver 24 timer. Genanvendelige produkter skal ikke bruges længere, hvis de er blevet beskadiget eller ikke fungerer som planlagt. Brugte produkter eller produkter der ikke længere anvendes skal destrueres i overensstemmelse med genbrugsmærkningen og hospital-specifikke anvisninger.

BEMÆRK! GENBRUG AF ENGANGSPRODUKTER ER STRENGT FORBUDT. GENBRUG REDUCERER PRODUKTETS YDEEVNE OG KAN FORÅRSAGE EN INFEKTIONSRSIKO. VED HÅNDTERING AF EN BRUGT SUGEPOSE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DEN KAN INDEHOLDE SMITTEFARLIGT AFFALD.

Rengøring af genbrugelige produkter

Sugekanisteren og vinkelkonnektoren kan vaskes (95°C) og autoklaveret (121 °C). Fjern den grå, vinklede konnektor, før vask. Andre genanvendelige produkter kan aftørres med desinfektionsmiddel.

Opbevaring side 23

VEILEDNING FOR SERRES SUGESYSTEM

Serres sugesystem benyttes for oppsamling av sekret og væsker fra pasienter under medisinske prosedyrer. Les denne veiledningen grundig før du monterer produktet og tar det i bruk. Sugsystemet kan kun monteres og brukes av personer som er kjent med produktet, og benyttes til det formålet som produsenten angir. Må brukes i tråd med veiledningen. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig dersom produktet benyttes på en annen måte og/eller til et annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen. Før produktet brukes, skal det alltid kontrolleres at alle delene i systemet er intakt. Bruk av produkter med funksjonsfeil er forbudt.

Systemets deler

Hoveddelene i systemet omfatter sugeposen **Figur A** (til engangsbruk), sugebeholderen og den grå, høyrevinklede koblingen på beholderen **Figur B** (til flergangsbruk). Volumet på sugeposene og beholderne er enten 1 000 ml, 2 000 ml eller 3 000 ml, avhengig av produktmodell. Du finner mer detaljert informasjon om sugeposesystemets deler i **Figur C**.

C1 Vinkelkobling (grå, festet til sugebeholderen)

C2 Pasientkobling (hvit, festet til sugeposen)

C3 Serieport (benyttes når slanger seriekobles)

C4 Pasientkoblingsplugg


C5 Overstrømningsvern

C6 Løftehåndtak

Det finnes forskjellige versjoner av sugeposen, og monteringen kan derfor variere. Sørg for at du har lest instruksjonene som gjelder for den aktuelle versjonen. En rekke tilbehør er tilgjengelig for systemet. Du finner mer informasjon om dette i en egen veiledning kalt Tilbehør.

MERK! DET MÅ KUN BENYTTES ORIGINALE DELER OG TILBEHØR FRA SERRES I DETTE SUGESYSTEMET.

MERK! DERSOM DU BRUKER ET STERILT PRODUKT, MÅ DU SØRGE FOR AT INNPAKNINGEN IKKE ER BLITT SKADET FØR BRUK. DERSOM INNPAKNINGEN ER SKADET, MÅ DU IKKE BRUKE PRODUKTET.

MERK! ALLE SUGEPOSER OG PRODUKTER SOM ER BLITT MERKET MED SYMBOLET , ER ENGANGSARTIKLER, OG DET ER STRENGT FORBUDT Å BRUKE DEM PÅ NYTT.

Montere systemet

1. Montere sugebeholderen

Sett sugebeholderen i en brakett i oppreist stilling **Figur 1**. Du kan montere sugebeholderen i et stort utvalg braketter (skinne-, vegg- og bordmodeller samt liggende modeller). Sugebeholderen kan også monteres til holderen på den flyttbare Serres-trillevognen. Koble rørene fra vakuuskilden til den grå vinkelkoblingen bak på beholderen.

2. Montere en enkelt sugepose

2.1 Versjoner som ikke er blitt pakket inn og tapet

Brett ut sugeposen og sett den inn på sugebeholderen. **Figur 2.1**

2.2 Versjoner som er blitt pakket inn og tapet

Sett inn posen slik den er, i sugebeholderen **Figur 2.2**, eller følg instruksjonene i avsnitt 2.1.

MERK! SUGEPOSEN MÅ MONTERES I EN SUGEBEHOLDER AV SAMME STØRRELSE.

MERK! SØRG FOR AT SUGEPOSEFILMEN IKKE KOMMER MELLOM BEHOLDEREN OG LOKKET.

3. Montere flere sugeposer (seriekobling)

Når det skal suges opp mye væske, kan Serres-sugeposene seriekobles med serierør, vakuurrør og T-koblinger. **Figur 3.1**.

- Plasser posene i sugebeholderne, som angitt i avsnitt 2, og fest posene til beholderne ved å trykke midt på lokket.

- Ta vekk den grå vinkelkoblingen (beholder 2 og 3), og åpne sugeposenes serieporter (pose 1 og 2), som vist i **Figur 3.2**.

- Koble sugebeholderne til hverandre med separate T-koblinger og rør, i samsvar med **Figur 3.3**. Bruk en saks til å tilpasse rørlengdene.

MERK! T-KOBLINGEN OG VAKUURRØRET KAN BRUKES FLERE GANGER OG MÅ IKKE BYTTES MELLOM OPERASJONER.

- Koble serierørene forsiktig gjennom den åpne serieportåpningen i sugeposen til pasientkoblingen for den neste sugeposen. **Figur 3.4**

For best ytelse anbefales det å bruke en Vacuum Shift til seriekoblingen av de største væskevolumene.

4. Brette ut sugeposen

Sugeposen installeres ved å bruke vakuu **Figur 4**. Slå på vakuuskilden, og trykk samtidig lett midt på lokket (del 1). Når sugeposen er rettet ut,

lukker du pasientkoblingen med fingeren (del 2), slik at lokket sitter tett på sugeposen.

MERK! FØR BRUK MÅ DU KONTROLLERE AT DET ER DANNET VAKUUM OG AT SUGEPOSENE ER BLÅST HELT OPP.

Koble pasientrøret til pasientkoblingen. Systemet er klart til bruk.

Bruke sugeposesystemet

Når suget er slått på, strømmer væsken inn i sugeposen. Sugeposen kan brukes gjennom hele prosedyren eller til den er full. Når sugeposen er full, kutter overstrømningsvernet av suget for å forhindre at det strømmer væske inn i sugeskilden. Merkingen på sugebeholderen viser hvor mye væske som er blitt sugd opp.

Nøyaktigheten på merkingen er +/- 100 ml.

Bruk av sugeposer med innkapslingsmiddel (Forhåndsfyllt)

Enkelte typer sugeposer kommer med et innkapslingsmiddel **Figur 5** som gir dreisvæskene en fast konsistens. Bruk de forhåndsfylte sugeposene på samme måte som vanlige sugeposer. Når du måler mengden oppsugd væske, må du passe på at merkingen på sugebeholderen omfatter innkapslingsmiddelet i sugeposen.

1 l forhåndsfyllt sugepose: 25 ml

2 l forhåndsfyllt sugepose: 50 ml

3 l forhåndsfyllt sugepose: 85 ml

I tillegg må du ta hensyn til det normale merkingsavviket på sugebeholderen. Hvis du bruker separate poser eller innstørkningsmiddel som selges som separat pulver, bruker du 25 g / 35 ml stoff per én liter væske. Merk advarslene på pakningen med innstørkningsmiddel.

MERK! DERSOM DE FORHÅNDSFYLTE SUGEPOSENE SERIEKOBLES, MÅ VAKUUMKILDEN VÆRE AKTIVERT UNDER HELE PROSEDYREN.

Etter prosedyren

Etter sugeprosedyren kobler du fra pasientrøret og vinkelkoblingen (eller eventuelt den rette koblingen eller dobbeltkoblingen) og serierøret, dersom det har vært i bruk **Figur 6.1**. Lukk koblingen med pasientkoblingspluggen som følger med lokket på sugeposen.

Ved seriekoblinger setter du også inn serieporten **Figur 6.2**. Slå til slutt av vakuuskilden. Løft sugeposen av håndtaket **Figur 6.3**.

MERK! IKKE SLÅ AV VAKUUMKILDEN FØR DU HAR LUKKET SUGEPOSEN.

Kaste brukte produkter

Serres sugeposer, prøvesett, målebeger og serierør er til engangsbruk og må byttes for hver enkelt pasient. Dersom samme pasient gjennomgår langvarig behandling, må sugeposen byttes minst en gang i døgnet. Produkter til flergangsbruk må fjernes dersom de blir skadet eller ikke fungerer som de skal. Brukte eller fjernede produkter skal kastes i samsvar med resirkuleringsmerkingen og sykehusets retningslinjer.

MERK! GJENBRUK AV ENGANGSPRODUKTER ER STRENGT FORBUDT. GJENBRUK REDUSERER PRODUKTETS EGENSKAPER OG KAN MEDFØRE INFESJONSRIKHO. VED HÅNDTERING AV BRUKTE SUGEPOSER ER DET VIKTIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT DE KAN INNEHOLDE SMITTEOFFER.

Rengjøre produkter til flergangsbruk

Sugebeholderen og vinkelkoblingen kan vaskes (95°C) og autoklaveres (121°C). Fjern den grå vinkelkoblingen før vask. Andre produkter til flergangsbruk kan tørkes av med et desinfeksjonsmiddel.

Oppbevaring side 23

SERRES IMUPUSSIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE

Serres imupussijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi nesteiden ja eritteiden keräämisen sairaanhoidollisen toimenpiteen yhteydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja toimenpiteen aloittamista. Serreksen imupussijärjestelmää saa asentaa ja käyttää vain siihen perehtynyt henkilö ja vain valmistajan ilmoittamaan tarkoitukseen. Ohjeiden vastainen käyttö on kielletty. Valmistaja ei ole vastuussa, jos tuotetta käytetään toisella tavalla tai toiseen tarkoitukseen kuin tässä käyttöohjeessa on ohjeistettu. Varmista aina ennen käyttöä, että kaikki järjestelmän osat ovat ehjiä. Viallisten tuotteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

Järjestelmän osat

Järjestelmän perusosat ovat imupussi **kuva A** (kertakäyttöinen), imupurkki ja purkin kulmaliitin **kuva B** (kestokäyttöisiä). Imupussien ja -purkkien tilavuus on tuotteen mallista riippuen joko 1000 ml, 2000 ml tai 3000 ml. Imupussijärjestelmän osat on esitelty tarkemmin **kuvasa C**.

C1 Kulmaliitin (harmaa, kiinnitetty imupurkkiin)

C2 Potilasliitin (valkoinen, kiinnitetty imupussiin)

C3 Sarjaportti (avataan sarjakytkenässä)

C4 Potilasliittimen tulppa

C5 Yliäyttösuoja

C6 Nostokahva

Imupussista on erilaisia versioita, joiden asennus voi poiketa toisistaan. Varmista, että olet lukenut oikeaan versioon liittyvän ohjeen.

Järjestelmään on saatavissa erinäisiä lisävarusteita, jotka on esitelty erillisessä Lisävarusteet-ohjeessa.

HUOMIO! IMUPUSSIJÄRJESTELMÄSSÄ SAA KÄYTTÄÄ VAIN SERREKSEN ALKUPERÄISIÄ OSIA JA TARVIKKEITA.

HUOMIO! MIKÄLI KÄYTÄT STERILIÄ TUOTETTA, VARMISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTEI SEN PAKKAUS OLE VIOITTUNUT. ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA, JOS PAKKAUS ON VIOITTUNUT.

HUOMIO! KAIKKI IMUPUSSIT JA TUOTTEET, JOTKA ON MERKITYY SYMBOLILLA ☉ OVAT KERTAKÄYTTÖISIÄ JA NIIDEN UUELLEEN KÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

Järjestelmän asennus

1. Imupurkin asentaminen

Asenna imupurkki kannattimestaan laitekiinnikkeeseen pystyasentoon **kuva 1**. Imupurkin asentamista varten on saatavilla erimallisia kiinnikkeitä (kisko-, seinä-, -pöytä-, - ja sängymallit). Imupurkki voidaan kiinnittää myös liikuteltavan Serres Käryn imupurkkitelieeseen. Kiinnitä imulähteestä tuleva letku purkin kulmaliittimeen.

2. Yksittäisen imupussin asentaminen

2.1 Versiot, joita ei ole kääritty ja teipattu

Suorista imupussi ja aseta se imupurkkiin. **kuva 2.1**

2.2 Versiot, jotka on kääritty ja teipattu

Aseta pussi sellaisenaan imupurkkiin **kuva 2.2** tai kuten kohdassa **2.1**.

HUOMIO! IMUPUSSIN SAA ASENTAA AINOASTAAN VASTAAVAN KOKOISEEN IMUPURKKIIN.

HUOMIO! VARMISTA, ETTEI IMUPUSSIN KALVO JÄÄ PURKIN JA KANNEN VÄLIIN.

3. Useamman imupussin asentaminen (sarjakytkenä)

Kun imettävät nestemäärät ovat suuria, voidaan Serres imupussit kytkeä sarjaan erillisten sarjaletkujen sekä vakuumiletkujen ja T-liittimen avulla. **kuva 3.1**.

- Aseta pussit imupurkkeihin kuten kohdassa 2 ja kiinnitä pussit purkkiin painamalla kannen keskeltä.

- Irrota kulmaliitin (purkit 2 ja 3) ja avaa imupussien sarjaportit (pussit 1 ja 2) **kuvan 3.2** mukaisesti.

- Liitä imupurkit toisiinsa erillisillä T-liittimillä ja letkuilla **kuvan 3.3** mukaisesti. Leikkaa saksilla letku sopivan mittaiseksi.

HUOMIO! T-LIITIN JA VAKUUMILETKU OVAT KESTOKÄYTTÖISIÄ, EIKÄ NIITÄ TARVITSE VAIHTAA OPERAATIOIDEN VÄLILLÄ.

- Liitä sarjaletkut huolellisesti imupussin avatun sarjaportin aukosta seuraavan imupussin potilasliittimeen. **kuva 3.4**

Parhaan suorituskyvyn saamiseksi suositellaan vaihtoventtiilin käyttöä suurimpien nestemäärien sarjakytkenässä.

4. Imupussin suoristaminen

Imupussi asennetaan alipaineen avulla **kuva 4**. Käynnistä imulähde ja paina samalla kevyesti kannen keskeltä (kohta 1). Kun imupussi on suoristunut, sulje sormella potilasliitin (kohta 2), jotta kansi tiivistyy imupurkkiin.

HUOMIO! VARMISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ ALIPAINEN ON SYNTYNYT JA IMUPUSSI ON KOKONAAN SUORISTUNUT.

Liitä potilasimuletku potilasliittimeen. Järjestelmä on valmis käytettäväksi.

Imupussijärjestelmän käyttö

Imun ollessa päällä neste virtaa imupussin sisälle. Imupussia voi käyttää koko toimenpiteen ajan tai kunnes imupussi täyttyy. Imupussin tullessa täyteen yliäyttösuoja katkaisee imun ja estää nesteen kulkeutumisen imulähteeseen. Imupurkin asteikko osoittaa imetyn nesteen määrän. Asteikon tarkkuus on +/- 100 ml.

Jähmeaineella varustettujen imupussin käyttö (Pre-Gelled)

Tietyt imupussiversiot sisältävät jähmeainetta **kuva 5**, joka kiinteyttää imetyn nesteen. Käytä jähmeaineellisia imupusseja tavallisten imupussien tapaan. Imetyn nesteen määrää mitattaessa on huomioitava, että imupurkin asteikko näyttää myös imupussin sisällä valmiina olevan jähmeaineen määrän.

1 L pre-gelled imupussi: 25 ml

2 L pre-gelled imupussi: 50 ml

3 L pre-gelled imupussi: 85 ml

Huomioikaa myös imupurkin asteikon normaali toleranssi. Mikäli käytät erillisiä jauhepussukoita tai irtojauheena myytävää jähmeainetta, annostelee ainetta 25g / 35ml yhtä imettyä nesteliittraa kohden. Huomioi jähmeainepakkauksessa olevat varoitukset.

HUOMIO! JOS PRE-GELLED IMUPUSSIA KÄYTETÄÄN SARJAKYTKENÄSSÄ, TULEE IMULAITTEEN OLLA KÄYNNISSÄ KOKO TOIMENPITEEN AJAN.

Toimenpiteen jälkeen

Imutoimenpiteen jälkeen irrota potilasimuletku ja kulmaliitin (tai vaihtoehtoisesti suoraliitin tai kaksoisliitin) sekä sarjaletku, mikäli käytetty **kuva 6.1**. Tulppaa liitäntä imupussin kannessa olevalla potilasliittimen tulpalla. Sarjakytkenässä tulppaa myös sarjaportti **kuva 6.2**. Sammuta lopuksi imulähde. Nosta imupussi kannessa olevasta kahvasta **kuva 6.3**. **HUOMIO!** ÄLÄ SAMMUTA IMULÄHDETTÄ, ENNEN KUIN OLET TULPANNUT IMUPUSSIN.

Käytettyjen tuotteiden hävittäminen

Serres imupussit, näytekupit, mittakupit ja sarjaletkut ovat kertakäyttöisiä ja ne tulee vaihtaa potilas-kohtaisesti. Mikäli sama potilas on hoidettavana pitkään, tulee imupussi vaihtaa vähintään 24 tunnin välein. Kestokäyttöinen tuote tulee poistaa käytöstä, mikäli se on vioittunut tai se ei toimi suunnitellulla tavalla. Käytetyt tai käytöstä poistettavat tuotteet hävitetään kierrätysmerkintöjen ja sairaalakohdistusten ohjeiden mukaan. **HUOMIO!** KERTAKÄYTTÖISTEN TUOTTEIDEN UUELLEENKÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. UUELLEENKÄYTTÖ HEIKENTÄÄ TUOTTEEN SUORITUSKYKYÄ JA VOI AIHEUTTAA INFEKTORISKIN. KÄYTETTYÄ IMUPUSSIA KÄSITELTÄESSÄ ON HUOMIOITAVA, ETTÄ SE SAATTA SISÄLTÄÄ TARTUNTAVARALLISTA JÄTETTÄ.

Kestokäyttöisten tuotteiden puhdistus

Imupurkin ja kulmaliittimen voi pestä pesukoneessa (95°C) ja autoklaavata (121°C). Irrota kulmaliitin ennen pesua. Muut kestokäyttöiset tuotteet voidaan pyyhkiä desinfiointiaineella.

Säilytys ja varastointi sivu 23.

HANDLEIDING SERRES-OPVANGZAKSYSTEEM

Het Serres-opvangzakstelsysteem wordt gebruikt voor het verzamelen van vloeistoffen en afscheiding van patiënten tijdens medische procedures. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product installeert en met de procedure begint. Het Serres-opvangzakstelsysteem mag alleen worden geïnstalleerd en gebruikt door personen die met het product vertrouwd zijn en mag alleen worden aangewend voor de door de fabrikant aangegeven doeleinden. Het is verboden het product anders te gebruiken dan in de instructies is beschreven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product wordt gebruikt op een wijze en/of voor doeleinden anders dan beschreven in deze instructies. Controleer voor gebruik van het product altijd of alle componenten van het systeem intact zijn. Het gebruik van defecte producten is strikt verboden.

Componenten van het systeem


De basiscomponenten van het systeem omvatten de opvangzak **Afbeelding A** (eenmalig gebruik), de opvangpot en de grijze hoekconnector van de opvangpot **Afbeelding B** (herbruikbaar). Het volume van de opvangzakken en -potten bedraagt 1.000 ml, 2.000 ml of 3.000 ml, afhankelijk van het productmodel. **Afbeelding C** toont een overzicht van de verschillende componenten van het opvangzakstelsysteem.

- C1** Hoekconnector (grijs, bevestigd aan de opvangpot)
- C2** Patiëntconnector (wit, bevestigd aan de opvangzak)
- C3** Seriéle poort (gebruikt wanneer de zakken in serie worden geschakeld)
- C4** Patiëntconnectorplug
- C5** Overstroombeveiliging
- C6** Handgreep

De opvangzak is beschikbaar in verschillende versies en de installatie kan per versie verschillen. Zorg dat u de instructies van de juiste versie leest. In de afzonderlijke handleiding 'Accessoires' vindt u een beschrijving van de verschillende accessoires die voor het systeem beschikbaar zijn.

LET OP! HET OPVANGZAKSYSTEEM MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET ORIGINELE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VAN SERRES.

LET OP! CONTROLEER VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN EEN STERIEL PRODUCT OF DE VERPAKKING NIET IS BESCHADIGD. ALS DE VERPAKKING BESCHADIGD IS, MAG U HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN

LET OP! ALLE OPVANGZAKKEN EN PRODUCTEN GEMARKEERD MET HET SYMBOOL  ZIJN BEDOELD VOOR EENMALIG GEBRUIK. HERGEBRUIK IS STRIKT VERBODEN.

Installatie van het systeem

1. Het installeren van de opvangpot

Plaats de opvangpot recht op in een bevestigingsbeugel **Afbeelding 1**. Er is een reeks bevestigingsbeugels beschikbaar voor het bevestigen van de opvangpot (rail-, wand-, tafel- en bedmodellen). De opvangpot kan ook op de pothouder in de verplaatsbare Serres-trolley worden geplaatst. Sluit de slang vanaf de vacuümbron aan op de grijze hoekconnector achter op de opvangpot.

2. Het installeren van een enkele opvangzak

2.1 Versies die niet zijn ingepakt en niet van tape zijn voorzien

Vouw de opvangzak uit en plaats de zak in de opvangpot. **Afbeelding 2.1**

2.2 Versies die wel zijn ingepakt en van tape zijn voorzien

Plaats de zak zoals u deze aantreft in de opvangpot **Afbeelding 2.2** of volg de instructies in paragraaf 2.1.

LET OP! DE OPVANGZAK MOET IN EEN OPVANGPOT VAN DEZELFDE AFMETINGEN WORDEN GEPLAATST.

LET OP! ZORG DAT DE WAND VAN DE OPVANGZAK NIET BEKNELD RAAKT TUSSEN DE POT EN DE DEKSEL.

3. Het installeren van meerdere opvangzakken (in serie geschakeld)

Wanneer er grote volumes vloeistof worden afgevoerd, kunnen de Serres-opvangzakken in serie worden geschakeld met behulp van seriële slangen, vacuümslangen en T-connectoren. **Afbeelding 3.1**.

- Plaats de zakken in de opvangpotten zoals in paragraaf 2 en bevestig de zakken aan de potten door op het midden van het deksel te drukken.

- Verwijder de grijze hoekconnector (pot 2 en 3) en open de seriële poorten van de opvangzakken (zak 1 en 2), zoals getoond in **Afbeelding 3.2**.

- Verbind de opvangpotten met elkaar met behulp van afzonderlijke T-connectoren en slangen, zoals getoond in **Afbeelding 3.3**. Gebruik een schaar om de slang tot op de juiste lengte in te korten.

LET OP! DE T-CONNECTOR EN DE VACUÛMSLANG ZIJN HERBRUIKBAAR EN HOEVEN TUSSEN OPERATIES DOOR NIET TE WORDEN VERVANGEN.

- Sluit de seriële slangen voorzichtig via de geopende seriële poort van de opvangzak aan op de patiëntconnector van de volgende opvangzak.

Afbeelding 3.4

Voor het beste resultaat adviseren we het gebruik van een vacuümoeverdrachtsventiel voor de seriële verbindingen van de grootste volumes vloeistof.

4. Het uitvouwen van de opvangzak

De opvangzak wordt geplaatst met behulp van vacuüm **Afbeelding 4**. Schakel de vacuümbron in en druk tegelijkertijd zacht op het midden van het deksel (component 1). Als de opvangzak is uitgevouwen, sluit u de patiëntconnector met uw vinger (component 2) zodat het deksel wordt vastgezet aan de opvangzak.

LET OP! CONTROLEER VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK OF ER EEN VACUÛM TOT STAND IS GEBRACHT EN OF DE OPVANGZAK VOLLEDIG IS OPGEBLAZEN.

Sluit de patiëntslang aan op de patiëntconnector. Het systeem is klaar voor gebruik.

Het gebruik van het opvangzakstelsysteem

Wanneer de afzuigfunctie is ingeschakeld, stroomt de vloeistof de opvangzak binnen. De opvangzak kan gedurende de gehele procedure worden gebruikt of totdat de opvangzak vol is. Wanneer de opvangzak vol is, sluit de overstroombeveiliging de afzuigfunctie af om te voorkomen dat er vloeistof in de afzuigbron terecht komt. De schaalverdeling op de opvangpot geeft het volume van de opgevangen vloeistof weer.

De nauwkeurigheid van de schaalverdeling is +/- 100 ml.

Het gebruik van opvangzakken voorzien van stollingsmiddel (voorgevuld)

Sommige versies van de opvangzak zijn voorzien van een stollingsmiddel **Afbeelding 5** dat de opgevangen vloeistof doet stollen. U gebruikt de voorgevulde opvangzakken op dezelfde wijze als reguliere opvangzakken. Houd er bij het meten van de hoeveelheid opgevangen vloeistof rekening mee dat de schaalverdeling op de opvangpot ook het in de opvangzak aanwezige stollingsmiddel meetelt:

Voorgevulde opvangzak 1 liter: 25 ml

Voorgevulde opvangzak 2 liter: 50 ml

Voorgevulde opvangzak 3 liter: 85 ml

Houd ook rekening met de normale afwijking van de schaalverdeling op de opvangpot. Als u aparte sachets gebruikt of een stollingsmiddel dat wordt verkocht als los poeder, dient u 25g / 35ml van het middel per liter vloeistof te gebruiken.

Lees de waarschuwingen op de verpakking van het stollingsmiddel zorgvuldig.

LET OP! INDIEN DE VOORGEVULDE OPVANGZAKKEN IN SERIE WORDEN GESCHAKELD, MOET DE VACUÛMBRON GEDURENDE DE VOLLEDIGE PROCEDURE ZIJN INGESHAKELD.

Na de procedure

Ontkoppel na de opvangprocedure de patiëntslang en de hoekconnector (of de rechte connector of duoconnector), evenals de seriële slang, indien in gebruik

Afbeelding 6.1. Sluit de verbinding af met de patiëntconnectorplug die zich op de deksel van de opvangzak bevindt. Sluit in seriële verbindingen ook de seriële poort af **Afbeelding 6.2**. Schakel tenslotte de vacuümbron uit. Til de opvangzak op van de handgreep **Afbeelding 6.3**.

LET OP! SCHAKEL DE VACUÛMBRON NIET UIT VOORDAT U DE OPVANGZAK HEBT AFGESLOTEN.

Het afvoeren van gebruikte producten

De opvangzakken, monsterafnamesets, maatbekers en seriële slangen van Serres zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten per patiënt worden vervangen. Als dezelfde patiënt een langdurige behandeling ondergaat, moet de opvangzak elke 24 uur worden vervangen. Herbruikbare producten moeten uit gebruik worden genomen als deze beschadigd raken of niet langer naar behoren functioneren.

Gebruikte of uit gebruik genomen producten moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de recyclinginformatie op het etiket en volgens de specifieke instructies van het ziekenhuis.

LET OP! HERGEBRUIK VAN PRODUCTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK IS STRIKT VERBODEN. HERGEBRUIK VERMINDERT DE PRESTATIES VAN HET PRODUCT EN KAN LEIDEN TOT RISICO OP INFECTIE. HOUD BIJ HET HANTEREN VAN EEN GEBRUIKTE OPVANGZAK REKENING MET DE MOGELIJKE AANWEZIGHEID VAN BESMETTELIJK AFVAL.

Het reinigen van herbruikbare producten

De opvangpot en hoekconnector kunnen worden gewassen (95°C) en gereinigd in de autoclaaf (121 °C). Verwijder voor het reinigen de grijze hoekconnector. De overige herbruikbare producten kunnen worden afgenomen met een desinfectiemiddel.

Opslag pagina 23

Systém odsávacího vaku Serres je určen ke shromažďování tekutin a sekretů pacientů během lékařských výkonů. Před instalací produktu a zahájením výkonu si pečlivě přečtěte tuto příručku. Systém odsávacího vaku Serres mohou instalovat a používat jen osoby dobře obeznámené s tímto produktem a produkt smí být používán jen k účelu, který stanovil výrobce. Použití v rozporu s pokyny je zakázáno. Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud je produkt používán jiným způsobem a/nebo pro jiné účely, než uvádějí tyto pokyny. Před použitím produktu se vždy ujistěte, že jsou všechny části systému neporušené. Použití vadných produktů je přísně zakázáno.


Součásti systému

Mezi základní součásti systému patří odsávací vak, **obrázek A** (jednorázový), odsávací nádržka a šedivá pravoúhlá spojka nádržky, **obrázek B** (opakovaně použitelné). Odsávací vaky a nádržky mají v závislosti na modelu produktu objem 1 000 ml, 2 000 ml nebo 3 000 ml. Součásti systému odsávacího vaku podrobněji představuje **obrázek C**.
C1 – úhlová spojka (šedá, připojená k odsávací nádržce)
C2 – spojka pacienta (bílá, připojená k odsávacímu vaku)
C3 – sériový port (používá se při zapojení vložek do série)
C4 – zátku připojení pacienta
C5 – ochrana proti přetečení
C6 – madlo pro přenášení

K dispozici jsou různé verze odsávacího vaku, přičemž jejich instalace se vzájemně liší. Přesvědčte se, zda jste si přečetli pokyny odpovídající dané verzi. V samostatné příručce Příslušenství je představena řada příslušenství dostupných pro tento systém.

POZNÁMKA: V SYSTÉMU ODSÁVACÍHO VAKU SE SMÍ POUŽÍVAT JEN ORIGINALNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SERRES.

POZNÁMKA: PŘED POUŽITÍM STERILNÍHO PRODUKTU ZKONTROLUJTE, ZDA NEBYL PORUŠEN JEHO OBAL. BYL-LI OBAL PORUŠEN, PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE.

POZNÁMKA: VŠECHNY ODSÁVACÍ VAKY A PRODUKTY OZNAČENÉ SYMBOLEM  JSOU JEDNORÁZOVÉ A JEJICH OPAKOVANÉ POUŽITÍ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

Instalace systému

1. Instalace odsávací nádržky

Odsávací nádržku visle zasuňte do držáku umístěného nastojato, **obrázek 1**. K dispozici je celá řada držáků pro instalaci odsávací nádržky (k upevnění na tyč, stěnu, stůl a postel). Odsávací nádržku je rovněž možné upevnit do držáku nádržek na pojízdném vozíku Serres. Připojte hadičku ze zdroje podtlaku k šedivé úhlové spojce na zadní straně nádržky.

2. Instalace jednoho odsávacího vaku

2.1 Verze, které nejsou zabalené a opatřené páskou

Rozviňte odsávací vak a umístěte jej do odsávací nádržky. **Obrázek 2.1**

2.2 Verze, které jsou zabalené a opatřené páskou

Vak tak, jak je, umístěte do odsávací nádržky, **obrázek 2.2**, nebo postupujte podle pokynů v části 2.1.

POZNÁMKA: ODSÁVACÍ VAK JE TŘEBA NAINSTALOVAT DO ODSÁVACÍ NÁDRŽKY ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI.

POZNÁMKA: ZAJISTĚTE, ABY SE FÓLIE ODSÁVACÍHO VAKU NEZACHYTLA MEZI NÁDRŽKU A VÍKO.

3. Instalace několika odsávacích vaků (zapojení do série)

Při odsávání velkých objemů tekutin lze odsávací vaky Serres zapojit do série. Zapojení se provádí pomocí sériových hadiček, podtlakových hadiček a T-spojkek. **Obrázek 3.1**.

- Vložte vaky do odsávací nádržky podle bodu 2 a nasadte vaky do nádržek stisknutím středu víka.

- Podle **obrázku 3.2** sejměte šedivou úhlovou spojku (nádržka 2 a 3) a otevřete sériové porty odsávacích vaků (vak 1 a 2).

- Podle **obrázku 3.3** vzájemně spojte odsávací nádržky pomocí jednotlivých T-spojkek a hadiček. Nůžkami upravte hadičky na vhodnou délku.

POZNÁMKA: T-SPOJKU A PODTLAKOVOU HADIČKU LZE POUŽÍT OPAKOVANĚ A NENÍ TŘEBA JE MEZI OPERACEMI VYMĚŇOVAT.

- Opatrně zapojte sériové hadičky do otevřeného otvoru sériového portu v odsávacím vaku a do spojky pacienta v následujícím odsávacím vaku.

Obrázek 3.4.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat přepínač Vacuum Shift v zapojení do série s největším množstvím tekutiny.

4. Rozvinutí odsávacího vaku

Odsávací vak je nainstalován pomocí vaku, **obrázek 4**. Zapněte zdroj podtlaku a současně lehce stiskněte střed víčka (část 1). Po narovnání odsávacího vaku zavřete spojku pacienta pomocí prstu (část 2) tak,

aby víko těsně přiléhalo k odsávacímu vaku.

POZNÁMKA: PŘED POUŽITÍM SE PŘESVĚDČTE, ZDA BYL VYTVOŘEN PODTLAK A ZDA JE ODSÁVACÍ VAK PLNĚ NAFOUKNUTÝ.

Ke spojení pacienta připojte hadičku pacienta. Systém je připraven k použití.

Použití systému odsávacího vaku

Při zapnutém sání natéká tekutina do odsávacího vaku. Odsávací vak lze používat při výkonu nebo dokud není plný. Jakmile je plný, vypne ochrana proti přetečení sání a zabrání natečení tekutiny do zdroje podtlaku. Stupnice na odsávací nádržce ukazuje objem odsáté tekutiny. Přesnost této stupnice je +/- 100 ml.

Použití odsávacích vaků s želírující látkou (přednaplněných želírující látkou)

Některé verze odsávacích vaků obsahují želírující látku, **obrázek 5**, která ztužuje odsátou tekutinu. Odsávací vaky přednaplněné želírující látkou se používají podobně jako běžné odsávací vaky. Při měření objemu odsáté tekutiny je třeba mít na paměti, že hodnota odečtená na stupnici na nádržce již zahrnuje příslušné množství želírující látky v odsávacím vaku.

1l odsávací vak přednaplněný želírující látkou: 25 ml

2l odsávací vak přednaplněný želírující látkou: 50 ml

3l odsávací vak přednaplněný želírující látkou: 85 ml

Kromě toho je nutné brát v potaz i běžnou přípustnou odchylku stupnice odsávací nádržky. Používáte-li samostatné sáčky nebo ztužující látku prodávanou jako samostatný prášek, použijte 25 g nebo 35 ml látky na jeden litr tekutiny. Respektujte varování na balení ztužující látky.

POZNÁMKA: POKUD SE TYTO ODSÁVACÍ VAKY PŘEDNAPLNĚNÉ ŽELÍRUJÍCÍ LÁTKOU POUŽÍVAJÍ V ZAPOJENÍ DO SÉRIE, MUSÍ BÝT ZDROJ PODTLAKU ZAPNUTÝ PO CELOU DOBU LÉKAŘSKÉHO VÝKONU.

Po lékařském výkonu

Po dokončení odsávání odpojte hadičku pacienta a bílou úhlovou spojku (případně přímou spojku nebo dvojitou spojku) a sériovou hadičku, byla-li použita, **obrázek 6.1**. Připojovací místo uzavřete zátkou pro spojku pacienta, která je k dispozici na víku odsávacího vaku. V zapojení do série připojte také sériový port, **obrázek 6.2**. Nakonec vypněte zdroj podtlaku. Odsávací vak zdvihněte za madlo, **obrázek 6.3**.

POZNÁMKA: ZDROJ PODTLAKU NEVYPÍNEJTE, DOKUD NEUZAVŘETE ODSÁVACÍ VAK.

Likvidace použitých produktů

Odsávací vaky, sady k odběru vzorků, odměrné nádoby a sériové hadičky Serres jsou na jedno použití a pro každého pacienta musí být použity nové. Podstupuje-li příslušný pacient dlouhodobý zákrok, je třeba odsávací vak vyměnit alespoň každých 24 hodin. Opakovaně použitelné produkty je nutné vyřadit, jakmile se poškodí nebo nefungují určeným způsobem. Použité a vyřazené produkty musí být zlikvidovány v souladu s recyklačními symboly a konkrétními pokyny nemocnice.

POZNÁMKA: OPAKOVANÉ POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH PRODUKTŮ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. OPAKOVANÉ POUŽITÍ ZHORŠUJE PROVOZNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU A MŮŽE VÉST K RIZIKU INFEKCE. PŘI MANIPULACI S POUŽITÝM ODSÁVACÍM VAKEM JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI, ŽE MŮŽE OBSAHOVAT INFEKČNÍ ODPAD.

Čištění opakovaně použitelných produktů

Odsávací nádržku a úhlovou spojku je možné omývat (95°C) a sterilizovat v autoklávu (121 °C). Před omýváním sejměte šedivou úhlovou spojku. Ostatní opakovaně použitelné produkty je možné otírat dezinfekčním prostředkem.

Skladování strana 23

NÁVOD K POUŽIVANIU SYSTÉMU NASÁVACIEHO VAKU SERRES



Systém nasávacieho vaku Serres sa používa na zachytávanie kvapalín a vylučkov pacientov počas lekárskeho postupu. Pred inštaláciou produktu a začiatkom postupu si dôkladne prečítajte tento návod. Systém nasávacieho vaku Serres môžu inštalovať a používať len osoby, ktoré tento produkt poznajú a môže sa používať len na účel stanovený výrobcom. Použitie v rozpore s pokynmi je zakázané. Výrobca nebude niesť zodpovednosť v prípade, že sa produkt používa iným spôsobom a/alebo na účely iné ako sú účely popísané v týchto pokynoch. Pred použitím produktu sa vždy presvedčte, že všetky časti systému sú neporušené. Používanie chybných produktov je prísne zakázané.

Diely systému

Medzi základné diely systému patrí nasávací vak **Obrázok A** (na jedno použitie), nasávací kanister a šedý pravouhlý konektor kanistra **Obrázok B** (použiteľný viackrát). Objem nasávacích vakov a kanistrov je buď 1 000 ml, 2 000 ml alebo 3 000 ml v závislosti od modelu produktu. Diely systému nasávacieho vaku sú podrobnejšie vysvetlené na **Obrázku C**.

- C1** Uholový konektor (šedý, pripojený k nasávaciemu kanistru)
- C2** Konektor pacienta (biely, pripojený k nasávaciemu vaku)
- C3** Sériový port (používa sa vtedy, keď sú puzdrá sériovo zapojené)
- C4** Pripojovacia zátka pacienta
- C5** Ochrana proti pretečeniu
- C6** Zdvíhacie držadlo

Existujú rôzne verzie nasávacieho vaku a ich inštalácia sa môže líšiť. Uistite sa, že ste si prečítali pokyny spojené so správnou verziou. V osobitnom návode s názvom Príslušenstvo sa nachádza zoznam príslušenstva dostupného pre systém.

POZNÁMKA! V SYSTÉME NASÁVACIEHO VAKU SA MÔŽU POUŽÍVAŤ LEN ORIGINALNE NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO SERRES.

POZNÁMKA! AK POUŽÍVATE STERILNÝ PRODUKT, UJISTITE SA, ŽE BALENIE NEBOLO PRED POUŽITÍM POŠKODENÉ. AK BOL OBAL POŠKODENÝ, PRODUKT NEPOUŽÍVAJTE.

POZNÁMKA! VŠETKY NASÁVACIE VAKY A PRODUKTY, KTORÉ BOLI OZNAČENÉ SYMBOLOM ☹, SÚ URČENÉ NA JEDNO POUŽITIE A ICH OPĀTOVNÉ POUŽITIE JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ.

Inštalácia systému

1. Inštalácia nasávacieho kanistra

Nasávací kanister vložte do držiaka v vzpriamenej polohe **Obrázok 1**. Na inštaláciu nasávacieho kanistra sú k dispozícii rôzne držiaky (modely na tyč, stenu, stôl a posteľ). Nasávací kanister sa dá namontovať na držiak kanistra v pohyblivom vozíku Serres. Trubicu zo zdroja vákua pripojte k šedému uholovému konektoru v zadnej časti kanistra.

2. Inštalácia jednoduchého nasávacieho vaku

2.1 Verzie, ktoré neboli zabalené a prekryté páskou

Otvorte nasávací vak a vložte ho do nasávacieho kanistra. **Obrázok 2.1**

2.2 Verzie, ktoré boli zabalené a prekryté páskou

Vložte vak tak ako je do nasávacieho kanistra **Obrázok 2.2** alebo postupujte podľa pokynov v časti 2.1.

POZNÁMKA! NASÁVACÍ VAK SA MUSÍ NAINŠTALOVAŤ DO NASÁVACIEHO KANISTRA S ROVNAKOU VEĽKOSŤOU.

POZNÁMKA! UJISTITE SA, ŽE FÓLIA NASÁVACIEHO VAKU NEUVIAZLA MEDZI KANISTROM A VEKOM.

3. Inštalácia niekoľkých nasávacích vakov (sériové zapojenie)

Keď sa nasávajú veľké objemy kvapaliny, nasávacie vaky Serres sa dajú sériovo zapojiť so sériovými trubicami, vákuovými trubicami a konektormi v tvare **T**. **Obrázok 3.1**.

- Vaky vložte do nasávacích kanistrov ako v časti 2 a pripojte ich ku kanistrom stlačením stredu veka.

- Vyberte šedý uholový konektor (kanistre 2 a 3) a podľa **Obrázka 3.2** otvorte sériové porty nasávacích vakov (vaky 1 a 2).

- Nasávacie kanistre pripojte k sebe s osobitnými konektormi v tvare T a trubicami podľa **Obrázka 3.3**. Na odrezanie trubice na vhodnú dĺžku použite nožnice.

POZNÁMKA! KONEKTOR V TVARE T A VÁKUOVÁ TRUBICA SA DAJÚ POUŽIŤ VIACKRÁT A NEMUSIA SA MEDZI JEDNOTLIVÝMI OPERÁCIAMI VYMIENIŤ.

- Sériové trubice opatrne pripojte cez otvor v otvorenom sériovom porte v nasávacom vaku ku konektoru pacienta nasledujúceho nasávacieho vaku. **Obrázok 3.4**

Na dosiahnutie najlepšieho účinku sa odporúča použiť vacuum shift na sériové zapojenia najväčších objemov kvapalín.

4. Otvorenie nasávacieho vaku

Nasávací vak sa inštaluje použitím vákua **Obrázok 4**. Zapnite vákuový zdroj a súčasne jemne stlačte stred vrchnáka (časť 1). Po vystretí nasávacieho vaku

uzavrite konektor pacienta pomocou prsta (časť 2) tak, že veko utesní nasávací vak.

POZNÁMKA! PRED POUŽITÍM SA UJISTITE, ŽE BOLO VYTVORENÉ VÁKUUM A ŽE NASÁVACÍ VAK JE ÚPLNE NAHUSTENÝ.

Trubicu pacienta pripojte ku konektoru pacienta. Systém je pripravený na použitie.

Používanie systému nasávacieho vaku

Keď je nasávanie zapnuté, kvapalina prúdi dovnútra nasávacieho vaku. Nasávací vak sa dá použiť počas celého postupu alebo až po naplnení nasávacieho vaku. Keď sa nasávací vak naplní, ochrana proti pretečeniu odpojí nasávanie a zabráni toku kvapaliny do zdroja nasávania. Mierka na nasávacom kanistri zobrazuje objem nasávanej kvapaliny. Presnosť miery je +/-100 ml.

Používanie nasávacích vakov vybavených želirujúcim číndlom (So želirujúcim číndlom)

Niektoré verzie nasávacích vakov obsahujú želirujúce číndlo **Obrázok 5**, ktoré urýchľuje tuhnutie nasávanej kvapaliny. Nasávacie vaky so želirujúcim číndlom použite podobne ako bežné nasávacie vaky. Pri meraní objemu nasávanej kvapaliny si uvedomte, že mierka na nasávacom kanistri zahŕňa aj množstvo želirujúceho číndla, ktoré sa nachádza v nasávacom vaku.

1 l nasávací vak so želirujúcim číndlom: 25 ml

2 l nasávací vak so želirujúcim číndlom: 50 ml

3 l nasávací vak so želirujúcim číndlom: 85 ml

Okrem toho zoberte do úvahy bežnú toleranciu miery nasávacieho kanistra. Ak používate samostatné vrecká alebo želirujúce číndlo ako samostatný prášok, použite 25 g/35 ml látky na jeden liter tekutiny. Všimnite si upozornenia na balíčku so želirujúcim číndlom.

POZNÁMKA! PRI POUŽITÍ NASÁVACÍCH VAKOV SO ŽELIRUJÚCIM ČÍNDLOM V SÉRIOVOM ZAPOJENÍ MUSÍ BYŤ ZDROJ VÁKUA ZAPNUTÝ POČAS TRVANIA CELÉHO POSTUPU.

Po skončení postupu

Po skončení postupu nasávania odpojte trubicu pacienta a uholový konektor (alebo prípadne rovný konektor alebo dvojitý konektor) a sériovú trubicu, ak sa používa **Obrázok 6.1**. Pripojenie s konektorom pacienta zatvorte zátkou, ktorá sa nachádza na veku nasávacieho vaku. Pri sériových zapojeniach pripojte aj sériový port **Obrázok 6.2**. Napokon vypnite zdroj vákua. Nasávací vak zdvihnite z držadla **Obrázok 6.3**.

POZNÁMKA! ZDROJ VÁKUA VYPNITE AŽ PO ZATVORENÍ NASÁVACIEHO VAKU.

Likvidácia použitých produktov

Nasávacie vaky Serres, súpravy vzoriek, meracie nádoby a sériové trubice sú určené na jedno použitie a musia sa tak pri každom pacientovi vymeniť. Ak jeden pacient podstupuje dlhodobú liečbu, nasávací vak sa musí vymeniť minimálne raz za 24 hodín. Produkty, ktoré sa dajú opakovane použiť, sa vyradja z prevádzky vtedy, keď sa poškodia alebo keď nebudú fungovať podľa predpokladov. Použitie alebo vyradenie produkty sa musia zlikvidovať v súlade s recyklačným označením a pokynmi špecifickými pre nemocnicu. **POZNÁMKA!** OPĀTOVNÉ POUŽITIE PRODUKTOV URČENÝCH NA JEDNO POUŽITIE JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ. OPĀTOVNÝM POUŽÍVANÍM SA ZNIŽUJE VÝKON PRODUKTU A MÔŽE VZNIKNUŤ RIZIKO INFEKČIE. PRI MANIPULÁCI S POUŽITÝM NASÁVACÍM VAKOM BY STE SI MALI UVEDOMIŤ, ŽE MÔŽE OBSAHOVAŤ INFEKČNÝ ODPAD.

Čistenie produktov určených na viaceré použitia

Nasávací kanister a uholový konektor sa dajú umyť (95 °C) a vyčistiť pomocou autoklávu (121 °C). Pred umývaním odstráňte šedý uholový konektor. Ostatné produkty určené na viaceré použitia sa dajú vytrieť dezinfekčným číndlom.

Skladovanie strana 23

SERRES ASPİRASYON TORBASI SİSTEMİ KILAVUZU

Serres aspirasyon torbası sistemi tıbbi işlemler sırasında hastalardan salgıların ve sıvıların toplanmasında kullanılır. Ürünü kurmadan ve işleme başlamadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Serres aspirasyon torbası sistemi, yalnızca ürün hakkında bilgisi olan kişiler tarafından kullanılabilir ve kullanılabılır ve yalnızca üreticinin belirttiği amaç için kullanılmalıdır.

Talimatlar dışında kullanılması yasaktır. Ürün bu talimatlarda tanımlanmayan bir şekilde ve/veya bir amaç için kullanılırsa üretici sorumluluk taşımamaktadır. Ürünü kullanmadan önce, sistemin tüm parçalarının sağlam olduğundan emin olun.

Arızalı ürünlerin kullanılması kesinlikle yasaktır.

Sistemin Parçaları

Sistemin temel parçaları aspirasyon torbası **Şekil A** (tek kullanımlık), aspirasyon kanisteri ve gri, diğ. açılı kanister konnektörünü içerir **Şekil B** (tekrar kullanılabilir). Aspirasyon torbaları ve kanisterlerinin volümü ürün modeline göre 1.000 ml, 2.000 ml veya 3.000 ml'dir. Aspirasyon torbası sisteminin parçaları daha detaylı olarak **Şekil C**'de sunulmaktadır.

C1 Açılı konnektör (gri, aspirasyon kanisterine takılı)

C2 Hasta konnektörü (beyaz, aspirasyon torbasına takılı)

C3 Seri portu (kanisterler seri şekilde bağlandığında kullanılır)

C4 Hasta bağlantı tıkaçı

C5 Taşma koruması

C6 Kaldırma kolu

Aspirasyon torbasının farklı versiyonları mevcuttur ve kurulumları birbirinden farklı olabilir. Doğru versiyonla ilgili talimatları okuduğunuzdan emin olun. Aksesuarlar başlıklı ayrı bir kılavuzda, sistem için mevcut aksesuar çeşitleri belirtilmektedir.

NOT! ASPİRASYON TORBASINI SİSTEMİNDE YALNIZCA ORJİNAL SERRES PARÇALARI VE AKSESUARLARI KULLANILABİLİR.

NOT! BİR STERİL ÜRÜN KULLANIYORSANIZ, KULLANMADAN ÖNCE AMBALAJIN HASARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN. AMBALAJ HASARLIYSA BU ÜRÜNÜ KULLANMAYIN.

NOT! TÜM ASPİRASYON TORBALARI VE İŞARETİNİ TAŞIYAN ÜRÜNLER TEK KULLANIMLIKTIR VE TEKRAR KULLANILMALARI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Sistemin Kurulumu

1. Aspirasyon kanisterinin kurulumu

Aspirasyon kanisterini bir kelepçeye dik konumda yerleştirin **Şekil 1**. Aspirasyon kanisterinin kurulumu için kelepçe çeşitleri mevcuttur (ray, duvar, masa ve yatak modelleri). Aspirasyon kanisteri, taşınabilir Serres arabasındaki kanister tutucusuna da monte edilebilir. Vakum kaynağından gelen hattı kanisterin arkasındaki gri, açılı konnektöre bağlayın.

2. Tekli aspirasyon torbasının kurulumu

2.1 Ambalajlı ve bantlı olmayan versiyonlar

Aspirasyon torbasının katlı bölümünü açın ve aspirasyon kanisterine yerleştirin. **Şekil 2.1**

2.2 Ambalajlı ve bantlı versiyonlar

Torbayı aspirasyon kanisterinde olduğu gibi yerleştirin **Şekil 2.2** veya bölüm 2.1'deki talimatlara uyun.

NOT! ASPİRASYON TORBASINI EŞİT BOYUTTAKİ BİR ASPİRASYON KANİSTERİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR.

NOT! ASPİRASYON TORBASINI FİLMİNİN KANİSTER İLE KAPAK ARASINDA TAKILI KALMADIĞINDAN EMİN OLUN.

3. Birden fazla aspirasyon torbasının kurulumu (seri bağlantı)

Yüksek volümlü sıvılar aspire edilecek Serres aspirasyon torbaları seri tüpler, vakum tüpleri ve T-konnektörler ile seri halinde bağlanabilir. **Şekil 3.1**.

- Torbaları Bölüm 2'de gösterildiği gibi aspirasyon kanisterlerine yerleştirin ve kapağın ortasına bastırarak torbaları kanisterlere sabitleyin.

- Gri, açılı konnektörü çıkarın (kanister 2 ve 3) ve **Şekil 3.2**'de gösterilen şekilde aspirasyon torbalarının seri portunu (torba 1 ve 2) açın.

- Aspirasyon kanisterlerini **Şekil 3.3**'te belirtilen şekilde ayrı T-konnektörleri ve tüpleriyle birbirine bağlayın. Tüpü uygun uzunluğa kesmek için makas kullanın.

NOT! T-KONNEKTÖR VE VAKUM TÜPÜ TEKRAR KULLANILABİLİR VE OPERASYONLAR ARASINDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEZ.

- Seri tüpleri, aspirasyon torbasındaki açık seri portu girişinden dikkatli şekilde geçirecek sonraki aspirasyon torbasının hasta konnektörüne bağlayın.

Şekil 3.4

En iyi performans için, en fazla sıvı miktarına sahip seri bağlantılar için bir VakumDeğiştiricisi kullanmanızı öneririz.

4. Aspirasyon torbasının katlı bölümünün açılması

Aspirasyon torbası vakum kullanılarak (**Şekil 4**) kurulur. Vakum kaynağını açın ve aynı anda kapağın ortasına hafifçe bastırın (bölüm 1). Aspirasyon torbası düzleşince, parmağınızı kullanarak hasta konnektörünü kapatın

(bölüm 2) ve kapağın aspirasyon torbasını iyice kapamasını sağlayın.

NOT! KULLANMADAN ÖNCE VAKUMUN SAĞLANDIĞINDAN VE ASPİRASYON TORBASININ TAMAMEN İŞİRLİDİĞİNDEN EMİN OLUN. Hasta tüpünü hasta konnektörüne bağlayın. Sistem artık kullanıma hazırdır.

Aspirasyon torbası sisteminin kullanılması

Aspirasyon torbası katlıyken sıvı aspirasyon torbası içine akar. Aspirasyon torbası işlem boyunca veya torba dolana kadar kullanılabilir. Aspirasyon torbası dolduğunda, taşma koruması aspirasyonu keser ve sıvının aspirasyon kaynağına akmasını önler. Aspirasyon kanisteri üzerindeki ölççek aspire edilen sıvı volümünü gösterir. Ölçeğin hassasiyeti +/- 100ml'dir.

Katılaştırıcı madde içeren aspirasyon torbalarının kullanılması (Jelli)

Bazı aspirasyon torbası versiyonları, aspire edilen sıvıyı katılaştırıcı bir madde içerir (**Şekil 5**). Normal aspirasyon torbalarına benzer jelli aspirasyon torbaları kullanın. Aspire edilen sıvının volümü ölçülürken, aspirasyon kanisterindeki ölççeğin aynı zamanda aspirasyon torbasında bulunan katılaştırıcı madde miktarını da göstereceğini unutmayın.

1 jelli aspirasyon torbası: 25 ml

2 jelli aspirasyon torbası: 50 ml

3 jelli aspirasyon torbası: 85 ml

Buna ek olarak aspirasyon kanisteri ölççeğinin standart toleransını da dikkate alın. Farklı tek dozluk paketler veya ayrı toz olarak satılan katılaştırıcı maddeler kullanıyorsanız, her bir litre sıvı için 25 gr / 35 ml madde kullanın. Katılaştırıcı madde paketinin üzerindeki uyarılara uyun.

NOT! JELLİ ASPİRASYON TORBALARI SERİ BAĞLANTILARDA KULLANILIRSA, VAKUM KAYNAĞI TÜM ASPİRASYON İŞLEMİ BOYUNCA ÇALIŞTIRILMALIDIR.

İşlemden sonra

Aspirasyon işlemden sonra hasta tüpü ve açılı konnektörü (veya alternatif olarak düz konnektör veya ikili konnektör) ve eğer kullanılmışsa seri tüpünü çıkarın (**Şekil 6.1**). Aspirasyon torbası kapağındaki tıkaçla hasta konnektörü ile bağlantıyı kapatın. Seri bağlantılarda, seri portunu da (**Şekil 6.2**) bağlayın. Son olarak vakum kaynağını kapatın. Tutma kolunu kullanarak aspirasyon torbasını kaldırın (**Şekil 6.3**).

NOT! ASPİRASYON TORBASINI KAPATMADAN ÖNCE VAKUM KAYNAĞINI KAPATMAYIN.

Kullanılan ürünlerin imhası

Serres aspirasyon torbaları, örnek alma setleri, ölçü kapları ve seri tüpler tek kullanımlıktır ve her hasta için değiştirilmelidir. Aynı hastada uzun süreli bir tedavi uygulanırsa aspirasyon torbası en az 24 saatte bir değiştirilmelidir. Tekrar kullanılabilir ürünler hasar görmüşse veya istenen şekilde fonksiyon göstermiyorsa artık kullanılmamalıdır. Kullanılmış olan veya kullanımı bırakılan ürünler geri dönüşüm etiketlerine ve hastaneye özel talimatlara göre imha edilmelidir.

NOT! TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERİN TEKRAR KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. TEKRAR KULLANIM ÜRÜNÜN PERFORMANSINI AZALTIR VE BİR ENFEKSİYON RİSKİNE NEDEN OLABİLİR. KULLANILMIŞ BİR ASPİRASYON TORBASINI İLE YAPILAN TÜM İŞLEMLERDE TORBANIN ENFEKSİYÖZ ATIK İÇEREBİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.

Tekrar kullanılabilir ürünlerin temizlenmesi

Aspirasyon kanisteri ve açılı konnektör yıkanabilir (95°C) ve otoklava sokulabilir (121 °C). Yıkama öncesinde gri, açılı konnektörü çıkarın. Diğer tekrar kullanılabilir ürünler dezenfektan ile silinerek temizlenebilir.

Depolama sayfa 23

SERRES SZÍVÓZSÁKRENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Serres szívózsákrendszer orvosi beavatkozások során keletkezett folyadékok és testváladékok gyűjtésére alkalmas. Kérjük, a termék összeállítása és használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót. A Serres szívórendszer csak a terméket ismerő személyek állíthatják össze és használhatják, és kizárólag a gyártó által feltüntetett célra használható. A használati útmutatótól eltérő felhasználás tilos. A gyártó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a terméket az útmutatóban leírtaktól eltérő módon és/vagy célra használják. A termék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a rendszer minden alkatrésze ép-e. A hibás termékek használata szigorúan tilos.

A szívórendszer részei

A szívórendszer alapvető részei a szívózsák „**A**” ábra (eldobható), a szívótartály és a tartály szűrke, derékszögű csatlakozója „**B**” ábra (többször felhasználható). A szívózsákok és -tartályok űrtartalma a termék típusától függően 1000 ml, 2000 ml vagy 3000 ml. A szívórendszer részeinek részletes leírását mutatja a „**C**” ábra.

C1 Szögletes csatlakozó (szűrke, a szívótartályhoz csatlakoztatva)

C2 Beteg felőli csatlakozó (fehér, a szívózsákhoz csatlakoztatva)

C3 Soros csatlakozó (több cső egymáshoz való sorba történő csatlakoztatásához)

C4 Beteg felőli csatlakoztató dugó


C5 Túlfolyás-megelőző biztonsági szelep

C6 Hordozó kar

Különböző típusú szívózsákok léteznek, melyek összeállítási módja különböztet egymástól. Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő típusúhoz tartozó útmutatót olvasta el. A rendszerhez különféle tartozékok kaphatók, ezeket a Tartozékok című külön tájékoztató ismerteti.

FIGYELEM! CSAK EREDETI SERRES ALKATRÉSZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLHATÓK A SZÍVÓRENDSZERHEZ.

FIGYELEM! AMENNYIBEN STERILIZÁLT TERMÉKET HASZNÁL, ALKALMAZÁS ELŐTT GYŐZÖDJÖN MEG A CSOMAGOLÁS ÉPSÉGÉRŐL. AMENNYIBEN A CSOMAGOLÁS SÉRÜLT, NE HASZNÁLJA FEL A TERMÉKET.

FIGYELEM! MINDEN SZÍVÓZSÁK ÉS TERMÉK, MELYET A  SZIMBÓLUMMAL JELÖLTEK, ELDOBHATÓ, ÉS A TÖBBSZÖRI FELHASZNÁLÁSUK SZIGORÚAN TILOS.

A szívórendszer összeállítása

1. A szívótartály összeállítása

Helyezze a szívótartályt függőlegesen a tartóba **1. ábra**. Többféle tartó áll rendelkezésre a szívótartály összeállításához (sin, fal, asztal és ágy típusok). A szívótartály a mozgatható Serres kocsin található tartálytartóra is felhelyezhető. Csatlakoztassa a vákuumforrás csőrendszerét a tartály hátulján található szűrke, derékszögű csatlakozóhoz.

2. Egy darab szívózsák felszerelése

2.1. Csomagolás nélküli, fel nem szalagozott típusok

Hajtogassa szét a szívózsákokat és helyezze a szívótartályba. **2.1. ábra**

2.2. Becsomagolt, felszalagozott típusok

Helyezze el a zsákokat úgy, ahogyan a szívótartályt **2.2. ábra**, vagy kövesse a **2.1.** fejezetben leírt utasításokat.

FIGYELEM! A SZÍVÓZSÁK CSAK AZONOS MÉRETŰ SZÍVÓTARTÁLYBA HELYZHETŐ.

FIGYELEM! GYŐZÖDJÖN MEG RÓLA, HOGY A SZÍVÓZSÁK ANYAGA NEM SZORULT A TARTÁLY ÉS A FEDŐ KÖZÉ.

3. Több szívózsák felszerelése (sorba kapcsolás)

Nagy mennyiségű folyadék eltávolításakor a Serres szívózsákok sorba kapcsolhatók soros csatlakoztató csövek, vákuumszövek és T-csatlakozók segítségével. **3.1. ábra**

- Helyezze a szívózsákokat a szívótartályokba a 2. fejezetben ismertetett módon, és csatlakoztassa a zsákokat a tartályokhoz lenyomva a fedél közepét. – Távolítsa el a szűrke, derékszögű csatlakozót (2-es és 3-as tartály) és nyissa ki a szívózsákok sorba kapcsoló csatlakozóját (1-es és 2-es zsák), amint azt a **3.2. ábra** mutatja.

– Csatlakoztassa a szívótartályokat egymáshoz külön T-csatlakozók és csövek segítségével, amint azt a **3.3. ábra** mutatja. Olólvál vágja megfelelő méretűre a csövet.

FIGYELEM! A T-CSATLAKOZÓ ÉS A VÁKUUMCSÖVEK TÖBBSZÖRI FELHASZNÁLHATÓK, ÉS NEM SZÜKSÉGES A MŰTÉTEK UTÁN KICSERÉLNI ŐKET.

– Figyelmesen csatlakoztassa a soros csatlakoztató csöveket a szívózsákon található nyitott soros csatlakozó nyíláson keresztül a következő szívózsák beteg felőli csatlakozójához. **3.4. ábra**

A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk Vacuum shift használatát a soros csatlakozásokhoz nagy mennyiségű folyadék esetén.

4. A szívózsák széthajtogatása

A szívózsák vákuum segítségével telepíthető, **4. ábra**. Kapcsolja be a vákuumforrást és egyidejűleg nyomja le finoman a fedél közepét (1. rész). Miután a szívózsák kiegyenlített, zárja el a beteg felőli csatlakozót újjával (2. rész), így a fedél rászorul a szívózsákra.

FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZÖDJÖN MEG RÓLA, HOGY A VÁKUUM LÉTREJÖTT ÉS A SZÍVÓZSÁK TELJESEN FEL VAN FÚJVA.

Csatlakoztassa a beteg felőli csövet a beteg felőli csatlakozóhoz. A rendszer használatra kész.

A szívózsák rendszer használata

A szívás bekapcsolásakor a folyadék a szívózsák belsejébe jut. A szívózsák a beavatkozás végéig vagy a szívózsák megteléséig használható. A szívózsák megtelésekor a túlfolyást megakadályozó szelep lezárja a szívást, és megakadályozza, hogy a folyadék a szívás forrásába jusson. A szívótartályon található mérőskála mutatja a leszívott folyadék mennyiségét. A mérőskála hibatartománya +/- 100 ml.

A szilárdító vegyülettel ellátott szívózsákok használata (Előgélezett)

Bizonyos szívózsák típusok szilárdító vegyületet tartalmaznak **5. ábra**, mely a leszívott folyadékot szilárd halmazállapotúvá alakítja. Az előgélezett szívózsákokat a hagyományos szívózsákokhoz hasonló módon alkalmazza. A leszívott folyadékmennyiség mérésekor vegye figyelembe, hogy a tartályon látható mérőskála az előzetesen behelyezett szilárdító vegyület mennyiségével együttesen mutatja a benne lévő folyadék mennyiségét.

1 literes előgélezett szívózsák: 25 ml

2 literes előgélezett szívózsák: 50 ml

3 literes előgélezett szívózsák: 85 ml

Ezenkívül vegye figyelembe a szívótartály mérőskálájának normál toleranciáját. Ha külön zacskós vagy por kiszerezésű szilárdító vegyületet használ, használjon 25g / 35ml vegyületet egy liter folyadékra. Vegye figyelembe a szilárdító vegyület csomagolásán olvasható figyelmeztetéseket.

FIGYELEM! AMENNYIBEN AZ ELŐGÉLEZETT SZÍVÓZSÁKOKAT SORBA KAPCSOLVA HASZNÁLJA, A VÁKUUMFORRÁS A BEAVATKOZÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT LEGYEN BEKAPCSOLVA.

Beavatkozás utáni teendők

A leszívás után válassza szét a beteg felőli csövet és a derékszögű csatlakozót (vagy az alkalmazott egyéb egyenes- vagy íkercsatlakozót) és a soros csatlakoztató csövet, ha használta, **6.1. ábra**. Zárja el a beteg felőli csatlakozó dugót a szívózsák fedelén. Soros csatlakoztatás esetén zárja el a soros csatlakozót is, **6.2. ábra**. Végül kapcsolja ki a vákuumforrást. Emelje ki a szívózsákokat a fogantúny segítségével, **6.3. ábra**.

FIGYELEM! NE KAPCSOLJA KI A VÁKUUMFORRÁST, MIELŐTT LEZÁRTA VOLNA A SZÍVÓZSÁKOT.

A használt eszközök megsemmisítése

A Serres szívózsákok, mintaveteli készletek, mérőedények és soros csatlakoztató csövek eldobhatók és betegenként ki kell cserélni őket. Egy beteg hosszan tartó kezelése során a szívózsákokat legalább 24 óránként ki kell cserélni. A többször felhasználható termékeket sérülés vagy nem megfelelő működés esetén tilos tovább használni. A használt vagy használatból kivont termékeket az újrahasznosítási jelzés és a kórházspecifikus utasítások alapján kell kezelni. **FIGYELEM!** AZ ELDOBHATÓ TERMÉKEK TÖBBSZÖRI FELHASZNÁLÁSA SZIGORÚAN TILOS. A TÖBBSZÖRI FELHASZNÁLÁS RONTJA A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MINŐSÉGÉT ÉS FERTŐZÉSVESZÉLYT JELENT. HASZNÁLT SZÍVÓZSÁK KEZELÉSEKOR LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ, MIVEL AZ FERTŐZŐ HULLADÉKOT TARTALMAZHAT.

A többször használható termékek tisztítása

A szívótartály és a derékszögű csatlakozó mosható (95 °C-on) és autoklávozható (121 °C-on). Mosás előtt távolítsa el a szűrke, derékszögű csatlakozót. A többi újra felhasználható terméket fertőtlenítéssel át lehet törölni.

Tárolás oldal 23

System worków do odsysania Serres służy do zbierania płynów i wydzielin pacjentów w trakcie zabiegów medycznych. Przed instalowaniem produktu i rozpoczęciem zabiegu prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją. System worków do odsysania mogą instalować i stosować wyłącznie osoby znające produkt i korzystające z niego zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Użytkowanie niezgodne z instrukcjami jest zakazane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania produktu w sposób i/lub dla celów innych niż te opisane w niniejszej instrukcji. Przed użyciem produktu należy zawsze upewnić się, że wszystkie części systemu są nienaruszone. Korzystanie z wadliwych produktów jest surowo zabronione.

Komponenty systemu

Podstawowy element systemu stanowi work do odsysania **rysunek A** (jednorazowy), zbiornik do odsysania oraz szary prostokątny łącznik zbiornika – **rysunek B** (wielokrotnego użytku). Objętość worków i zbiorników do odsysania wynosi 1000ml, 2000ml lub 3000ml, w zależności od modelu produktu. Elementy systemu worków do odsysania zaprezentowano szczegółowo na **rysunku C**.

C1 Łącznik kątowy (szary, przymocowany do zbiornika do odsysania)

C2 Łącznik do pacjenta (biały, przymocowany do worka do odsysania)

C3 Port szeregowy (do szeregowego łączenia wkładów)

C4 Wtyczka przyłączeniowa dla pacjenta


C5 Zabezpieczenie przed przelaniem

C6 Uchwyt do podnoszenia

Ponieważ istnieją różne wersje worków do odsysania, również sposób ich montażu może się różnić. Należy pamiętać, by zapoznać się z instrukcją dotyczącą właściwej wersji. W oddzielnej instrukcji pt. Akcesoria przedstawiono linię akcesoriów dla niniejszego systemu.

UWAGA! DO SYSTEMU WOKÓW DO SSKA MOŻNA STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI I AKCESORIA FIRMY SERRES.

UWAGA! W PRZYPADKU KORZYSTANIA ZE STERYLNYCH PRODUKTÓW PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY OPAKOWANIE NIE ZOSTAŁO USZKODZONE. NIE STOSOWAĆ PRODUKTU Z USZKODZONEGO OPAKOWANIA.

UWAGA! WSZYSTKIE WORKI DO SSKA I PRODUKTY OZNAKOWANE SYMBIEM  SĄ JEDNORAZOWE. ICH PONOWNE UŻYCIĘ JEST SUROWO ZABRONIONE.

Montaż systemu

1. Montaż zbiornika do odsysania

Umieścić zbiornik do odsysania w uchwycie w pozycji pionowej - **rysunek 1**. Do montażu zbiornika do odsysania można użyć całego szeregu uchwytów (szynowy, przyścienny, stołowy i przyłóżkowy). Zbiornik do odsysania można również zamocować na uchwycie na zbiornik na ruchomym wózku Serres. Przyłączyć dren źródła próżni do szarego łącznika kąтового z tyłu zbiornika.

2. Montaż pojedynczego worka do odsysania

2.1 Wersja niezwinięta i nieotaśmowiana

Rozwinąć work do odsysania i umieścić w zbiorniku do odsysania.

Rysunek 2.1

2.2 Wersja zwinięta i otaśmowiana

Umieścić work w zbiorniku do odsysania **rysunek 2.2** lub zastosować się do instrukcji w punkcie 2.1.

UWAGA! WOREK DO ODSYSANIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ZBIORNIKU DO ODSYSANIA TEJ SAMEJ WIELKOŚCI.

UWAGA! NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE FOLIA WORKA DO ODSYSANIA NIE ZAKLINOWAŁA SIĘ MIĘDZY ZBIORNIKIEM I POKRYWKĄ.

3. Montaż kilku worków do odsysania (przyłączenie szeregowo)

W przypadku odsysania dużych ilości płynów należy podłączyć szereg worków do odsysania z szeregowymi drenami, drenami próżniowymi i połączeniami typu T. **Rysunek 3.1**.

- umieścić worki w zbiornikach do odsysania w sposób opisany w punkcie 2 i przymocować worki do zbiorników, naciskając środek pokrywy.

- usunąć szary łącznik kątowy (zbiornik 2 i 3) i otworzyć porty szeregowo worków do odsysania (work 1 i 2) zgodnie z **rysunkiem 3.2**.

- połączyć ze sobą zbiorniki do odsysania przy użyciu oddzielnych połączeń typu T i drenów zgodnie z **rysunkiem 3.3**. Nożyczkami przyciąć dren na pożądaną długość.

UWAGA! ŁĄCZNIKI T I DRENY DO PRÓŻNI TO ELEMENTY WIELOKROTNEGO UŻYTKU I NIE TRZEBA ICH WYMIENIAĆ PO KAŻDYM ZABIEGU.

- ostrożnie połączyć otwarty otwór portu szeregowego w worku do odsysania z następnym łącznikiem do pacjenta na worku do odsysania przy pomocy drenu do łączenia szeregowo. **Rysunek 3.4**

W celu uzyskania największej wydajności, dla połączeń szeregowych przewidzianych dla największych ilości płynów należy użyć przełącznika próżni.

4. Rozwijanie worka do odsysania

Do montażu worka do odsysania wykorzystuje się próżnię. **Rysunek 4**. Włączyć źródło próżni i w tej samej chwili delikatnie nacisnąć środek pokrywy (część 1).

Gdy work do odsysania wyprostuje się, zamknąć łącznik dla pacjenta palcem (część 2) tak, aby przymocować pokrywkę do worka.

UWAGA! PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZOSTAŁA WYTWORZONA PRÓŻNIA I WOREK DO ODSYSANIA JEST CAŁKOWICIE ROZPRĘŻONY.

Połączyć dren do pacjenta z łącznikiem do pacjenta. System jest gotowy do użycia. użycia.

Korzystanie z systemu worków do odsysania

Przy włączonym ssaniu ciecz przepływa do worka do odsysania. Work do odsysania może być używany przez cały zabieg lub do momentu jego całkowitego wypełnienia. Jeżeli work do odsysania jest pełny, zabezpieczenie przed przelaniem odcina ssanie, zapobiegając przedostaniu się cieczy do źródła ssania. Na skali zbiornika do odsysania widać objętość odessanego płynu. Skala z dokładnością +/- 100ml.

Korzystanie z worków do odsysania z środkiem zestalającym (pokryte żelem)

Niektóre wersje worków do odsysania są wyposażone w środek zestalający - **rys. 5**, który powoduje krzepnięcie odessanej cieczy. Worki do odsysania pokryte żelem stosuje się podobnie jak normalne worki do odsysania. Mierzając objętość odessanego płynu należy pamiętać, że skala na zbiorniku do odsysania uwzględnia ilość środka zestalającego zawartego w danym worku do odsysania.

1l work do odsysania z żelem: 25 ml

2l work do odsysania z żelem: 50 ml

3l work do odsysania z żelem: 85 ml

Ponadto należy pamiętać o normalnej tolerancji błędu skali na zbiorniku do odsysania. W przypadku korzystania ze środka zestalającego w oddzielnych saszetkach lub sprzedawanego oddzielnie w postaci proszku, należy użyć 25 g/ 35 ml substancji na litr płynu. Zwrócić uwagę na ostrzeżenia umieszczone na opakowaniu środka zestalającego.

UWAGA! JEŻELI POKRYTE ŻELEM WORKI DO ODSYSANIA SĄ UŻYwane W POŁĄCZENIU SZEREGOWYM, ŹRÓDŁO PRÓŻNI MUSI BYĆ WŁĄCZONE PRZEZ CAŁY ZABIEG.

Po zabiegu

Po zakończeniu odsysania należy odłączyć dren pacjenta i łącznik kątowy (lub ewentualnie łącznik prosty lub podwójny) oraz dren szeregowy, jeśli był używany. **Rysunek 6.1**. Zamknąć łącznik zatyczką znajdującą się na łączniku do pacjenta na pokrywie worka do odsysania. W przypadku połączeń szeregowych należy również zamknąć port szeregowy. **Rysunek 6.2**. Na koniec należy wyłączyć źródło próżni. Podnieść work do odsysania za uchwyt na pokrywie. **Rysunek 6.3**.

UWAGA! NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ŹRÓDŁA PRÓŻNI PRZED ZAMKNIĘCIEM WORKA DO ODSYSANIA.

Usuwanie zużytych produktów

Worki do odsysania, zestawy na próbki, pojemniki z miarką oraz dreny szeregowo Serres to produkty jednorazowego użytku, które należy wymieniać dla każdego pacjenta. Jeżeli dany pacjent przechodzi długotrwałe leczenie, work do odsysania należy wymieniać co najmniej raz na dobę. Produkty wielokrotnego użytku należy zlikwidować, jeżeli zostały uszkodzone lub działają niewłaściwie. Zużyte lub wyeliminowane produkty należy zlikwidować zgodnie z oznakowaniem dotyczącym recyklingu na etykiecie i przepisami obowiązującymi w danym szpitalu.

UWAGA! WIELOKROTNE UŻYWANIE PRODUKTÓW JEDNORAZOWYCH JEST SUROWO ZAKAZANE. WIELOKROTNE UŻYWANIE PRODUKTU OBNIŻA JEGO WYDAJNOŚĆ I MOŻE SPOWODOWAĆ RYZYKO ZAKAŻENIA. OPERUJĄC UŻYWANYM WOKIEM DO ODSYSANIA NALEŻY SZCZEGÓLNIIE UWAŻAĆ, BOWIEM MOŻE ON ZAWIERAĆ ZAKAŻENIE ODPADY.

Czyszczenie produktów wielorazowych

Zbiornik do odsysania i łącznik kątowy można umyć (95 °C) i wysterylizować w autoklawie (121 °C). Przed umyciem należy usunąć szary łącznik kątowy. Pozostałe produkty wielokrotnego użytku można oczyścić środkiem dezynfekującym.

MANUAL DO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COM SACOS SERRES

PT

O sistema de aspiração com sacos Serres é utilizado para a colheita de líquidos e secreções de pacientes durante os procedimentos médicos. Leia atentamente este manual antes de proceder à instalação do equipamento e de iniciar o procedimento. O sistema de aspiração com sacos Serres apenas pode ser instalado e utilizado por profissionais com experiência do equipamento e usado para os fins indicados pelo fabricante. Está proibida a utilização para fins contrários aos indicados nas instruções. O fabricante não poderá ser responsabilizado por uma utilização de forma e/ou finalidade diferentes do descrito nestas instruções. Antes de utilizar o equipamento, assegure-se sempre de que todos os componentes do sistema estão intactos. A utilização de equipamentos defeituosos é estritamente proibida.

Componentes do Sistema

Os componentes básicos do sistema incluem o saco de aspiração **Figura A** (descartável), o recipiente de aspiração e o perno de conexão cinzento e angulado à direita do recipiente **Figura B** (reutilizável). O volume dos sacos de aspiração é de 1.000 ml, 2.000 ml ou 3.000 ml, dependendo do modelo do equipamento. A **Figura C** apresenta com maior detalhe outros acessórios do sistema de aspiração com sacos.

C1 Perno de conexão angulado (cinzento, fixo ao recipiente de aspiração)

C2 Perno de conexão para o paciente (branco, fixo ao saco de aspiração)

C3 Porta série (utilizada quando os tubos são conectados em série)

C4 Perno de conexão para o paciente


C5 Protecção contra transbordor

C6 Punho para puxar

Existem sacos de aspiração de versões variadas, podendo a sua instalação ser diferente. Leia as instruções relativas à versão correcta. Outro manual intitulado Acessórios apresenta um leque de acessórios disponíveis para o sistema.

NOTA! APENAS PODEM SER UTILIZADAS PEÇAS E ACESSÓRIOS SERRES ORIGINAIS NO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COM SACOS.

NOTA! SE ESTIVER A UTILIZAR UM EQUIPAMENTO ESTERILIZADO, ANTES DE USAR ASSEGURE QUE A EMBALAGEM NÃO SE ENCONTRA DANIFICADA. SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA, NÃO UTILIZE O PRODUTO.

NOTA! TODOS OS SACOS DE ASPIRAÇÃO E PRODUTOS MARCADOS COM O SÍMBOLO  SÃO DESCARTÁVEIS E A SUA REUTILIZAÇÃO É ESTRITAMENTE PROIBIDA.

Instalação do sistema

1. Instalação do recipiente de aspiração

Coloque o recipiente de aspiração num suporte, em posição vertical **Figura 1**. Existe uma gama de suportes disponíveis para a instalação do recipiente de aspiração (modelos para grades, parede, mesa e cama). O recipiente de aspiração pode também ser colocado no suporte de recipiente dos tróleis Serres. Ligue o tubo da fonte de vácuo ao perno de conexão angulado cinzento na zona traseira do recipiente.

2. Instalação de um único saco de aspiração

2.1 Versões que não foram embaladas e vedadas

Desdobre o saco de aspiração e coloque-o no recipiente de aspiração.

Figura 2.1

2.2 Versões que foram embaladas e vedadas

Coloque o saco tal como está no recipiente de aspiração **Figura 2.2** ou siga as instruções na secção 2.1.

NOTA! O SACO DE ASPIRAÇÃO TEM DE ESTAR INSTALADO NUM RECIPIENTE DE ASPIRAÇÃO DA MESMA DIMENSÃO.

NOTA! ASSEGURE-SE QUE A PELÍCULA DO SACO DE ASPIRAÇÃO NÃO FICA PRESA ENTRE O RECIPIENTE E A TAMPA.

3. Instalação de diversos sacos de aspiração (conexão em série)

Quando é necessária a aspiração de grandes volumes de líquido, os sacos de aspiração Serres podem ser ligados com tubos série, tubos de vácuo e pernos de conexão em T. **Figura 3.1**.

- Coloque os sacos nos recipientes de aspiração conforme indicado na secção 2 e fixe-os pressionando a meio da tampa.

- Remova o perno de conexão angulado cinzento (recipientes 2 e 3) e abra as portas série dos sacos de aspiração (sacos 1 e 2), conforme indicado na **Figura 3.2**.

- Ligue os sacos de aspiração uns aos outros com pernos de conexão em T e tubos separados, conforme a **Figura 3.3**. Com uma tesoura, corte o tubo no comprimento adequado.

NOTA! O PERNO DE CONEXÃO EM T E O TUBO DE VÁCUO SÃO REUTILIZÁVEIS, NÃO NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO ENTRE OPERAÇÕES.

- Ligue cuidadosamente os tubos série, na abertura da porta série aberta no saco de aspiração, ao perno de conexão seguinte do saco de aspiração do paciente.

Figura 3.4

Para obter o rendimento ideal, deve utilizar um manipulo selector de vácuo para as ligações em série das maiores quantidades de líquido.

4. Desdobrar o saco de aspiração

O saco de aspiração é instalado com o vácuo **Figura 4**. Ligue a fonte de vácuo e,

ao mesmo tempo, pressione ligeiramente a meio da tampa (parte 1). Depois de o saco de aspiração ficar esticado, feche o conector para o paciente com o dedo (parte 2) de modo a que a tampa fique comprimida no saco de aspiração.

NOTA! ANTES DE UTILIZAR, ASSEGURE-SE DE QUE FOI CRIADO VÁCUO E QUE O SACO DE ASPIRAÇÃO ESTÁ TOTALMENTE INSUFLADO.

Ligue o tubo do paciente ao perno de conexão do paciente. O sistema está pronto a ser utilizado.

Ligue o tubo de aspiração do paciente ao perno de conexão do paciente.

O sistema está pronto a ser utilizado.

Utilização do sistema de aspiração com sacos

Quando a aspiração está activada, o líquido flui para o interior do saco de aspiração. O saco de aspiração pode ser utilizado durante o procedimento ou até que o saco de aspiração fique cheio. Quando o saco de aspiração está cheio, a protecção contra transbordor interrompe a aspiração, prevenindo o fluxo de líquido para a fonte de aspiração. A escala no recipiente de aspiração indica o volume do líquido aspirado.

A precisão da escala é +/- 100 ml.

Utilização do saco de aspiração equipado com agente solidificante (Pré-gelificado)

Algumas versões de sacos de aspiração incluem um agente solidificante **figura 5** que solidifica o líquido aspirado. Utilize sacos de aspiração pré-gelificados semelhantes aos sacos de aspiração standard. Ao avaliar o volume de líquido aspirado, tenha em atenção que a medição no recipiente de aspiração inclui a quantidade de agente solidificante que se encontra no saco de aspiração.

1) Saco de aspiração pré-gelificado: 25 ml

2) Saco de aspiração pré-gelificado: 50 ml

3) Saco de aspiração pré-gelificado: 85 ml

Por outro lado, tenha em atenção a tolerância normal da escala do recipiente de aspiração. Se utilizar embalagens separadas ou um agente solidificante vendido sob a forma de pó separado, utilize 25 g/35 ml de substância por um litro de líquido. Respeite os avisos na embalagem do agente solidificante.

NOTA! SE OS SACOS DE ASPIRAÇÃO PRÉ-GELIFICADOS FOREM UTILIZADOS EM CONEXÕES EM SÉRIE, A FONTE DE VÁCUO TEM DE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DURANTE TODO O PROCEDIMENTO.

Após o procedimento

Após o procedimento de aspiração, desencaixe o tubo do paciente e o perno de conexão angulado (ou, em alternativa, o perno de conexão direito ou o perno de conexão duplo) e os tubos em série, se utilizado **Figura 6.1**. Feche a conexão com o perno de conexão do paciente fornecida na tampa do saco de aspiração.

No caso de uma conexão em série, feche também a porta série **Figura 6.2**.

Finalmente, desligue a fonte de vácuo. Retire o saco de aspiração utilizando o punho na tampa **Figura 6.3**.

NOTA! NÃO DESLIGUE A FONTE DE VÁCUO SEM TER PRIMEIRO FECHADO O SACO DE ASPIRAÇÃO.

Eliminação de produtos usados

Os sacos de aspiração Serres, os conjuntos para recolha de amostras, os copos de medição e os tubos em série são descartáveis e deverão ser utilizados apenas para um paciente. Se o mesmo paciente for submetido a um tratamento prolongado, o saco de aspiração deverá ser substituído pelo menos em cada 24 horas. Os produtos reutilizáveis deverão ser eliminados se tiverem ficado danificados ou se não funcionarem conforme planeado. Os produtos utilizados ou danificados deverão ser eliminados de acordo com a indicação de reciclagem no rótulo e de acordo com as instruções do hospital.

NOTA! A REUTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS É ESTRITAMENTE PROIBIDA. A REUTILIZAÇÃO REDUZ O RENDIMENTO DO PRODUTO E PODE CAUSAR UM RISCO DE INFECÇÃO. O MANUSEAMENTO DE UM SACO DE ASPIRAÇÃO USADO DEVE SER EXECUTADO COM PRECAUÇÃO DADO PODER CONTER SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS.

Limpeza dos produtos reutilizáveis

O recipiente de aspiração e o perno de conexão angulado podem ser lavados (95° C) e esterilizados em autoclave (121° C). Remova o perno de conexão angulado cinzento antes da lavagem. Outros materiais reutilizáveis podem ser limpos com desinfetante.

Conservação página 23

EN

DE

FR

ES

IT

SV

DA

NO

FI

NL

CS

SK

TR

HU

PL

PT

SL

EL

CHI

Aspiracijski sistem Serres se uporablja za zbiranje tekočin in izločkov bolnikov med zdravstvenimi posegi. Preden namestite izdelek in začnete poseg, pazno preberite navodila za uporabo. Aspiracijski sistem Serres lahko nameščajo in uporabljajo samo osebe, ki so seznanjene z izdelkom, uporablja pa se lahko samo za namene, ki ga navede izdelovalec. Uporaba, ki ni skladna z navodili, ni dovoljena. Izdelovalec ne bo prevzel odgovornosti, če se izdelek uporablja na način in/ali za namene, ki niso opisani v navodilih. Pred uporabo izdelka se vedno prepričajte, da noben del sistema ni poškodovan. Uporaba poškodovanih izdelkov je strogo prepovedana.

Deli sistema

Osnovni deli sistema so aspiracijska vrečka, **slika A** (za enkratno uporabo), aspiracijska posoda in sivi L konekt posode, **slika B** (za večkratno uporabo). Prostornina aspiracijskih vrečk in posod je 1000, 2000 ali 3000 ml in je odvisna od modela izdelka. Deli aspiracijskega sistema so podrobno prikazani na **sliki C**.

C1 Sivi L konekt (siv, priključen na aspiracijsko posodo)

C2 Priključek za bolnika (bel, priključen na aspiracijsko vrečko)

C3 Vhod za serijsko povezavo (uporabljajo se, če so pokrovi priključeni v rizu)

C4 Zamašek priključka za bolnika


C5 Zaščita pred čezmernim polnjenjem

C6 Ročaj za dviganje vrečke

Na voljo so različne aspiracijske vrečke, njihova namestitve pa se lahko razlikuje. Pred uporabo preberite navodila, povezana za ustrezno različico. V ločenem priročniku z naslovom Dodatki so opisani različni dodatki, ki so na voljo za sistem.

OPOMBA! V ASPIRACIJSKEM SISTEMU SERRES SE LAHKO UPORABLJAJO SAMO IZVIRNI DELI IN DODATKI SERRES.

OPOMBA! ČE UPORABLJATE STERILNI IZDELEK, SE PRED UPORABO PREPRIČAJTE, DA EMBALAŽA NI POŠKODOVANA. ČE JE EMBALAŽA POŠKODOVANA, NE UPORABLJAJTE TEGA IZDELKA.

OPOMBA! VSE ASPIRACIJSKE VREČKE IN IZDELKI, OZNAČENI S SIMBOLOM , SO NAMENJENI ENKRATNI UPORABI. PONOVA UPORABA JE STROGO PREPOVEDANA.

Namestitev sistema

1. Namestitev aspiracijske posode

Aspiracijsko posodo namestite v konzolo v pokončnem položaju, **slika 1**. Na voljo je vrsta konzol za namestitev aspiracijske posode (modeli za prečko, steno, mizo in posteljo). Aspiracijska posoda se lahko namesti tudi na nosilec vozička Serres. Cev z vakuumskega vira priključite na sivi L konekt, na zadnji aspiracijski posodi.

2. Namestitev ene aspiracijske vrečke

2.1 Različice, ki niso bile ovite in zalepljene s trakom

Odvijte aspiracijsko vrečko in jo namestite v aspiracijsko posodo. **Slika 2.1**

2.2 Različice, ki so bile ovite in zalepljene s trakom

Ovito in zalepljeno vrečko namestite v aspiracijsko posodo, **slika 2.2**, ali upoštevajte navodila v poglavju 2.1.

OPOMBA! ASPIRACIJSKO VREČKO JE TREBA NAMESTITI V ASPIRACIJSKO POSODO ENAKE VELIKOSTI.

OPOMBA! ZAGOTOVITE, DA SE PREVLEKA ASPIRACIJSKE VREČKE NE ZATAKNE MED POSODO IN POKROV.

3. Namestitev več aspiracijskih vrečk (zaporedna vezava)

Če aspirirate velike količine tekočine, se lahko aspiracijske vrečke Serres povežejo v niz s pomočjo cevki za zaporedno vezavo, vakuumskih cevki in T konektov. **Slika 3.1**.

- Vrečke namestite na aspiracijske posode, kot je opisano v poglavju 2.

Vrečke na posode pritrdite tako, da pritisnete na sredino pokrova.

- Odstranite siv L konekt (posodi 2 in 3) in odprite vhod za zaporedno vezavo aspiracijskih vrečk (vrečki 1 in 2), kot je prikazano na **sliki 3.2**.

- Aspiracijske posode med seboj povežite z ločenimi T konekti in cevkami, skladno s **sliko 3.3**. S škarjami cevko odrežite na ustrezno dolžino.

OPOMBA! T KONEKT IN VAKUUMSKA CEVKA STA NAMENJENA VEČKRATNI UPORABI TER JU NI TREBA ZAMENJATI MED POSEGI.

Zaporedne cevke skozi vhod za zaporedno vezavo na aspiracijski vrečki previdno priključite na naslednji priključek za bolnika na aspiracijski vrečki.

Slika 3.4

Za boljše učinkovitost je priporočljivo, da za zaporedno vezavo večjih količin tekočine uporabite valvulo za regulacijo vakuuma.

4. Razprostiranje aspiracijske vrečke

Aspiracijsko vrečko namestite s pomočjo vakuuma, kot je prikazano na **sliki**

4. Vključite vakuumski vir in hkrati nežno pritisnite na sredino pokrova (del 1). Ko se aspiracijska vrečka izravna, s prstom zaprite priključek za bolnika (del 2), da je pokrov aspiracijske vrečke tesno zaprt.

OPOMBA! PRED UPORABO SE PREPRIČAJTE, DA SE JE USTVARIL VAKUUM IN JE ASPIRACIJSKA VREČKA POPOLNOMA NAPIHNJENA.

Cevko za bolnika priključite na priključek za bolnika. Sistem je pripravljen na uporabo.

Uporaba aspiracijskega sistema

Ko je aspiracija vključena, tekočina odteka v notranjost aspiracijske vrečke. Aspiracijska vrečka se lahko uporablja med celotnim posegom ali dokler se ne napolni. Ko je aspiracijska vrečka polna, zaščita pred čezmernim polnjenjem prekine aspiracijo in prepreči pretok tekočine v aspiracijski vir. Merilna skala na aspiracijski posodi prikazuje prostornino aspirirane tekočine. Natančnost merilne skale je +/- 100 ml.

Uporaba aspiracijskih vrečk, opremljenih s sredstvom za strjevanje (Predgeliranih)

Nekatere različice aspiracijskih vrečk vsebujejo sredstvo za strjevanje, **slika 5**, ki strdi aspirirano tekočino. Uporabite predgelirane aspiracijske vrečke, podobne običajnim aspiracijskim vrečkam. Ko merite prostornino aspirirane tekočine, ne pozabite, da merilna skala na aspiracijski posodi vključuje količino sredstva za strjevanje, ki ga vsebuje aspiracijska vrečka.

1-litrska predgelirana aspiracijska vrečka: 25 ml

2-litrska predgelirana aspiracijska vrečka: 50 ml

3-litrska predgelirana aspiracijska vrečka: 85 ml

Poleg tega bodite pozorni na normalno toleranco merilne skale aspiracijske posode. Če uporabljate ločene vrečke ali sredstvo za strjevanje, ki se ločeno prodaja kot prašek, uporabite 25 g/35 ml snovi na en liter tekočine. Upoštevajte opozorila na embalaži sredstva za strjevanje.

OPOMBA! ČE SE PREDGELIRANE ASPIRACIJSKE VREČKE UPORABLJAJO V ZAPOREDNI VEZAVI, MORA BITI VAKUUMSKI VIR VKLJUČEN MED CELOTNIM POSEGOM.

Po posegu

Po aspiracijskem postopku odklopite cevko za bolnika, beli L konekt (ali ravni konekt ali dvojni konekt) in cevko za zaporedno vezavo, če se uporablja (**slika 6.1**). Povezavo s priključkom za bolnika zaprite z zamaškom, ki je na pokrovu aspiracijske vrečke. Če uporabljate zaporedno vezavo, zaprite tudi vhod za zaporedno vezavo (**slika 6.2**). Na koncu izključite vakuumski vir.

Dvignite aspiracijsko vrečko s pomočjo ročaja na pokrovu (**slika 6.3**).

OPOMBA! NE IZKLJUČITE VAKUUMSKEGA VIRA, DOKLER NE ZAPRETE ASPIRACIJSKE VREČKE.

Odstranjevanje uporabljenih delov

Aspiracijske vrečke, zbirne posodice za tkiva, merilne posode in cevke za zaporedno vezavo Serres so namenjene enkratni uporabi in jih je treba zamenjati pri vsakem bolniku. Če se pri enem bolniku opravlja dolgotrajno zdravljenje, je treba aspiracijsko vrečko zamenjati vsaj vsakih 24 ur. Izdelke za večkratno uporabo je treba razstaviti, če se poškodujejo in/ali ne delujejo, kot je predvideno. Uporabljene ali razstavljene izdelke je treba zavreči skladno z oznako za recikliranje ali navodilni posamezne bolnišnice.

OPOMBA! PONOVA UPORABA IZDELKOV ZA ENKRATNO UPORABO JE STROGO PREPOVEDANA. PONOVA UPORABA ZMANJŠA UČINKOVITOST IZDELKA IN LAHKO POVZROČI TVEGANJE ZA OKUŽBO. PRI RAVNANJU Z UPORABLJENO ASPIRACIJSKO VREČKO JE TREBA BITI POZOREN NA DEJSTVO, DA LAHKO VSEBUJE KUŽNE ODPADKE.

Čiščenje izdelkov za ponovno uporabo

Aspiracijsko posodo in sivi L konekt je mogoče oprati (95 °C) in avtoklavirati (121 °C). Pred pranjem odstranite sivi L konekt iz posode. Druge izdelke za večkratno uporabo lahko obrišete z dezinfekcijskim sredstvom.


Το σύστημα σάκου αναρρόφησης Serres χρησιμοποιείται για τη συλλογή υγρών και εκκρίματων από ασθενείς, κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, πριν την εγκατάσταση του προϊόντος και την έναρξη της διαδικασίας. Το σύστημα σάκου αναρρόφησης Serres πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα εξοικειωμένα με το προϊόν και επίσης να χρησιμοποιείται για το σκοπό που ορίζεται από τον κατασκευαστή. Απαγορεύεται χρήση αντίθετη από αυτή που ορίζεται στις οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη αν το προϊόν χρησιμοποιείται κατά τρόπο ή/και για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές. Πριν από τη χρήση του προϊόντος να εξασφαλίσετε πάντα ότι όλα τα μέρη του συστήματος έχουν παραμείνει ανέπαφα. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ελαττωματικών προϊόντων.

Μέρη του συστήματος

Στα βασικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνεται ο σάκος αναρρόφησης **Εικόνα Α** (μιας χρήσεως), το δοχείο αναρρόφησης και ο γκρι, υπό ορθή γωνία σύνδεσμος του δοχείου **Εικόνα Β** (επαναχρησιμοποιήσιμο). Ο όγκος των σάκων αναρρόφησης και των δοχείων είναι 1.000 ml, 2.000 ml ή 3.000 ml, ανάλογα με το μοντέλο προϊόντος. Μέρη του συστήματος σάκου αναρρόφησης παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες στην **Εικόνα C**.

- C1** Γωνιακός σύνδεσμος (γκρι, προσαρτημένος στο δοχείο αναρρόφησης)
- C2** Σύνδεσμος ασθενούς (λευκός, προσαρτημένος στο σάκο αναρρόφησης)
- C3** Σειριακή θύρα (χρησιμοποιείται όταν τα σκαουλάκια είναι συνδεδεμένα σε σειρά)
- C4** Βύσμα σύνδεσης ασθενούς
- C5** Προστασία από υπερχείλιση
- C6** Λαβή ανύψωσης

Υπάρχουν διάφοροι τύποι σάκων αναρρόφησης και μπορεί να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο εγκατάστασής τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες που αφορούν τον σωστό τύπο. Στο ξεχωριστό εγχειρίδιο με τον τίτλο "Παρελκόμενα", παρουσιάζεται μια σειρά παρελκόμενων που διατίθενται για το σύστημα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ SERRES.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΕΙΡΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ. ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Τοποθέτηση του συστήματος

1. Τοποθετώντας το δοχείο αναρρόφησης

Τοποθετήστε το δοχείο αναρρόφησης σε βραχίονα στήριξης σε ορθή θέση **Εικόνα 1**. Υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι τύποι βραχίονα στήριξης για την τοποθέτηση του δοχείου αναρρόφησης (ράγας, επιτοίχιος, επιτραπέζιος, και κλινής). Το δοχείο αναρρόφησης μπορεί επίσης να προσαρτηθεί στη βάση δοχείου στο κινητό τροχήλατο Serres. Συνδέστε το σωλήνα από την πηγή κενού στο γκρι, γωνιακό σύνδεσμο στο οπίσθιο μέρος του δοχείου.

2. Τοποθετώντας ένα σάκο αναρρόφησης

2.1 Τύποι που δεν έχουν συσκευαστεί και σφραγιστεί

Ξεδιπλώστε το σάκο αναρρόφησης και τοποθετήστε τον στο δοχείο αναρρόφησης.

Εικόνα 2.1

2.2 Τύποι που έχουν συσκευαστεί και σφραγιστεί

Τοποθετήστε το σάκο όπως είναι στο δοχείο αναρρόφησης **Εικόνα 2.2** ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 2.1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΗΤΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.

3. Τοποθετώντας πολλούς σάκους αναρρόφησης (σύνδεση σε σειρά)

Όταν πραγματοποιείται αναρρόφηση μεγάλου όγκου υγρών, οι σάκοι αναρρόφησης Serres μπορούν να συνδεθούν σε σειρά με σωλήνες σε σειρά, σωλήνες κενού και συνδέσμους **Τ**, **Εικόνα 3.1**.

- Τοποθετήστε τους σάκους στα δοχεία αναρρόφησης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2, και συνδέστε τους σάκους με τα δοχεία πιézοντας στο μέσο του καπακιού.
- Αφαιρέστε τον γκρι, γωνιακό σύνδεσμο (δοχεία 2 και 3) και ανοίξτε τις σειριακές θύρες των σάκων αναρρόφησης (σάκοι 1 και 2) όπως απεικονίζεται στην **Εικόνα 3.2**.

- Συνδέστε τα δοχεία αναρρόφησης μεταξύ τους με χωριστούς συνδέσμους **Τ** και σωλήνες, σύμφωνα με την **Εικόνα 3.3**. Χρησιμοποιήστε ψαλίδι για να κόψετε το σωλήνα σε κατάλληλο μήκος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ **Τ** ΚΑΙ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.

- Συνδέστε τους σωλήνες σε σειρά προσεκτικά, μέσω της ανοιχτής σειριακής θύρας στο σάκο αναρρόφησης, στο σύνδεσμο ασθενούς του επόμενου σάκου αναρρόφησης, **Εικόνα 3.4**

Για να επιτύχετε καλύτερη απόδοση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν μετατροπέα κενού Vacuum Shift για τις συνδέσεις σε σειρά για μεγαλύτερες ποσότητες υγρών.

4. Εκδιπλωση του σάκου αναρρόφησης

Ο σάκος αναρρόφησης τοποθετείται με χρήση κενού **Εικόνα 4**. Ενεργοποιήστε την πηγή κενού και πιέστε ταυτόχρονα το μέσο του καπακιού ελαφρά (τμήμα 1). Αφού ο σάκος έχει φτάσει σε ίσια θέση, κλείστε το σύνδεσμο ασθενούς με το δάχτυλό σας (τμήμα 2), έτσι ώστε να σφίξτε το καπάκι στο σάκο αναρρόφησης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΣ. Συνδέστε το σωλήνα ασθενούς στο σύνδεσμο ασθενούς. Το σύστημα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα σάκου αναρρόφησης

Όταν η αναρρόφηση είναι ενεργοποιημένη το υγρό ρέει στο εσωτερικό του σάκου αναρρόφησης. Ο σάκος αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ή έως ότου ο σάκος αναρρόφησης πληρωθεί. Όταν ο σάκος αναρρόφησης έχει πληρωθεί, η προστασία από υπερχείλιση διακόπτει την αναρρόφηση και αποτρέπει τη ροή υγρού στην πηγή αναρρόφησης. Η κλίμακα στο δοχείο αναρρόφησης δείχνει τον όγκο του αναρροφημένου υγρού. Η ακρίβεια της κλίμακας είναι +/- 100ml.

Χρήση σάκων αναρρόφησης εξοπλισμένων με ουσία πηκτωμάτωσης (Με πήκτωμα)

Κάποιοι τύποι αναρρόφησης περιέχουν ουσία πηκτωμάτωσης **εικόνα 5** που προκαλεί πηκτωμάτωση του αναρροφημένου υγρού. Χρησιμοποιείτε τους σάκους αναρρόφησης με πηκτώμα κατά τρόπο ίδιο με τους κανονικούς σάκους αναρρόφησης. Όταν μετράτε τον όγκο του αναρροφημένου υγρού, λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η κλίμακα στο δοχείο αναρρόφησης περιλαμβάνει την ποσότητα της ουσίας πηκτωμάτωσης που περιέχεται στο σάκο αναρρόφησης.

1l σάκος αναρρόφησης με πήκτωμα: 25 ml

2l σάκος αναρρόφησης με πήκτωμα: 50 ml

3l σάκος αναρρόφησης με πήκτωμα: 85 ml

Επιπλέον, δώστε προσοχή στη φυσιολογική ανοχή της κλίμακας του δοχείου αναρρόφησης. Αν χρησιμοποιείτε μια ουσία πηκτωμάτωσης που πωλείται χωριστά σε σκαουλάκια ή σε μορφή σκόνης, χρησιμοποιήστε 25g / 35ml της ουσίας ανά λίτρο υγρού. Λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις στη συσκευασία της ουσίας πηκτωμάτωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΑΝ ΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΗΚΤΩΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ Η ΠΗΓΗ ΚΕΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Μετά τη διαδικασία

Μετά από τη διαδικασία αναρρόφησης, απασυνδέστε το σωλήνα ασθενούς και τον γωνιακό σύνδεσμο (ή εναλλακτικά τον ευθύ σύνδεσμο ή τον διπλό σύνδεσμο) και το σωλήνα σε σειρά, εφόσον χρησιμοποιείται **Εικόνα 6.1**. Κλείστε τη σύνδεση με το βύσμα συνδέσμου ασθενούς που παρέχεται στο καπάκι του σάκου αναρρόφησης. Στην περίπτωση σύνδεσης σε σειρά, κλείστε και τη σειριακή θύρα **Εικόνα 6.2**. Τέλος, απενεργοποιήστε την πηγή κενού. Ανασηκώστε το σάκο αναρρόφησης από τη λαβή **Εικόνα 6.3**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΜΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΕΝΟΥ ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΑΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων προϊόντων

Οι σάκοι αναρρόφησης, τα σετ δειγμάτων, τα κύπελλα μέτρησης και οι σωλήνες σε σειρά Serres είναι μιας χρήσης και πρέπει να αντικαθίστανται για κάθε ασθενή. Αν ο ίδιος ασθενής υποβληθεί σε μακροχρόνια αγωγή, ο σάκος αναρρόφησης πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες. Τα επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα πρέπει να τεθούν εκτός χρήσης αν υποστούν ζημιά ή δεν λειτουργούν όπως έχει σχεδιαστεί. Τα χρησιμοποιημένα ή τα εκτός χρήσης προϊόντα πρέπει να απορριπτούν σύμφωνα με τις οδηγίες ανακύκλωσης που αναφέρονται στην ετικέτα καθώς και τις ειδικές οδηγίες του νοσοκομείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΟΛΥΝΣΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΑΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΑΝΤΑ.

Καθαρισμός επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων

Το δοχείο αναρρόφησης και ο γωνιακός σύνδεσμος μπορούν να πλυθούν (95 °C) και να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο (121 °C). Πριν την πλύση αφαιρέστε το γκρι, γωνιακό σύνδεσμο. Μπορείτε να σκουπίσετε τα άλλα επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα με πανί εμποτισμένο με απολυμαντικό.



Serres引流袋系统用于在医疗手术中收集病人的体液和分泌物。在安装产品并开始手术之前，请认真阅读本手册。Serres 引流袋系统只可以由熟悉产品的人员安装和使用，并且只可用于制造商规定的用途。禁止违背指导使用。如果产品的使用方式和/或使用目的不同于本指导中所述的方式和/或目的，制造商将不承担任何责任。在使用产品之前，应始终确保所有系统部件完好无损。严禁使用故障产品。

系统部件

本系统的基本部件包括引流袋（一次性使用）图 A、引流瓶以及灰色的角型接头（可重复使用）图 B。引流袋和引流瓶的容积根据型号可分为 1,000ml、2,000ml 和 3,000ml。引流袋系统的部件在图 C 中有更详细的介绍。

- C1 角型接头（灰色，安装在引流瓶上）
- C2 患者接口（白色，安装在引流袋上）
- C3 串接口（串接时使用）
- C4 密封塞
- C5 逆流阀
- C6 提手

我们提供不同型号的吸痰包，它们的安装方法各不相同。请确保您阅读了与正确型号相关的指导。本系统提供一系列配件，在单独手册中名为“配件”的章节中介绍。请注意！只有原装的SERRES部件和配件可用在本引流袋系统中。

请注意！如果您使用的是灭菌产品，请确保该产品的包装在使用前未被破坏。如果包装已经破损，请勿使用该产品。请注意！所有标有 © 符号的引流袋及产品均为一次性使用，严禁重复使用。

系统安装

1. 安装引流瓶

将引流瓶垂直插入支架中，如图 1。我们提供各种类型的支架（轨道夹、滑块、桌用及床用型）用于引流瓶的安装。引流瓶也可以安装在移动 Serres 推车的引流瓶支架上。使用负压管将负压源与引流瓶上的灰色角型接头连接起来。

2. 安装单个引流袋

2.1 非折叠包装的型号

展开引流袋并将其放置到引流瓶中。图 2.1

2.2 折叠包装的型号

将引流袋以原状直接放入引流瓶中，如图 2.2 所示，或者遵照第 2.1 条中的指导。

请注意！引流袋必须安装在同等尺寸的引流瓶中。请注意！确保引流袋袋体不会夹在引流瓶和盖子之间

3. 安装多个引流袋（串接）

当需要引流大量液体时，Serres 引流袋可以通过串接管、负压管和 T 型接头串接在一起。图 3.1。

- 如第 2 小节所述，将引流袋放入引流瓶，按下盖子中间将引流袋连接到引流瓶。

- 如图 3.2 所示，取下灰色角型接头（引流瓶 2 和 3）并打开引流袋的串行端口（引流袋 1 和 2）。

- 依照图 3.3，分别使用 T 型接头和负压管将引流瓶相互连接。使用剪刀将负压管剪至合适的长度。

请注意！T 型接头和负压管可以重复使用，在使用之后无需更换。

- 将串接管小心地插入引流袋打开的串接口中，连接到一个引流袋的患者接口。图 3.4

为获得最佳性能，建议为最大量液体的串行连接使用负压转换。

4. 展开引流袋

引流袋使用负压安装，如图 4 所示。打开负压源，同时轻轻地按下盖子中间（部件 1）。引流袋校直之后，使用手指关闭患者接口（部件 2），以便盖子封紧引流袋。请注意！在使用之前，请确保负压已经连接，并且引流袋已经完全展开。

将引流管连接到患者接口。此时引流袋系统安装完成，可以开始使用。

使用引流袋系统

当引流开始时，液体流入引流袋内。引流袋在整个手术过程中均可使用，直至引流袋装满。当引流袋装满时，溢流保护装置（逆流阀）会切断引流，防止液体流入负压源。引流瓶上的刻度显示了已引流液体的体积。刻度的精度为 +/- 100ml。

带凝固剂的引流袋

（预凝固）

一些引流袋包含凝固剂，如图 5 所示，可以凝固所引流的液体。带凝固剂的引流袋的使用与普通引流袋相似。

请注意，在测量已引流液体的体积时，所读取的引流瓶上的刻度包含引流袋中所含凝固剂的量。

11 预凝固引流袋包含凝固剂：25 ml

21 预凝固引流袋包含凝固剂：50 ml

31 预凝固引流袋包含凝固剂：85 ml

此外，请注意引流瓶刻度的正常容差。如果您使用单独的小袋或作为单独粉末售卖的凝固剂，请在每一升液体中使用 25g / 35ml 此种物质。请注意凝固剂包装上的警告。

请注意！如果预凝固引流袋用于串接中，负压源在整个引流过程中必须持续打开。

引流完成之后

在引流完成之后，取下引流管和白色角型接头（或者直型接头或双瓶接头）以及串接管（如使用）。使用引流袋盖子上的密封塞塞住患者接口。如为串接，塞住串接口。最后，关闭负压。使用盖子上的提手提起引流袋。

图 6

请注意！在没有塞紧引流袋之前，请勿关闭负压。

使用过的产品的处置

Serres 引流袋、样品收集器、量杯以及串接管都是一次性的，必须一个病人一换。如果同一位病人接受长期治疗，引流袋必须至少每 24 小时更换一次。对于可重复使用的产品，如果已经破损或无法按功能使用，则必须停止使用。使用过的或停止使用的产品必须依照回收标签和医院具体的指导处置。

请注意！严禁重复使用一次性产品。重复使用一次性产品将降低产品的性能，并且可能导致感染风险。在处理使用过的引流袋时，应当注意其中可能含有感染性废品。

可重复使用的产品的清洁

引流瓶和角型接头可以清洗（95 ° C）和高温灭菌（121 ° C）。在清洗之前，请取下灰色角型接头。其他可重复使用的产品可以使用消毒剂擦拭。

存储 见页 23

Storage Serres products are factory-sterile and should be stored in indoors in a warm place. Protect the packages from humidity, dirt and dust. Disposable products can be used for 5 years after the date on the label, excluding pre-gelled suction bags that can be used for 2 years after the date on the label.

Lagerung Serres Produkte werden unter hygienischen Bedingungen hergestellt und sollten im Innenbereich an einem warmen Ort gelagert werden. Die Verpackungen müssen gegen Nässe, Schmutz und Staub geschützt werden. Die Einwegprodukte können fünf Jahre nach dem Verpackungsdatum verwendet werden. Davon ausgenommen sind mit Geliemittel gefüllte Absaugbeutel, die zwei Jahre nach dem Verpackungsdatum verwendet werden können.

Stockage Les produits Serres sont fabriqués en usine propre et doivent être stockés dans un environnement clos et chaud. Protéger les emballages de l'humidité, de la saleté et de la poussière. Les produits jetables peuvent être utilisés pendant 5 ans après la date indiquée sur l'étiquette, à l'exception des poches d'aspiration pré-gélifiées, qui peuvent être utilisées pendant 2 ans après la date indiquée sur l'étiquette.

Conservación Los productos Serres se suministran estériles de fábrica y deben almacenarse en interiores a temperaturas templadas. Proteja los paquetes de la humedad, la suciedad y el polvo. Los productos desechables pueden usarse durante 5 años a partir de la fecha indicada en la etiqueta, excepto las bolsas de aspiración pregelificadas, que pueden usarse durante 2 años a partir de la fecha indicada en la etiqueta.

Conservazione I prodotti Serres sono sterilizzati in fabbrica e devono essere conservati in luoghi chiusi e al riparo dal freddo. Proteggere le confezioni da umidità, sporcizia e polvere. I prodotti monouso possono essere utilizzati per un periodo di 5 anni dopo la data riportata sull'etichetta, a eccezione delle sacche di raccolta preimpiegate con agente solidificante che possono essere utilizzate per un periodo di 2 anni dopo la data riportata sull'etichetta.

Förvaring Serres produkter är sterila från fabrik och bör förvaras i rumstemperatur. Skydda förpackningarna från fukt, smuts och damm. Engangsprodukter kan användas 5 år efter etikettens datum, förutom förfyllda sugpåsar som kan användas under 2 år efter etikettens datum.

Opbevaring Serres produkter er rene fra fabrikk og bør opbevares på varme indendørs steder. Beskyt pakker mod fugt, snavs og støv. Engangsprodukter kan bruges i 5 år efter datoen på etiketten, undtagen prægelerede sugeposer, der kan bruges i 2 år efter datoen på etiketten.

Oppbevaring Serres-produkter er sterile fra fabrikk og skal oppbevares innendørs på et varmt sted. Beskytt innpakningen mot fukt, skitt og støv. Engangsprodukter kan brukes i fem år etter datomerkingen, bortsett fra forhåndsfylte sugeposer, som kan brukes i to år etter datomerkingen.

Säilytys ja varastointi Serres tuotteet ovat tehdaspuhtaita ja ne varastoidaan lämpimissä sisätiloissa. Pakkaukset on suojeltava kosteudelta, liialta ja pölyltä. Kertakäyttötuotteiden käyttöikä on 5 vuotta pakkauksen etiketin päiväyksestä, paitsi jäähmeaineelliset imupussit, joiden käyttöikä on 2 vuotta etiketin päiväyksestä.

Opslag De producten van Serres worden schoon geleverd en moeten worden opgeslagen op een warme binnenlocatie. Bescherm de verpakkingen tegen vocht, vuil en stof. De producten voor eenmalig gebruik zijn bruikbaar tot 5 jaar na de datum op het etiket, met uitzondering van voorgevulde opvangzakken, die tot 2 jaar na de datum op het etiket kunnen worden gebruikt.

Skladování Produkty Serres jsou čisté z výroby a je třeba je skladovat uvnitř budov při pokojové teplotě. Obaly chráňte před vlhkostí, nečistotami a prachem. Odsávací vaky přednaplněné želírující látkou lze používat 2 roky od data uvedeného na štítku, ostatní jednorázové produkty lze používat 5 let od data uvedeného na štítku.

Skladovanie Produkty Serres sú vyrobené v čistom prostredí zo závodu a mali by sa skladovať na teplých miestach vo vnútri. Obaly chráňte pred vlhkosťou, špinou a prachom. Produkty určené na jedno použitie sa dajú použiť do 5 rokov od dátumu uvedeného na obale, okrem nasávacích vakov s želírujúcim činidlom, ktoré sa môžu použiť do 2 rokov po dátume výrobyvedenom na obale.

Depolama Serres ürünleri fabrikada temiz ortamda ambalajlanmıştır ve kapalı ortamlarda oda sıcaklığında saklanmalıdır. Ambalajlar nemden, kirden ve tozdan korunmalıdır. Tek kullanımlık ürünler etiketeki tarihten sonra 5 yıla kadar süreyle kullanılabilir ancak jelli aspirasyon torbaları etiketeki tarihten sonraki 2 yıl içinde kullanılmalıdır.

Tárolás A Serres termékeket tiszta gyári körülmények között állítjuk elő; meleg beltéri körülmények között tárolandók. Párától, szennyeződéستől és portól védve tárolja a csomagolt termékeket. Az eldobható termékek a címkén jelzett időponton túl 5 évig használhatók fel, kivéve az előgélvezett szívózsákokat, melyek a jelzéstől számított 2 éven belül használhatók fel.

Przechowywanie Produkty Serres są fabrycznie czyste i należy je przechowywać w ciepłych pomieszczeniach zamkniętych. Opakowania chronić przed wilgocią, zanieczyszczeniem i pyłem. Produkty jednorazowe można stosować przez 5 lat od daty podanej na etykietce, z wyjątkiem worków do odsysania z żelem, których można używać przez 2 lata od daty podanej na etykietce.

Conservação Os produtos Serres vêm limpos de fábrica, devendo ser conservados no interior, a temperatura amena. As embalagens deverão ser protegidas da humidade, sujidade e poeira. Os produtos descartáveis podem ser utilizados por 5 anos após a data impressa no rótulo, à excepção dos sacos de aspiração pré-gelificados, que podem ser utilizados por 2 anos após a data impressa no rótulo.

Shranjevanje Izdelki Serres so tovarniško očiščeni in jih je treba shranjevati v toplih zaprtih prostorih. Vsebinsko pakiranja zaščitite pred vlažnostjo, umazanijo in prahom. Izdelki za enkratno uporabo se lahko uporabijo do 5 let po datumu na oznaki, z izjemo predgeliranih aspiracijskih vrečk, ki se lahko uporabijo do 2 leti po datumu na oznaki.

Φύλαξη Τα προϊόντα Serres είναι εργοστασιακά καθαρά και πρέπει να φυλάσσονται σε ζεστός εσωτερικός χώρος. Προστατεύστε τις συσκευασίες από την υγρασία, τις ακαθαρσίες και τη σκόνη. Τα προϊόντα μιας χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 5 χρόνια από την ημερομηνία που αναγράφεται στην επικέτα, με εξαίρεση τους σάκους αναρρόφησης με πηκτώμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 2 χρόνια μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στην επικέτα.

存储 Serres 产品在工厂已经经过消毒，应当存放在温暖的室内环境中。请保护包装不受潮湿、污垢和灰尘的侵袭。一次性产品可以在标签日期后 5 年内使用，但不包含带凝固剂的引流袋，它可以在标签日期后 2 年内使用。

Distribuito da:
DOCTORPOINT SRL

www.doctorpoint.it