

SCHEDA TECNICA

<b>CODICE /CODE</b>	
<b>PRODOTTO</b>	<b>MULTISAN TAB A</b>
<b>NORMA RIFERIMENTO:</b>	<b>Contenuto a norma della tabella A D.M. 279 del 25 maggio 1988</b>
<b>CLASSIFICAZIONE: Per imbarcazioni da diporto con equipaggio, abilitate oltre le 12 miglia , navigazione litoranea, pesca costiera ravvicinata</b>	
<b>Norma CE:</b>	I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.



*Contenuto:*

- 1 flacone ammoniac
- 4 bende cambric cm. 5
- 1 bende cambric cm. 7
- 2 bende di garza (1 da cm.5 - 1 da cm.7)
- 1 rotolo cerotto m. 5x2,5 cm.
- 1 conf. da 20 cerotti
- 5 conf. cotone idrofilo gr.50
- 1 paio forbici tagliabendaggi
- 1 conf. compresse garza sterile cm. 10x10
- 1 conf. da 25 compresse sterili cm. 10x10
- 1 laccio emostatico
- 6 buste garza sterile cm. 18x40
- 4 siringhe sterili (2 da cc. 5 - 2 da cc.10)
- 2 stecche per frattura
- 1 termometro clinico
- 1 flacone disinfettante da ml. 250
- 1 tampobenda sterile mm. 80x100
- 1 tampobenda sterile mm. 100x120
- 2 buste garza vaselinata
- 1 flacone acqua ossigenata
- istruzioni di pronto soccorso

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO :DM 25.05.1988 N. 279 - TABELLA A**

Il decreto Ministeriale stabilisce il contenuto delle cassette distinguendo i materiali per medicazione e pronto soccorso dalle specialità medicinali. Il contenuto della presente cassetta non comprende le specialità medicinali che, per legge, devono essere acquistate dall'utente finale in farmacia (elenco all'interno della cassetta)

Dimensioni: mm. 443x338x147  
peso :Kg.4,2