

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Nome: **URINALE MASCHILE PAPPAGALLO MONOUSO IN CARTA - capacità 900ml**
Codice: **URINMON NSIS: 137295 CND: : Y091299**

Descrizione Prodotto

Contenitore monouso per urina e liquidi. Pappagallo urinale monouso impermeabile realizzato in Carta di cellulosa riciclata biodegradabile 100%.

Sicuri, puliti, atossici e senza lattice.
Scivola facilmente sotto il paziente infermo o allettato.

Ideato per garantire al paziente più dignità e nel contempo agevolare il lavoro del personale sanitario. Di piacevole contatto con la cute, dall'imboccatura arrotondata e liscia per facilità d'uso e comfort, il prodotto non risulta provocare irritazioni sia nel breve che nel prolungato contatto.

Incoraggia la toilette indipendente, fornendo comodità, dignità e comfort ai pazienti di sesso maschile.

Design tradizionale dalla forma ergonomica.

Realizzato con carta di giornale pulita biodegradabile e progettato per uso singolo; l'orinatoio maschile viene utilizzato una volta poi smaltito, il che elimina il rischio di infezione associato agli orinatoi riutilizzabili e ai prodotti per la toilette.

Prodotti in fibra modellata realizzati con carta riciclata al 100%. Completamente usa e getta.

I vantaggi e punti di forza del dispositivo, sono:

- abbattimento cariche batteriche da contatto
- sicurezza igienica per i degenti
- prevenzione del rischio infettivo occupazionale
- diminuzione del carico di lavoro infermieristico

Distribuito da:
JMEIPER S.R.L.

www.gibermedicali.it

Sede Legale: Via Cimabue, n.8 - 28100 Novara (NO) - P.I. / C.F. 02506680038 - REA NO 240641 - Cap.

Soc. 10.000,00 € Int. versato

Sede Operativa: Via Novara n.63 - 28021 Borgomanero (NO)

Tel: (+39) 0321 1856045 Fax: 0321 1851045 Per Informazioni: info@gibermedicali.it

- miglioramento della qualità dell'assistenza
- utilizzo di supporti antimicrobici

Conformità normativa

Conforme a: Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CE - MDR2017/745 Classe 1 non sterile

Caratteristiche

Materiale: pasta di carta modellata con trattamento antimicrobico

Uso previsto: contenimento e trasporto urina, sangue vomito.

Resistenza: 36ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici.

Temperatura di resistenza: 35 °C (+/- 3)

Capacità nominale: 900ml max

Materiale: 100% pasta di carta riciclata

Smaltimento: Biodegradabili per macerazione o con macchine tritiatrici

Dimensioni: 260 x 115 x 110 mm

Peso: 37,5g circa

Colore: grigio

La presente Scheda Tecnica è conforme da quanto dichiarato dal Produttore

Data ultimo Aggiornamento: 01/02/2024

Distribuito da:

JMEIPER S.R.L.

Sede Legale: Via Cimabue, n.8 - 28100 Novara (NO) - P.I. / C.F. 02506680038 - REA NO 240641 - Cap. Soc. 10.000,00 € Int. versato

Sede Operativa: Via Novara n.63 - 28021 Borgomanero (NO)

Tel: (+39) 0321 1856045 Fax: 0321 1851045 Per Informazioni: info@gibermedicali.it