

# RBP-100

Misuratore digitale di pressione



# RBP-100

## DISPOSITIVO NIBP DI QUALITÀ CLINICA

**Piccolo, leggero e pratico misuratore di pressione per uso clinico**

### **Caratteristiche:**

**Memoria capiente**

**Misurazione media**

**Dispositivo portatile all'avanguardia**

**Schermo LCD**

**Modalità da auscultazione**

**Modalità oscillometrica**

**Modalità riposo automatica**

**Rilevazione aritmia**

**Disponibile in 4 versioni**

- Modello a parete
- Modello da tavolo
- Modello portatile
- Opzione montaggio su binario

**Connettore rapido**

**Batteria/Alimentatore CA con cavo**

**Un prezzo migliore con le stesse caratteristiche**

**Certificati**

ISO EN 13485

Conforme a: 93/42 EWG

### **Benefici:**

Salva fino a 210 letture

Rassicura gli infermieri, i medici e i pazienti (elimina gli effetti della sindrome da camice bianco)

Piccolo, leggero, portatile e pratico

Chiaro e facile da leggere

Misurazione manuale

Misurazioni rapide e automatiche

Risparmio energetico

Rilevazione Rapida

Protezione per il paziente

Versatile

Cambio bracciale semplice e rapido

1000 misurazioni con una sola ricarica

Ottimo rapporto qualità - prezzo

Dispositivo medico Classe IIa

**La versione da tavolo comprende:**

**N. 1740**

Tubo dell'aria da 2,5 m (sul lato del dispositivo)  
con connettore metallico  
Batteria NiMH 4,8 V 2400 mAh  
Adattatore CA/CC 7,5 V 1500 mAh (UE, US, UK, Austr.)



**La versione portatile comprende:**

**N. 1741**

Tubo dell'aria da 2,5 m (sul lato del dispositivo)  
con connettore metallico  
Batteria NiMH 4,8 V 2400 mAh  
Adattatore CA/CC 7,5 V 1500 mAh (UE, US, UK, Austr.)



**Opzionale:**

Cestello aggiuntivo piccolo, 25 x 9 x 20 cm

**N. 10392**

Cestello aggiuntivo grande, 23 x 23 x 25 cm

**N. 10393**



**La versione da parete comprende:**

**N. 1742**

Pannello da muro  
Tubo dell'aria da 2,5 m con connettore metallico  
Batterie NiMH 4,8 V 2400 mAh (4 pz.)  
Adattatore CA/CC 7,5 V 1500 mAh (UE, US, UK, Austr.)

**La versione con binario comprende:**

**N. 1743**

**RBP-100 - Binario**

Tubo dell'aria da 2,5 m con connettore metallico  
Batteria NiMH 4,8 V 2400 mAh  
Adattatore CA/CC 7,5 V 1500 mAh (UE, US, UK, Austr.)



**Tutte le versioni includono:**

2 Bracciali: bracciali morbidi M e L-XL senza anello D-Ring  
Un connettore rapido di plastica  
Include un tubo dell'aria da 30 cm  
Cestello piccolo di plastica  
Istruzioni per l'uso

**RBP-100**

## Specifiche Tecniche:

<b>Misurazione:</b>	Modalità oscillometrica Modalità da auscultazione
<b>Misurazioni:</b>	Sistolica: 60 - 255 mmHg Diastolica: 30 - 200 mmHg Battiti: 40 - 200 bpm
<b>Tempo di lettura:</b>	30 - 40 sec.
<b>Sgonfiamento:</b>	± 3 mmHg
<b>Precisione:</b>	± 5 %
<b>Specifiche del bracciale:</b>	
Dimensioni:	M 22 - 32 cm L - XL 32 - 52 cm
Opzionale:	S 17 - 22 cm
Prolunga:	2,5 m
Materiale:	non include lattice
Pressione del bracciale:	0 - 310 mmHg
Alimentazione:	Adattatore CA 7,5 V / 1,5 mAh NIMH AA 4,8 V 2400 mAh Pacco batterie ricaricabili
<b>Clinicamente testato per pazienti:</b>	affetti da ipertensione, ipotensione, diabete, preeclampsia, aterosclerosi, malattie renali in fase terminale, obesità o in stato di gravidanza e per gli anziani, >3 anni di Età  BIHS - tecnologia convalidata
<b>Peso:</b>	510 gr.
<b>Supporto metallico:</b>	Altezza regolabile 75 - 120 cm
<b>Cestello portaoggetti:</b>	Piccolo di plastica
<b>Classificazione:</b>	Classe IIa