

CINTURA FASCIA ADDOMINALE BELT

Catteristiche tecniche



- Art. 03.04.6023 (cm. 60/90)
- Art. 03.04.6024 (cm. 80/120)
- Art. 03.04.6025 (cm. 100/150)
- è una cintura dotata di maniglie orizzontali e verticali che offrono innumerevoli possibilità di presa.
- La chiusura anteriore è tramite clips di sicurezza, regolabile facilmente.



- L'interno è imbottito ed è foderato di materiale antiscivolo per fare una buona presa sul paziente senza causare traumi.
- E' disponibile in ben 3 taglie Small, Medium, Large con chiusura a clips di sicurezza
- Portata omologata kg.160
- Lavabili a 70° anche in lavatrice.



Come si usa

- Serve per alzare il paziente dalla sedia, per aiutare il disabile a sollevarsi da terra, per trasferire dalla carrozzina al letto o al WC gli anziani oppure per sostenere il disabile mentre cammina;
- in quest'ultimo caso il paziente viene sorretto con più sicurezza e l'operatore non sottopone il proprio rachide ad un eccessivo stress.

