

Ambu[®] Man School



Caratteristiche e benefici

- Sistema igienico Ambu per evitare l'infezione crociata
- Manichino training compatto e portatile
- Training facile della compressione del busto
- Torso chiuso
- Facilità di posizionamento degli elettrodi DAE
- Confezionamento da 10 pz per training di gruppo

AmbuMan School

AmbuMan School è il manichino per la formazione che offre reperi umani dedicato al training di tutte le procedure BLS.

Il manichino può essere utilizzato per il training realistico della compressione esterna del torso e del posizionamento degli elettrodi DAE.

Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata nelle demo e nella formazione dei principi della ventilazione attraverso bocca e naso.

L'AmbuMan School è destinato a essere utilizzato per la formazione degli studenti nelle scuole sotto la supervisione di un istruttore/insegnante.

Conforme alle linee guida

L'AmbuMan School permette di effettuare un training RCP seguendo le ultime linee guida RCP internazionali.

Compatto e portatile

Per un facile trasporto e configurazione, l'AmbuMan School ha un peso ridotto e un confezionamento compatto.

Facile training DAE

Grazie al torso chiuso, si possono posizionare gli elettrodi di defibrillazione e si può effettuare un training realistico DAE.

Specifiche

| | |
|--------------------------------|--------|
| Peso | 0,8 kg |
| Lunghezza | 45 cm |
| Max profondità di compressione | 6 cm |

Materiale

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Cinturini | Nylon |
| Piastra base | Policarbonato |
| Soffietto | Elastomero termoplastico |
| Busto | Polipropilene |
| Testa | Silicone |
| Pezzo facciale | PVC (Polivinilcloruro) |
| Sacca polmone | PVC (Polivinilcloruro) |
| Sacca per la testa | Polietilene |

Specifiche per l'ordinazione

| Ref. | Descrizione |
|--------------|--|
| A268 007 000 | AmbuMan School (Set 10 pz) |
| 268 000 571 | Pezzo facciale AmbuMan School (Set 10 pz) |
| 268 000 572 | Sacca per la testa AmbuMan School (Set 100 pz) |
| 268 000 573 | Accessori AmbuMan School (Set 10 pz) |



Torso chiuso



Posizionamento degli elettrodi DAE



Sistema igienico Ambu



Accessori

Ambu S.r.l.

Via Paracelso 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
Tel.: +39 039 657811
Fax.: +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com