



FAZZINI

Your Health is Our Aim

Fazzini srl
S.S Padana Superiore, 317-20055
Vimodrone-Milano-ITALY
Tel 022651521- Fax 0226515221
info@fazzini.it - www.fazzini.it

BILANCIA PESA PERSONE MECCANICA LETTURA A CURSORE CON ALTIMETRO

S7200HR



DIMENSIONI

Larghezza	mm 440
Profondità	mm 600
Altezza	mm 1530
Peso	Kg 23
Dimensione base	mm 370x270

CARATTERISTICHE GENERALI

Bilancia meccanica a stativo con scala a cursore per uso medico ospedaliero conforme alle direttive 2014/31/UE

EN45501

90/384/CEE

93/68/CEE e successive modificazioni

CARATTERISTICHE GENERALI

Piattaforma	Con ruote
Portata max	200 kg
Portata min	2 kg
Divisione:	100 g
Tara	2,2 kg
Altimetro	cm.75-200
Divisione Altimetro	1 mm

SPECIFICHE

BILANCIA PESA PERSONE A ROMANO OMOLOGATA CLASSE DI PRECISIONE METROLOGICA III
CLASSIFICAZIONE CND Z1 20499 REPERTORIO 231466