



M600362
LETTINO DA VISITA CON CASSETTI
Struttura in tubo d'acciaio verniciato □ 30x30mm.
Schienale regolabile a cremagliera. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile, ignifugo.
Fornito con n°3 cassetti verniciati da posizionare sotto il piano fisso.
Smontato.
Dim. 177 x 60 x 80 h cm

M600363
LETTINO DA VISITA CON CASSETTI
Struttura in tubo d'acciaio inossidabile □ 30x30mm.
Schienale regolabile a cremagliera. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile, ignifugo.
Fornito con n°3 cassetti in acciaio inossidabile da posizionare sotto il piano fisso.
Smontato.
Dim. 177 x 60 x 80 h cm

Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

M600362
EXAMINATION COUCH WITH DRAWERS
Structure made of enamelled plated steel tube □ 30x30mm.
Backrest adjustable by rack. Padding and covering made of washable, flame retardant, plastic material.
Supplied with three enamelled drawers to be placed under the fixed part.
Disassembled.
Dim. 177 x 60 x 80 h cm

M600363
EXAMINATION COUCH WITH DRAWERS
Structure made of stainless-steel tube □ 30x30mm.
Backrest adjustable by rack. Padding and covering made of washable, flame retardant, plastic material.
Supplied with three stainless-steel drawers to be placed under the fixed part.
Disassembled.
Dim. 177 x 60 x 80 h cm

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

M600362
DIVAN D'EXAMEN AVEC TIROIRS
Structure en tube carré d'acier verni □ 30x30mm.
Dossier réglable à crémaillère. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.
Fourni avec trois tiroirs vernis à placer sous le plan fixe du divan.
Démonté.
Dim. 177 x 60 x 80 h cm

M600363
DIVAN D'EXAMEN AVEC TIROIRS
Structure en tube carré d'acier inoxydable □ 30x30mm.
Dossier réglable à crémaillère. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.
Fourni avec trois tiroirs d'acier inoxydable à placer sous le plan fixe du divan.
Démonté.
Dim. 177 x 60 x 80 h cm

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

M600362
CAMA DE EXAMEN CON CAJONES
Estructura en tubo cuadrado de acero esmaltado □ 30x30mm.
Respaldo ajustable con cremallera. Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.
Suministrado con tres cajones para colocar debajo de la balda fija.
Desmontado.
Dim. 177 x 60 x 80 h cm

M600363
CAMA DE EXAMEN CON CAJONES
Estructura en tubo cuadrado de acero inoxidable □ 30x30mm.
Respaldo ajustable con cremallera. Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.
Suministrado con tres cajones para colocar debajo de la balda fija.
Desmontado.
Dim. 177 x 60 x 80 h cm

Toda las camas son alcohadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.