

## RIDUTTORE A PISTONE BILANCIATO CON FLUSSOMETRO

### DESCRIZIONE:

Riduttore di pressione a Pistone Bilanciato da applicare su bombole di Ossigeno Medica

Corpo in alluminio anodizzato valvola di sicurezza

Manometro A.P.diam. 50 f.scala 0/315 bar classe di precisione 2.5

Flussometro a colonna regolabile da 0/15 litri al minuto ( a richiesta 0/6lt.miuto)

att.uscita 9/16UNF maschio (a richiesta G. 1/4 – G. 3/8 )

Completo di dado e portagomma per tubo diam. 6 mm.

Attacco E. 21,7 x 14 fil. W. M. Dx. UNI 4406


(A richiesta att. PIN INDEX –DIN-NF-DS)

Costruzione a norma CE direttiva 93/42 – Classe prodotto IIb

### NB.

Ai sensi della direttiva 93/42 CEE per gli accessori di ossigeno terapia

Vige l'obbligo di rintracciabilità per lotto dei prodotti.



CE0434

Descrizione	Attacco Entrata
Riduttore per Ossigeno Terapia con Flussometro 0/15 lt.minuto	21.7 x 14 fil. W M. Dx