

SCHEMA TECNICA / DATASHEET

Codice/code	34095
Prodotto/product	POMPA IN METALLO PER MATERASSO A DEPRESSIONE/METAL POMP
Contenuto/content	POMPA IN METALLO/METAL POMP



Caratteristiche tecniche

MANICO	LEGNO
<i>handle pump</i>	<i>wood</i>
CORPO POMPA	ALLUMINIO VERNICIATO
<i>pump frame</i>	<i>painted aluminium</i>
STAFFA PER PIEDE	FERRO ZINCATO
<i>bracket foot</i>	<i>galvanized iron</i>
TUBO CON RACCORDO	PVC TELATO
<i>hose with connection</i>	<i>reinforced pvc</i>

CAPACITA : 0,75 litri

PESO : 1,5 kg

LUNGHEZZA TOTALE : 485 mm

LUNGHEZZA CAMERA : 290 mm

DIAMETRO CAMERA : 60 mm

LUNGHEZZA TUBO : 800 mm

CARATTERISTICHE: corpo in alluminio. Corredata di tubo con raccordo in PP; manico girevole ; funziona in qualsiasi posizione. Completamente smontabile

CAPACITY : 0,75 litre

WEIGHT : 1,5 kg

TOTAL LENGTH : 485 mm

CYLINDER LENGTH : 290 mm

DIAMETER CYLINDER : 60 mm

HOSEPIPE LENGTH : 800 mm

CHARACTERISTICS : frame in aluminium. Supplied with hose and fitting; rotating handle ; operates in all positions. Totally dismountable.